

Menge

EURO

## EINMALSPRITZEN



### EINMALSPRITZEN

#### HSW NORM-JECT® 2-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus Polypropylen, Zylinder bestehend aus Polyethylen

Luer, Pack = 100 Stück

HSW 4020.000V0	<b>2 ml (3 ml)</b>	1 Pack	<b>2,30 /Pack</b>
HSW 4050.000V0	<b>5 ml (6 ml)</b>	1 Pack	<b>3,50 /Pack</b>
HSW 4100.000V0	<b>10 ml (12 ml)</b>	1 Pack	<b>5,20 /Pack</b>
HSW 4200.000V0	<b>20 ml (24 ml)</b>	1 Pack	<b>8,80 /Pack</b>



Luer-Lock, Pack = 100 Stück

HSW 4020.X00V0	<b>2 ml (3 ml)</b>	1 Pack	<b>5,00 /Pack</b>
HSW 4050.X00V0	<b>5 ml (6 ml)</b>	1 Pack	<b>7,30 /Pack</b>
HSW 4100.X00V0	<b>10 ml (12 ml)</b>	1 Pack	<b>9,20 /Pack</b>
HSW 4200.X00V0	<b>20 ml (24 ml)</b>	1 Pack	<b>12,65 /Pack</b>



#### HSW SOFT-JECT® 3-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latexfrei, Kolben und Zylinder bestehend aus Polypropylen, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk

Luer, Pack = 100 Stück

HSW 8300005761	<b>3 ml</b>	1 Pack	<b>4,40 /Pack</b>
HSW 5050.000V0	<b>5 ml</b>	1 Pack	<b>6,40 /Pack</b>
HSW 5100.000V0	<b>10 ml</b>	1 Pack	<b>9,20 /Pack</b>
HSW 5200.000V0	<b>20 ml</b>	1 Pack	<b>13,90 /Pack</b>



Luer-Lock, Pack = 100 Stück

HSW 8300005762	<b>3 ml</b>	1 Pack	<b>6,15 /Pack</b>
HSW 5050.X00V0	<b>5 ml</b>	1 Pack	<b>8,40 /Pack</b>
HSW 5100.X00V0	<b>10 ml</b>	1 Pack	<b>10,65 /Pack</b>
HSW 5200.X00V0	<b>20 ml</b>	1 Pack	<b>14,90 /Pack</b>



#### HSW NORM-JECT® 2-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus Polypropylen, Zylinder bestehend aus Polyethylen

HSW 4830001000	<b>30 ml, Luer</b> Pack = 50 Stück	1 Pack	<b>13,80 /Pack</b>
HSW 4850001000	<b>50 ml (60 ml), Luer</b> Pack = 30 Stück	1 Pack	<b>15,40 /Pack</b>
HSW 4830003000	<b>30 ml, Luer-Lock</b> Pack = 50 Stück	1 Pack	<b>16,30 /Pack</b>
HSW 4850003000	<b>50 ml (60 ml), Luer-Lock</b> Pack = 30 Stück	1 Pack	<b>12,60 /Pack</b>



 **INSULINSPRITZEN**

**HSW SOFT-JECT® 3-teilig**

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latexfrei, Kolben und Zylinder bestehend aus Polypropylen, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk

HSW 5010.100V0

**1 ml**, Luer-Ansatz  
Pack = 100 Stück

1 Pack

**10,35 /Pack**



HSW SOFT-JECT® Insulin / Tuberkulin

 **TUBERKULIN-SPRITZEN**

**HSW SOFT-JECT® 3-teilig**

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latexfrei, Kolben und Zylinder bestehend aus Polypropylen, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk

HSW 5010.200V0

**1 ml**, Luer-Ansatz  
Pack = 100 Stück

1 Pack

**10,35 /Pack**



 **EINMALSPRITZEN**

**2-teilig mit Luer-Ansatz**

einzel steril eingeschweiß, PVC- und latexfrei

TER SST02S1  
TER SST05ES1  
TER SST10ES1  
TER SST20ES1

**2 ml** Pack = 100 Stück  
**5 ml** Pack = 100 Stück  
**10 ml** Pack = 100 Stück  
**20 ml** Pack = 50 Stück

1 Pack  
1 Pack  
1 Pack  
1 Pack

**2,70 /Pack**  
**3,95 /Pack**  
**5,95 /Pack**  
**4,60 /Pack**



Insulinspritze Myjector U-40, 1 ml und Insulinspritze 2 ml

 **INSULINSPRITZEN**

**Myjector, 1 ml**

Pack = 100 Stück

TER BSN1N2913

**U-40**, mit eingeschweißter Kanüle 0,33 x 12 mm

1 Pack

**19,35 /Pack**

TER BSN1H2913

**U-100**, mit eingeschweißter Kanüle 0,33 x 12 mm

1 Pack

**19,35 /Pack**

TER BS01N2613

**1 ml**, mit Kanüle, 0,45 x 12 mm

1 Pack

**14,55 /Pack**

TER SSH2N2613

**2 ml**, mit Kanüle, 0,45 x 12 mm

1 Pack

**15,87 /Pack**

TER BS01N

**1 ml**, ohne Kanüle

1 Pack

**10,50 /Pack**

TER SSH2N

**2 ml**, ohne Kanüle

1 Pack

**11,79 /Pack**



Insulinspritze Myjector U-100, 1 ml

Menge

EURO

## **TUBERKULINSPRITZEN**

	Pack = 100 Stück		
TER BS01T2516	1 ml, mit Kanüle, 0,50 x 16 mm	1 Pack	17,47 /Pack
TER BS01T2613	1 ml, mit Kanüle, 0,45 x 12 mm	1 Pack	17,47 /Pack
TER BS01T	1 ml, ohne Kanüle	1 Pack	12,61 /Pack



## **B|BRAUN EINMALSPRITZEN**

**Injekt®**, 2-teilig, Luer-Steck-Ansatz, einzeln steril verpackt  
Pack = 100 Stück

PET 4606027V	2 ml	1 Pack	2,85 /Pack
PET 4606051V	5 ml	1 Pack	4,20 /Pack
PET 4606108V	10 ml	1 Pack	6,20 /Pack
PET 4606205V	20 ml	1 Pack	9,40 /Pack



## **DISPOMED EINMALSPRITZEN**

**Ecoject**, 2-teilig mit Luer-Ansatz, abriebfeste Skala, minimales Restvolumen, sicherer Kolbenstop, Zylinder aus Polypropylen transparent, Kolben aus Polyethylen grün, PVC-frei

DIS 20002	2 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	2,70 /Pack
DIS 20005	5 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	3,95 /Pack
DIS 20010	10 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	5,85 /Pack
DIS 20020	20 ml	Pack = 50 Stück	1 Pack	4,60 /Pack



## **DISPOMED SICHERHEITSSPRITZEN**

**Ecoject Safety**, 2-teilig mit Luer-Lock Ansatz, schützt vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA250, der Sicherheitsmechanismus lässt sich nur in Verbindung mit Neoject Plus Safety Kanülen aktivieren, pyrogenfrei

DIS 20202	2-3 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	5,90 /Pack
DIS 20205	5 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	7,60 /Pack
DIS 20210	10 ml	Pack = 100 Stück	1 Pack	10,45 /Pack






## **BD EINMALSPRITZEN**

### **BD Discardit™ II**

Zweiteilige Spritzen mit glasklarem Spritzenzylinder, durch den der Inhalt gut zu erkennen ist. Durch die leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung kann sicher und genau appliziert werden. Der Rückhaltering verhindert das versehentliche Herausziehen des Kolbens. Mit gut ablesbarer, wischfester Skalenqualität

BEC 300928	2 ml, zentrisch	1 Pack	2,70 /Pack
BEC 309050	5 ml, exzentrisch	1 Pack	3,95 /Pack
BEC 309110	10 ml, exzentrisch	1 Pack	5,85 /Pack
BEC 300296	20 ml, exzentrisch	1 Pack	8,10 /Pack

Pack = 100 Stück  
Pack = 80 Stück



## **BD INSULINSPRITZEN**

### **BD Micro-Fine™ + Insulinspritzen mit Kanüle**

spezifischer Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion, silikonbeschichtet für eine einwandfreie Gleitfähigkeit, Chirurgenstahl, latexfrei, kein Totraum – zum blasenfreien Aufziehen, kein Insulinverlust, Skala mit großen Ziffern – deshalb gut lesbar

<b>U-40, Pack = 100 Stück</b>			
BEC 324876	0,5 ml 20 EH 0,30 x 8 mm	gelb	1 Pack 28,45 /Pack
BEC 320722	1 ml 40 EH 0,30 x 8 mm	lila	1 Pack 28,45 /Pack
BEC 320801	1 ml 40 EH 0,33 x 12,7 mm	grün	1 Pack 28,45 /Pack
<b>U-100, Pack = 100 Stück</b>			
BEC 324826 Demi	0,3 ml 30 EH 0,30 x 8 mm	gelb	1 Pack 28,45 /Pack
BEC 324825	0,5 ml 50 EH 0,30 x 8 mm	lila	1 Pack 28,45 /Pack
BEC 324824	0,5 ml 50 EH 0,33 x 12,7 mm	grün	1 Pack 23,60 /Pack
BEC 324827	1 ml 100 EH 0,33 x 12,7 mm	blau	1 Pack 23,60 /Pack

U-40, U-100



## **ALKOHOLTUPFER**

 **Qatomed**

MEG 165590	Alkoholtupfer, 6 x 3 cm, mit 70% Isopropylalkohol getränkt, einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt, Pack = 100 Stück	1 Pack	1,95 /Pack
------------	--	--------	------------

Menge

EURO

## **Qtiomed® WUND- UND BLASENSPRITZEN**

für Spülungen, Sondenernährung usw., sterile Einmalspritze, dreiteilig, aus Polypropylen, mit zwei Adaptern (Luer/Record), herausnehmbar aus der Kolbenstange, mit schwarz aufgedruckter Skalierung

MEG 120101  
MEG 120102

**120 ml**, mit abgeschrägter Katheterspitze **1 Stück**  
**120 ml**, mit gerader Katheterspitze **1 Stück**

**1,90 /St.**  
**1,90 /St.**



## **HENKE VASS WOLF EINMALSPRITZEN**

**HSW NORM-JECT® 2-teilig**  
kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus Polypropylen, Zylinder bestehend aus Polyethylen

HSW 4850002000

**50(60) ml**, Katheteransatz  
Pack = 30 Stück

**1 Pack**

**16,00 /Pack**



## **DERMO-JET**

MEG 670101

**Druckinjektor** nach Dr. Krantz  
Gerät zum Quaddelsetzen ohne Schmerz und ohne Berührung, für die nadelfreie, subkutane Injektion durch Überdruck, 4 ml Zylinder reicht für 40 Quaddeln, autoklavierbar

**1 Stück**

**436,80 /St.**





MEG 163006

## ZELLSTOFFTUPFER

**Qotomed**

### **Zellstofftupfer, 4 x 5 cm**

Beutel = 2 Rollen à 500 Stück  
hochgebleicht nach DIN 19310 + DAB, sterilisier-  
fähig, zur äußeren Anwendung, Rolle mit 40 mm  
Innendurchmesser für Abrolldorn, die Bohrung  
in der Tupferrolle garantiert die Aufnahme eines  
Abrolldorns speziell in den Spendern von Hart-  
mann und Braun

Menge

EURO

1 Beutel

4,20 /Btl.



URG 510718

**URGO**  
MEDICAL

### **Urgo® Zellstofftupfer 4 x 5 cm**

hochgebleicht nach DIN 19310, DAB 10  
mit sehr hoher Absorption  
Beutel = 2 Rollen à 500 Stück

1 Beutel

5,40 /Btl.



HAP 143253

**HARTMANN**

Zellstofftupfer **Pur-Zellin**, steril 4 x 5 cm  
Beutel = 1 Rolle à 500 Stück

1 Beutel

2,98 /Btl.



PET 9051007

## **B|BRAUN**

### **Askina® Brauncel®**

Zellstofftupfer, hochgebleicht,  
nach A DIN 19310 + DAB,  
unsteril, 4 x 5 cm, gerollt,  
Beutel = 2 Rollen à 500 Stück

1 Beutel

6,00 /Btl.

Zellstofftupfer Askina® Brauncel®  
und Spender (PET 9051503)

Menge

EURO

## TUPFERSPENDER / TUPFERBEFEUCHTER

**HAEBERLE**

HAE 04803 Tupferspender „**Takefix**“ 1 Stück 42,00 /St.  
 grauweiße Kunststoffbox mit praktischer Abreißkante, Maße (B x T x H): 12 x 23 x 20,5 cm

**B|BRAUN**

PET 9051503 **Askina® Brauncel® Box** 1 Stück 10,82 /St.  
 Entnahmebehälter für Askina® Brauncel Rollen

**HARTMANN**

HAP 996857 **Pur-Zellin-Box, leer** 1 Stück 17,10 /St.



Takefix



Askina® Brauncel® Box



Pur-Zellin-Box

**HAEBERLE**

HAE 09493 Tupferbefeuchter „**Tippfix**“ 250 ml 1 Stück 33,00 /St.  
 Tippen statt Pumpen - der praktische Tupferbefeuchter aus grauweißem Kunststoff

**KaWe**

KUW 12.15120.002 Tupferbefeuchter **Liquimed** 100 ml 1 Stück 23,50 /St.  
 aus Kunststoff, blau, transparent, für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis, Einhandbedienung, rutschfeste Standfläche, Ø ca. 10 cm

KUW 12.15225.002 Tupferbefeuchter **Liquifix** 250 ml 1 Stück 49,30 /St.  
 für Alkohol oder Wundbenzin, Einhandbedienung, mit Ventilverschluß, Schraubglas auswechselbar



Tippfix



Liquimed



Liquifix

## GANZMETALLSPRITZEN



**HASELMEIER**



### **Ohrenspritzen**

mit drehbaren Ringen und Ziehring an der Kolbenstange, Spritze mit Schraubgewinde M6, komplett mit Olive und Spritzschutzteller

HAS 180774	75 ml	1 Stück	<b>88,20 /St.</b>
HAS 180775	100 ml	1 Stück	<b>88,80 /St.</b>
HAS 180776	150 ml	1 Stück	<b>97,40 /St.</b>
HAS 180777	200 ml	1 Stück	<b>101,20 /St.</b>



### **Schimmelbuschspritzen**

zur Verwendung als Spül- und Blasenspritze, sterilisierbar (Heißluft oder Autoklav), mit drehbaren Ringen und Ziehring an der Kolbenstange, Spritze mit Gewinde M6, komplett mit 2 Ansätzen: konisch mit 2,5 mm Durchgang und oliv mit 2,5 mm Durchgang

HAS 180994	75 ml	1 Stück	<b>90,50 /St.</b>
HAS 180995	100 ml	1 Stück	<b>91,20 /St.</b>
HAS 180996	150 ml	1 Stück	<b>99,80 /St.</b>
HAS 180997	200 ml	1 Stück	<b>103,50 /St.</b>



## GLASSPRITZEN



**HASELMEIER**

Alle u. g. Preise sind inkl. KB-Zuschlag (Konformitätsbescheinigung)

### **Blasenspritzen Janet-I**

auswechselbar, mit drehbaren Ringen, komplett mit 3 Ansätzen: konisch (Mittelstück) mit 4,2 mm Durchgang, konisch mit 2,5 mm Durchgang und oliv mit 2,5 mm Durchgang

HAS 160311	75 ml	1 Stück	<b>82,20 /St.</b>
HAS 160312	100 ml	1 Stück	<b>90,15 /St.</b>
HAS 160313	150 ml	1 Stück	<b>96,15 /St.</b>
HAS 160314	200 ml	1 Stück	<b>102,90 /St.</b>



### **Blasenspritze Janet-I**

mit Spezialkonus für OLYMPUS WINTER & IBE-Ansätze, Gewindeansatz mit 9 mm Spritzendurchgang, drehbare Doppelringe, Kolbenstange mit Ziehring

HAS 160063	150 ml	1 Stück	<b>110,55 /St.</b>
------------	--------	---------	--------------------

Menge

EURO

## GLASSPRITZEN



### ULTRA-ASEPT® GLASSPRITZEN

hochwertige Injektionsspritzen aus Glas und Metall mit präzisionsgeschliffenem, graduierten Glaszylinder, eingeschliffenem Edelstahlkolben, komplett zerlegbar, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F

HSW 2450030100	<b>HSW ULTRA-ASEPT®-Standard, Luer Lock</b> 50 ml	1 Stück	<b>125,50 /St.</b>
HSW 2402030124	<b>HSW ULTRA-ASEPT®-3-Ring-Spritze, Luer Lock</b> 2 ml	1 Stück	<b>45,45 /St.</b>
HSW 2403030124	3 ml	1 Stück	<b>48,55 /St.</b>
HSW 2405030124	5 ml	1 Stück	<b>57,00 /St.</b>
HSW 2410030124	10 ml	1 Stück	<b>73,95 /St.</b>



### ULTRA-JANET WUND- UND BLASENSPRITZEN

hochwertige Injektionsspritzen aus Glas und Metall mit präzisionsgeschliffenem, graduierten Glaszylinder, eingeschliffenem Edelstahlkolben, komplett zerlegbar, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig

HSW 2450460185	50 ml	1 Stück	<b>151,15 /St.</b>
HSW 2480460185	100 ml	1 Stück	<b>157,00 /St.</b>
HSW 2481460185	150 ml	1 Stück	<b>175,50 /St.</b>
HSW 2482460185	200 ml	1 Stück	<b>277,05 /St.</b>



### SCHIMMELBUSCH SPRITZEN

3-Ring-Ganzmetallspritze als Wund-, Blasen- oder HNO-Spritze einsetzbar, graduierte Kolbenstange mit O-Ring, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig

HSW 2850550036	<b>50 ml</b>	1 Stück	<b>89,30 /St.</b>
HSW 2875550036	<b>75 ml</b>	1 Stück	<b>83,65 /St.</b>
HSW 2812550036	<b>125 ml</b>	1 Stück	<b>83,65 /St.</b>



HSW 2806464010	<b>Schutzteller HNO</b> für Schimmelbusch Spritzen	1 Stück	<b>14,35 /St.</b>
----------------	---	---------	-------------------



### UNIVERSAL-OHRSPRITZE

Ganzmetall Selbstfüller-Spritze 10 ml für Einfach- oder Dauerspülung, sichere Handhabung durch bewährtes Griffteil, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, mit Ventilsystem Luer Lock, Schutzteller, Ohr-Olive, Ansatz konisch, Ansatz olivenförmig, Katheter- Ansatz, Saugfuß, Saug-Schlauch 45 cm, O-Ring für Spritzkolben, komplettes Set in hochwertigem Lederetui

HSW 2710036800	<b>10 ml</b>	1 Set	<b>133,85 /Set</b>
----------------	--------------	-------	--------------------



 **EINMALKANÜLEN**

**HSW FINE-JECT®**

Präzisionsspitze gemäß ISO 9626; exakter, glatter Kanülenschliff für vermindertes Schmerzempfinden, Kanülenrohr aus nicht rostendem Stahl, Kanülensockel und Schutzkappe aus Polypropylen  
Pack = 100 Stück



		<b>Pravaz-Größen</b>		
HSW 4710009040	Nr. 1		1 Pack	1,65 /Pack
HSW 4710008040	Nr. 2			
HSW 4710007030	Nr. 12			
HSW 4710006030	Nr. 14			
HSW 4710006025	Nr. 16			
HSW 4710005525	Nr. 17			
HSW 4710004525	Nr. 18			
HSW 4710004020	Nr. 20			

**Intramuskulär**

HSW 4710009025	0,90 x 25 mm	1 Pack	3,81 /Pack
HSW 4710007040	0,70 x 40 mm	1 Pack	3,81 /Pack

**Blutentnahme**

HSW 4710012040	1,20 x 40 mm	1 Pack	3,81 /Pack
HSW 4710011030	1,10 x 30 mm	1 Pack	3,81 /Pack
HSW 4710011040	1,10 x 40 mm	1 Pack	3,81 /Pack

**Insulin**

HSW 4710003012	0,30 x 12 mm	1 Pack	4,45 /Pack
HSW 4710004512	0,45 x 12 mm	1 Pack	3,81 /Pack

**Tuberkulin**

HSW 4710005016	0,50 x 16 mm	1 Pack	3,81 /Pack
----------------	--------------	--------	------------

**Aufziehkanüle**

HSW 4710018040	1,80 x 40 mm	1 Pack	4,45 /Pack
----------------	--------------	--------	------------

**Veterinär**

HSW 4710008016	0,80 x 16 mm	1 Pack	3,85 /Pack
HSW 4710015050	1,50 x 50 mm	1 Pack	4,45 /Pack



 **EINMALKANÜLEN**

**BD Microlance 3™**

mit 3-fach Facettenschliff für die schmerzarme Punktion  
Pack = 100 Stück

		<b>Pravaz-Größen</b>		
BEC 301300	Nr. 1		1 Pack	2,30 /Pack
BEC 304432	Nr. 2			
BEC 300900	Nr. 12			
BEC 300700	Nr. 14			
BEC 300800	Nr. 16			
BEC 304100	Nr. 17			
BEC 300400	Nr. 18			
BEC 302200	Nr. 20			

Menge

EURO

## **BD SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN**

### **BD Eclipse™**

mit vollintegriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus für sicheren Schutz vor möglichen Nadelstichverletzungen

Pack = 100 Stück

BEC 305771	0,3 x 13 mm
BEC 305770	0,4 x 13 mm
BEC 305760	0,5 x 16 mm
BEC 305892	0,6 x 25 mm
BEC 305894	0,8 x 25 mm
BEC 305895	0,8 x 40 mm
BEC 305899	0,9 x 25 mm
BEC 305888	0,9 x 40 mm

1 Pack

17,50 /Pack



## EINMALKANÜLEN

### NEOPOINT

transparenter Kanülenansatz, präziser Schliff mit geringstem Schmerzempfinden

Pack = 100 Stück

### **Pravaz-Größen**

MEG 149201	Nr. 1 - gelb
MEG 149202	Nr. 2 - grün
MEG 149212	Nr. 12 - schwarz
MEG 149214	Nr. 14 - blau
MEG 149216	Nr. 16 - blau
MEG 149217	Nr. 17 - violett
MEG 149218	Nr. 18 - braun
MEG 149220	Nr. 20 - grau

1 Pack

2,15 /Pack

### **Blutentnahme**

MEG 149104	1,10 x 40 mm - beige
MEG 149103	1,20 x 40 mm - rosa

1 Pack

3,60 /Pack

1 Pack

3,60 /Pack

### **Insulin**

MEG 149301	0,40 x 40 mm - grau
MEG 149101	0,45 x 12 mm - braun

1 Pack

3,30 /Pack

1 Pack

3,00 /Pack

### **Tuberkulin**

MEG 149102	0,50 x 16 mm - orange
MEG 149302	0,50 x 40 mm - orange

1 Pack

3,00 /Pack

1 Pack

3,30 /Pack



**TERUMO** EINMALKANÜLEN

**Neolus** mit ultrascharfem LANCET POINT  
für eine schmerzarme Punktion  
Pack = 100 Stück



**Pravaz-Größen**

TER NN2038R	Nr. 1	1 Pack	2,45 /Pack
TER NN2138R	Nr. 2		
TER NN2232R	Nr. 12		
TER NN2332R	Nr. 14		
TER NN2325R	Nr. 16		
TER NN2425R	Nr. 17		
TER NN2623R	Nr. 18		
TER NN2719R	Nr. 20		

**Sondergrößen**

TER NN2050R	0,9 x 50 mm	1 Pack	4,98 /Pack
TER NN2070S	0,9 x 70 mm, Kurzschliff	1 Pack	4,98 /Pack
TER NN2150R	0,8 x 50 mm	1 Pack	4,98 /Pack

**Blutentnahme**

TER NN1838R	1,2 x 40 mm	1 Pack	4,62 /Pack
TER NN1838S	1,2 x 40 mm, Kurzschliff	1 Pack	4,62 /Pack
TER NN1938S	1,1 x 40 mm, Kurzschliff	1 Pack	4,62 /Pack

**Tuberkulin**

TER NN2516R	0,50 x 16 mm	1 Pack	4,42 /Pack
-------------	--------------	--------	------------

**Insulin**

TER NN2613R	0,45 x 12 mm	1 Pack	4,42 /Pack
-------------	--------------	--------	------------

**Veterinär**

TER NN1925R	1,0 x 25 mm	1 Pack	4,42 /Pack
TER NN2025R	0,9 x 25 mm	1 Pack	4,42 /Pack
TER NN2116R	0,8 x 16 mm	1 Pack	4,42 /Pack
TER NN2125R	0,8 x 25 mm	1 Pack	4,42 /Pack

**TERUMO** SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN

**SurGuard2** Sicherheits-Einmalkanülen, latexfrei  
Pack = 100 Stück



TER SG21825	1,20 x 25 mm	1 Pack	17,50 /Pack
TER SG21838	1,20 x 38 mm		
TER SG21925	1,10 x 25 mm		
TER SG21938	1,10 x 38 mm		
TER SG22025	0,90 x 25 mm		
TER SG22038	0,90 x 38 mm		
TER SG22125	0,80 x 25 mm		
TER SG22138	0,80 x 38 mm		
TER SG22225	0,70 x 25 mm		
TER SG22238	0,70 x 38 mm		
TER SG22325	0,65 x 25 mm		
TER SG22338	0,65 x 38 mm		
TER SG22516	0,50 x 16 mm		
TER SG22525	0,50 x 25 mm		
TER SG22538	0,50 x 38 mm		
TER SG22613	0,45 x 13 mm		
TER SG22713	0,40 x 13 mm		
TER SG23013	0,30 x 13 mm		

Menge

EURO

## B|BRAUN EINMALKANÜLEN

### Sterican® Einmalkanülen

#### Standardprogramm Pravaz-Größen

Pack = 100 Stück

PET	Nr.	Menge	EURO
PET 4657519	Nr. 1	1 Pack	2,45 /Pack
PET 4657527	Nr. 2		
PET 4657624	Nr. 12		
PET 4657640	Nr. 14		
PET 4657667	Nr. 16		
PET 4657675	Nr. 17		
PET 4657683	Nr. 18		
PET 4657705	Nr. 20		

### Sterican® Insulin-Kanülen

Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4665457	0,45 x 12 mm	1 Pack	4,35 /Pack
PET 4665406	0,40 x 12 mm	1 Pack	4,35 /Pack
PET 4665300	0,30 x 12 mm	1 Pack	4,35 /Pack

### Sterican® Sonderkanülen

#### Blutentnahme

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4665317	1,1 x 30 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4657799	1,1 x 40 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4657500	0,9 x 25 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4657543	0,8 x 25 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4660021	0,7 x 40 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4665120	1,2 x 40 mm	1 Pack	4,60 /Pack

#### Heparin/Tuberkulin

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4657853	0,50 x 16 mm	1 Pack	4,60 /Pack

#### Intramuskulär

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4665511	1,1 x 50 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4665503	0,8 x 50 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4667123	1,2 x 50 mm	1 Pack	4,60 /Pack
PET 4667093	0,9 x 50 mm	1 Pack	4,60 /Pack

#### Tiefintramuskulär

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4665791	0,9 x 70 mm	1 Pack	5,85 /Pack

#### Neuraltherapie

PET	Größe	Menge	EURO
PET 4665600	0,6 x 60 mm	1 Pack	5,80 /Pack
PET 4665635	0,6 x 80 mm	1 Pack	11,40 /Pack
PET 4665643	0,8 x 120 mm	1 Pack	13,70 /Pack

#### Dentalkanülen

PET	Größe	Menge	EURO
PET 9186158	0,5 x 25 mm	1 Pack	6,20 /Pack
PET 9186166	0,5 x 40 mm	1 Pack	6,20 /Pack
PET 9186174	0,4 x 25 mm	1 Pack	6,20 /Pack
PET 9186182	0,4 x 40 mm	1 Pack	6,20 /Pack



## **d** DISPOMED SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN

### Neoject Plus Safety Sicherheitskanülen

Ultradünnwandkanüle, steril R (Gamma sterilisiert), Präzisionslanzetttschliff, Trockensilikonisierung, für die intravenöse, intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion, zur Verwendung mit Ecoject Safety Sicherheitsspritzen, mit anderen Luer oder Luer-Lock Spritzen nicht kompatibel



DIS 11001  
DIS 11002  
DIS 11012  
DIS 11014  
DIS 11016  
DIS 11017  
DIS 11018  
DIS 11020

**Pravaz-Größen, Pack = 100 Stück**

Nr. 1  
Nr. 2  
Nr. 12  
Nr. 14  
Nr. 16  
Nr. 17  
Nr. 18  
Nr. 20

1 Pack

3,00 /Pack

## **d** DISPOMED EINMALKANÜLEN

### Neoject Einmalkanülen

**Pravaz-Größen, Pack = 100 Stück**



DIS 10001  
DIS 10002  
DIS 10012  
DIS 10014  
DIS 10016  
DIS 10017  
DIS 10018  
DIS 10020

Nr. 1  
Nr. 2  
Nr. 12  
Nr. 14  
Nr. 16  
Nr. 17  
Nr. 18  
Nr. 20

1 Pack

2,30 /Pack

### Intramuskulärkanülen

DIS 10025  
DIS 10022  
DIS 10029

0,6 x 60 mm  
0,7 x 50 mm  
0,9 x 50 mm

1 Pack

4,20 /Pack

1 Pack

3,40 /Pack

1 Pack

3,40 /Pack

DIS 10035  
DIS 10034

**Veterinärkanülen** 1,5 x 50 mm  
**Aufzugskanülen** 1,8 x 40 mm

1 Pack

4,65 /Pack

1 Pack

12,60 /Pack



DIS 12003  
DIS 12001  
DIS 12004  
DIS 12002

### Neodent-Dentalkanülen

0,42 x 23 mm  
0,50 x 23 mm  
0,42 x 42 mm  
0,52 x 42 mm

1 Pack

5,00 /Pack

1 Pack

5,00 /Pack

1 Pack

5,00 /Pack

1 Pack

5,00 /Pack



DIS 13009  
DIS 13012  
DIS 13015  
DIS 13018  
DIS 13020

### Straußkanülen

Pack = 100 Stück

0,9 mm, gelb  
1,2 mm, rosa  
1,5 mm, blau  
1,8 mm, orange  
2,0 mm, grün

1 Pack

18,00 /Pack

1 Pack

18,00 /Pack

1 Pack

18,00 /Pack

1 Pack

18,00 /Pack

1 Pack

18,00 /Pack

Menge

EURO


## **BD SPINALKANÜLEN**

### BD™

Pack = 25 Stück

BEC 405254	22 G x 1 1/2"
BEC 405251	20 G x 1 1/2"
BEC 405255	22 G x 3"
BEC 405252	20 G x 3"
BEC 405249	19 G x 3"
BEC 405257	25 G x 3 1/2"
BEC 405256	22 G x 3 1/2"
BEC 405253	20 G x 3 1/2"
BEC 405250	19 G x 3 1/2"
BEC 405248	18 G x 3 1/2"
BEC 405247	18 G x 3"
BEC 405258	26 G x 3 1/2"

1 Pack 51,25 /Pack



Pack = 10 Stück

BEC 405148	22 G x 5"
BEC 405149	22 G x 7"

1 Pack 58,70 /Pack

## **TERUMO SPINALKANÜLEN**

mit Quincke-Schliff, einzeln steril eingeschiegelt

Pack = 20 Stück

TER SN1870	18 G x 2 3/4"
TER SN1890	18 G x 3 1/2"
TER SN1970	19 G x 2 3/4"
TER SN1990	19 G x 3 1/2"
TER SN2038	20 G x 1 1/2"
TER SN2070	20 G x 2 3/4"
TER SN2090	20 G x 3 1/2"
TER SN2138	21 G x 1 1/2"
TER SN2170	21 G x 2 3/4"
TER SN2190	21 G x 3 1/2"
TER SN2238	22 G x 1 1/2"
TER SN2270	22 G x 2 3/4"
TER SN2290	22 G x 3 1/2"
TER SN2370	23 G x 2 3/4"
TER SN2390	23 G x 3 1/2"
TER SN2590	25 G x 3 1/2"

1 Pack 30,62 /Pack



## **DISPOMED SPINALKANÜLEN**

### Spinaject

mit Quincke-Schliff, einzeln steril eingeschiegelt

Pack = 20 Stück

DIS 11189	18 G x 3 1/2"
DIS 11199	19 G x 3 1/2"
DIS 11209	20 G x 3 1/2"
DIS 11219	21 G x 3 1/2"
DIS 11229	22 G x 3 1/2"
DIS 11237	23 G x 2 3/4"
DIS 11239	23 G x 3 1/2"
DIS 11259	25 G x 3 1/2"

1 Pack 25,80 /Pack



## VENENVERWEILKANÜLEN

### B|BRAUN

#### Vasofix® Braunüle

Venenverweilkanüle aus FEP mit Zuspritzmöglichkeit, Lock-Ansatz

Pack = 50 Stück

#### Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
PET 4268210B	2,2	14	50	orange	1 Stück	1,50 /St.
PET 4268172B	1,7	16	50	grau		
PET 4268156B	1,5	17	45	weiß		
PET 4268334B	1,3	18	33	grün/weiß		
PET 4268130B	1,3	18	45	grün		
PET 4268113B	1,1	20	33	rosa		
PET 4268091B	0,9	22	25	blau		



Vasofix Braunüle und Mandrin



#### Vasofix® Safety Braunüle

Venenverweilkanüle mit Zuspritzmöglichkeit mit selbst aktivierender Clip-Technik (Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen)

Pack = 50 Stück

#### Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
PET 4268210S-01	2,2	14	50	orange	1 Stück	1,50 /St.
PET 4268172S-01	1,7	16	50	grau		
PET 4268156S-01	1,5	17	45	weiß		
PET 4268130S-01	1,3	18	45	grün		
PET 4268334S-01	1,3	18	33	grün/weiß		
PET 4268113S-01	1,1	20	33	rosa		
PET 4268091S-01	0,9	22	25	blau		



## VENENVERWEILKANÜLEN



#### Surshield Versatus W

Sicherheits-Venenverweilkanülen mit Flügeln und Injektionsventil

Pack = 50 Stück

#### Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
TER SRDS1445PX	2,0	14	45	orange	1 Pack	79,00 /Pack
TER SRDS1645PX	1,75	16	45	grau		
TER SRDS1745PX	1,5	17	45	weiß		
TER SRDS1832PX	1,3	18	32	grün		
TER SRDS1845PX	1,3	18	45	grün		
TER SRDS2032PX	1,0	20	32	rosa		
TER SRDS2225PX	0,9	22	25	blau		
TER SRDS2419PX	0,74	24	19	gelb		

Menge

EURO

## VENENVERWEILKANÜLEN



### BD VENFLON™ 2

Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritzteil, latexfrei, Pack = 50 Stück

**Außen-Ø-mm G L-mm Code**

BEC 391456	2,0	14	45	orange	1 Stück	1,45 /St.
BEC 391455	1,7	16	45	grau		
BEC 391454	1,4	17	45	weiß		
BEC 391453	1,2	18	45	grün		
BEC 391457	1,2	18	32	grün		
BEC 391452	1,0	20	32	rosa		
BEC 391451	0,8	22	25	blau		



### BD VENFLON™ Pro Safety

Sicherheits-Venenverweilkatheter, nach der Punktion wird die Kanüle herausgezogen und der Sicherheitsmechanismus aktiviert, dabei rastet die Kanüle irreversibel im Kanülenschutz ein, mit Zuspritzventil, mit Flügeln, PVC- und latexfrei, Pack = 50 Stück

**Außen-Ø-mm G L-mm Code**

BEC 393230	2,0	14	45	orange	1 Stück	1,50 /St.
BEC 393229	1,8	16	45	grau		
BEC 393228	1,5	17	45	weiß		
BEC 393227	1,3	18	45	grün		
BEC 393226	1,3	18	32	grün		
BEC 393224	1,1	20	32	rosa		
BEC 393222	0,9	22	25	blau		



### BD Adsyte™ Pro

Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritzteil, röntgenkontrastfähig und latexfrei, Pack = 50 Stück

**Flußrate**

**Außen-Ø-mm ml/min Code**

BEC 388714	0,9 x 25	36	blau	1 Stück	1,45 /St.
BEC 388715	1,1 x 32	61	rosa		
BEC 388716	1,3 x 45	97	grün		
BEC 388717	1,5 x 45	142	weiß		
BEC 388718	1,7 x 51	200	grau		
BEC 388719	2,1 x 51	345	orange		



DISPOMED

### Vasuflo-INT

mit Zuspritzteil, dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflußraten, röntgenkontrastfähig Pack = 50 Stück

**Außen-Ø-mm G L-mm Code**

DIS 42014	2,1	14	45	orange	1 Pack	61,50 /Pack
DIS 42016	1,7	16	45	grau		
DIS 42017	1,5	17	45	weiß		
DIS 42018	1,2	18	45	grün		
DIS 42020	1,1	20	32	rosa		
DIS 42022	0,9	22	25	blau		
DIS 42024	0,74	24	19	gelb		



## MANDRINS

für das sichere Verschließen des Katheters  
zur Unterbrechung der Infusion / Transfusion

### **B|BRAUN**

#### **Mandrin**

für Venenverweilkanülen Vasofix® und Vasofix® Safety  
Pack = 50 Stück

	Größe	G	mm	Code	Menge	Preis
PET 4219201	2,1	14	50	orange	1 Stück	0,43 /St.
PET 4219171	1,7	16	50	grau		
PET 4215150	1,5	17	45	weiß		
PET 4219120	1,3	18	45	grün		
PET 4219139	1,3	18	33	grün/weiß		
PET 4219104	1,1	20	33	rosa		
PET 4215095	0,9	22	25	blau		



#### **Mandrin**

für Surflo W, Versatus W, Surshield Versatus W  
Sicherheits-Venenverweilkanülen, PVC- und latexfrei  
Pack = 50 Stück

#### **Außen**

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
TER SODM1445P	2,0	14	45	orange	1 Pack	22,80 /Pack
TER SODM1645P	1,75	16	45	grau		
TER SODM1745P	1,5	17	45	weiß		
TER SODM1832P	1,3	18	32	grün		
TER SODM1845P	1,3	18	45	grün		
TER SODM2032P	1,0	20	32	rosa		
TER SODM2225P	0,9	22	25	blau		
TER SODM2419P	0,74	24	19	gelb		



#### **Mandrin**

für BD Venflon 2, Venflon Pro und Venflon  
Pro Safety, glatte Oberfläche, PVC- und latexfrei  
Pack = 50 Stück

	G	mm	Code	Menge	Preis
BEC 394256	14	45	orange	1 Stück	0,31 /St.
BEC 394255	16	45	grau		
BEC 394254	17	45	weiß		
BEC 394253	18	45	grün		
BEC 394257	18	32	grün		
BEC 394252	20	32	rosa		
BEC 394251	22	22	blau		



Menge

EURO

## PERFUSIONSBESTECKE



### Vasuflo

Kanüle mit Präzisionsschliff, um 8° zwangsgeneigt, innen und außen trockensilikonisiert, steril R (Gamma sterilisiert), hohe Durchflußrate  
Pack = 100 Stück


	Ø-mm	G	Code	Menge	EURO
DIS 40018	1,2 x 20	18	rosa	1 Pack	29,00 /Pack
DIS 40019	1,1 x 20	19	elfenbein		
DIS 40020	0,9 x 20	20	gelb		
DIS 40021	0,8 x 20	21	grün		
DIS 40022	0,7 x 20	22	schwarz		
DIS 40023	0,6 x 20	23	blau		
DIS 40025	0,5 x 20	25	orange		
DIS 40027	0,4 x 20	27	grau		



### Ecoflo

Kanüle mit Präzisionsschliff, außen trockensilikonisiert, steril R (Gamma sterilisiert), hohe Durchflußrate  
Pack = 100 Stück

	Ø-mm	G	Code	Menge	EURO
DIS 41018	1,2 x 20	18	rosa	1 Pack	20,00 /Pack
DIS 41019	1,1 x 20	19	elfenbein		
DIS 41020	0,9 x 20	20	gelb		
DIS 41021	0,8 x 20	21	grün		
DIS 41022	0,7 x 20	22	schwarz		
DIS 41023	0,6 x 20	23	blau		
DIS 41025	0,5 x 20	25	orange		
DIS 41027	0,4 x 20	27	grau		



## B|BRAUN

### Venofix® A Venenpunktionssystem

zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion; Flügel mit Griffmulden zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch  
Pack = 50 Stück

	Größe	G	Code	Menge	EURO
PET 4056310	1,10 mm	19	creme	1 Pack	23,50 /Pack
PET 4056337	0,80 mm	21	grün		
PET 4056353	0,65 mm	23	blau		
PET 4056370	0,50 mm	25	orange		
PET 4056388	0,40 mm	27	grau		



### Venofix® Safety Venenpunktionssystem

mit Sicherheitsmechanismus zur Injektion, kurzzeitigen Infusion/Transfusion, Flügel zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch  
Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	Code	Menge	EURO
PET 4056520-01	0,8 x 19	21	grün	1 Pack	34,00 /Pack
PET 4056510-01	0,65 x 19	23	blau		
PET 4056500-01	0,5 x 19	25	orange		



## PERFUSIONSBESTECKE



### Surflo

Pack = 50 Stück

#### G Code

TER SV18BL	18	rosa	1 Pack	23,11 /Pack
TER SV19BL	19	beige		
TER SV21BL	21	grün		
TER SV22BL	22	schwarz		
TER SV23BL	23	blau		
TER SV25BL	25	orange		
		Pack = 100 Stück		
TER SV27EL	27	grau	1 Pack	46,22 /Pack



### Surshield Surflo

Sicherheits-Perfusionsbesteck, latexfrei

Pack = 50 Stück

#### G Code

TER SVS18BL30	18	rosa	1 Pack	37,82 /Pack
TER SVS19BL30	19	beige		
TER SVS21BL30	21	grün		
TER SVS22BL30	22	schwarz		
TER SVS23BL30	23	blau		
TER SVS25BL30	25	orange		



## BLUTENTNAHMEGERÄTE



### PPS-Blutentnahmegерäte

mit Venenpunktionskanüle nach Strauß,  
Anschlußkanüle Ø 1,8 mm, Schlauchlänge 60 cm  
Pack = 10 Stück

MEG 121550	VPK Ø 1,5 x 43 mm	blau	1 Pack	19,50 /Pack
MEG 121551	VPK Ø 1,8 x 43 mm	rot	1 Pack	19,50 /Pack
MEG 121552	VPK Ø 1,8 x 43 mm	rot, mit Rollklemme	1 Pack	19,50 /Pack



## PNEUMOLOGIE



### Pleurapunktions-Set, steril

geschlossenes System bestehend aus:  
Sekretauffangbeutel 1,5 ltr. mit Rückschlagventil  
und Dreivehahn (fest verbunden), Überleitungs-  
schlauch Luer-Lock (abschraubbar), Punktions-  
kanüle Ø 2 mm, Stichlänge 75 mm, 50-ml-Spritze  
Luer-Lock

MEG 124902			1 Stück	4,58 /St.
------------	--	--	---------	-----------



## KANÜLENABWURFBEHÄLTER

Menge

EURO

**Qotomed® / megro**

### Quick-Box

aus umweltfreundlichem Polypropylen, je nach Größe für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten, für den Tisch, geprüft nach TRBA 250, mit patentiertem Verschlussrand, universale Abzieh-/Abdrehvorrichtung

MEG 193890	<b>0,5 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,02 / St.</b>
MEG 193895	<b>1,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,26 / St.</b>
MEG 193900	<b>1,5 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,20 / St.</b>
MEG 193905	<b>2,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,26 / St.</b>
MEG 193910	<b>2,5 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,34 / St.</b>



Quick-Boxen und saniSafe® Box

MEG 193880	<b>0,2 Ltr., saniSafe® N</b> für den Rettungsdienst + Arzttasche, geprüft nach TRBA 250	1 Stück	<b>1,53 / St.</b>
------------	---	---------	-------------------



saniSafe® N

saniBox®

MEG 193875	<b>0,15 Ltr., saniBox®</b> für den Rettungsdienst + Arzttasche, geprüft nach TRBA 250	1 Stück	<b>1,15 / St.</b>
------------	---	---------	-------------------

### opti-safe®

mit „Spezial“-Einwurföffnung, dadurch variabel verwendbar, geprüft nach TRBA 250

MEG 193830	<b>0,7 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,20 / St.</b>
MEG 193835	<b>1,7 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,45 / St.</b>
MEG 193840	<b>2,1 Ltr.</b>	1 Stück	<b>1,85 / St.</b>
MEG 193845	<b>3,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>3,10 / St.</b>



opti-safe® Boxen

### euroMatic®

mit selbstöffnendem Automatik-Deckel, geprüft nach TRBA 250

MEG 193850	<b>3,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>3,80 / St.</b>
MEG 193855	<b>4,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>4,05 / St.</b>
MEG 193860	<b>6,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>5,15 / St.</b>
MEG 193865	<b>7,0 Ltr.</b>	1 Stück	<b>5,35 / St.</b>



euroMatic® Boxen

MEG 193930	<b>4,4 Ltr., medi 6</b> ist mit einem roten Tagesdeckel ausgestattet, der ein tägliches Öffnen und Schließen erlaubt. Mit einem kräftigen Druck ist der Kanülenbehälter endgültig verschlossen, aus umweltfreundlichem Polypropylen, geprüft nach TRBA 250, Gesamtvolumen 6 Ltr., maximales Füllvolumen 4,4 Ltr.	1 Stück	<b>3,50 / St.</b>
------------	---	---------	-------------------



medi 6

## KANÜLENABWURFBEHÄLTER / ZUBEHÖR

Qatiomed® / megro

MEG 193955

### **Sicherheitsadapter**

1 Stück

60,00 /St.

für Quick-Box, opti-safe® und euroMatic® Kanülenabwurfbehälter, mit akustischem Sicherheitswarnsystem zur Risikominderung einer Stichverletzung durch Überfüllung, eine integrierte Gummipatte verhindert ein Umfallen, Adapter mit Positionierungsfunktion: die Einwurfföffnung der aufgedrehten Box zeigt immer nach vorne, ein Quitterton signalisiert die Funktionsbereitschaft, Höhe inklusive Adapteraufnahme: 50 mm, Boden (LxB): 205 x 205 mm

MEG 193950

### **Klebeadapter rot**

1 Stück

2,05 /St.

zur Befestigung der Quick-Box, der opti-safe® sowie der euroMatic® Box auf dem Tisch, passend für:  
MEG 193830 bis MEG 193845  
MEG 193850 bis MEG 193865  
MEG 193890 bis MEG 193910

MEG 193951

### **Wandhalter weiß**

1 Stück

12,90 /St.

zur Befestigung der Quick-Box sowie der opti-safe® Box an der Wand, kunststoffbeschichtet, mit montiertem Befestigungsadapter, passend für:  
MEG 193830 bis MEG 193845  
MEG 193890 bis MEG 193910

MEG 193952

### **Wandhalter weiß**

1 Stück

12,90 /St.

Zur Befestigung der euroMatic® Box an der Wand, passend für:  
MEG 193850 bis MEG 193865

Menge EURO

## SICHERHEITSBOXEN / KANÜLENABWURFBEHÄLTER

### **HAEBERLE**

HAE 09490	<b>Schluckfix</b> zur Aufnahme von ca. 500 Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff, Maße (BxTxH): 5,5 x 10 x 17 cm	1 Stück	3,57 /St.
HAE 04667	<b>Tisch- und Wandhalter</b> für Schluckfix	1 Stück	24,00 /St.



Schluckfix (Abb. mit Tisch- und Wandhalter)

### **MEDI-MÜLL**

die sichere Entsorgungsbox mit praktischen Abstreifhilfen und sicherem Endverschluss, aus umweltfreundlichem Kunststoff

#### **ohne Halterung**

HAE 16655	<b>0,5 Ltr.</b> Karton = 170 Boxen	1 Karton	168,00 /Kart.
HAE 16653	<b>1,5 Ltr.</b> Karton = 100 Boxen	1 Karton	131,00 /Kart.
HAE 16654	<b>2,5 Ltr.</b> Karton = 45 Boxen	1 Karton	76,00 /Kart.



HAE 04671	<b>Wandhalterung für Medimüll</b> passend für Boxen 1,5 und 2,5 Ltr.	1 Stück	25,00 /St.
HAE 04780	<b>„Set“ 1,5 Ltr. mit Wandhalterung</b> Karton = 20 Boxen	1 Karton	59,00 /Kart.



Medi-Müll 0,5 Liter

## SICHERHEITSBOXEN / KANÜLENABWURFBEHÄLTER

### **SÖHNGEN®**

SÖH 2009067	<b>KONTAMED</b> -Sicherheitsbehälter 1,8 Ltr. Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitz für Skalpelle etc. und große Abfallöffnung für Handschuhe, Kompressen usw., sichere Verschlussblende, Wandhalterung	1 Stück	3,75 /St.
SÖH 2009068	<b>KONTAMED'chen</b> Kanülensammler 0,17 Ltr., Abziehschlitz und Deckel	1 Stück	0,99 /St.
SÖH 2009069	<b>KONTAMED'ium</b> Kanülensammler ca. 0,4 Ltr., Entsorgen von Kanülen bis 135 mm Länge, Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, verstärktes Bodenteil, Behälter ca. 152 mm hoch	1 Stück	3,35 /St.





MEG 122001

## INFUSIONSGERÄTE

**Q**uotomed®

### **Infusionsgerät LL**

für die Schwerkraftinfusion, mit Zuspritzmöglichkeit, Schlauchlänge 150 cm, verschließbare Belüftung, Flüssigkeitsfilter 15-20 µm, latexfrei, sterilisiert mit Ethylenoxid, ohne kennzeichnungspflichtige Weichmacher  
Pack = 100 Stück

1 Stück

0,75 /St.



PET 4022955

## **B|BRAUN**

### **Intrafix® Air G**

für Schwerkraftinfusionen, Lock-Ansatz, 15 µm-Filter  
Pack = 100 Stück

1 Stück

0,99 /St.



PET 4063000  
PET 4063001  
PET 4063002

### **Intrafix® SafeSet**

Sicherheitsinfusionsgerät, AirStop (Schutz vor Luftinfusion) und PrimeStop (automatische Entlüftung), Schlauchlänge 180 cm  
Pack = 100 Stück

#### **SafeSet P**

1 Stück

0,99 /St.

#### **SafeSet RV P**, mit Rückschlagventil

1 Stück

1,50 /St.

#### **SafeSet P**, Neutrapur

1 Stück

1,75 /St.



BEC 396200

## **BD**

### **R 87 G**

für die Schwerkraftinfusion, Luer-Lock, Schlauchlänge 150 cm  
Pack = 100 Stück

1 Stück

1,00 /St.



MEG 122002

## INFUSIONSREGLER

### **STAT 2**

**Q**uotomed® / **megro**

bequem einstell- und leicht ablesbar, aufklappbares Schutzgehäuse reduziert die Gefahr ungewollter Manipulation, Einhandbedienung, flexibel einsetzbar, einzeln steril verpackt

1 Stück

3,70 /St.

Menge

EURO

## DRUCK(INFUSIONS)MANSCHETTEN

### **ERKA.**

Außenhülle Nylongewebe, blau, abwischbar, 100% Polyamid Gittergewebe, 100% Polyester, für die schnellere Zufuhr von Medikamenten unter erhöhtem Druck, einfache Handhabung bei Transfusion und Infusion mit Lederschleufe und Manometerbefestigung

ERK 82100000  
ERK 83100000

**mit Manometer, für 500 ml**  
**mit Manometer, für 1000 ml**

1 Stück  
1 Stück

82,73 /St.  
95,33 /St.



### **WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

WLA 51-08-040

mit Manometer für 500 und 1000 ml besonders stabil für die hohen Beanspruchungen im Krankenhaus, 600 mmHg Druckbereich, Reißverschluß zum schnellen Austausch des Gummibeutels

1 Stück

70,00 /St



## STAUBINDEN

### **Ratiomed**

MEG 633910

für Einhandbetrieb, blau, Bandlänge 45 cm, mit 2-stufigem Sicherheitsverschluß

1 Stück

4,45 /St.

### **megro**

MEG 633950

Venenstauer komplett, metallfrei, vermeidet das Einklemmen von Haut und Härchen, einfache Einhandbedienung, geeignet für die Anwendung im MRT, Desinfektion mit handelsüblichen chemischen Mitteln oder im Autoklaven bei 120°C/ 1 bar, getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen, Kunststoffausführung mit Synthetikband

1 Stück

5,40 /St.

### **Ulrich**

medintech

ULR 0050  
ULR 0052

Ulrichstauer komplett, latexfrei  
Ersatzband mit Lasche, latexfrei

1 Stück  
1 Stück

24,70 /St.  
12,10 /St.



Stauer ratiomed



Stauer megro



Stauer ulrich



Prämata-Stauer 901



Prämata-Stauer 902



Notfallstauer



Easy-Stauer



Kinderstauer ZOO und MAGIC

## STAUBINDEN

### PRAMETA

Einfache Handhabung durch bewährte Technik, hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe

PRÄ 901	<b>Stauer grau</b>	1 Stück	<b>19,05 /St.</b>
PRÄ 901-1	<b>Austauschband grau</b>	1 Stück	<b>7,40 /St.</b>

2-Tasten-Version für Stauen, Entstauen und Lösen, feine Anpassung des Staudruckes und gezielt dosiertes Entstauen, Latex-frei

PRÄ 902	<b>Stauer grün</b>	1 Stück	<b>25,60 /St.</b>
PRÄ 902-2	<b>Austauschband grün, für 2-Tasten-Version</b>	1 Stück	<b>9,25 /St.</b>

Professionelles Hilfsmittel im Rettungswesen für die Kompression traumatischer Blutungen an Kopf und Extremitäten

PRÄ 910 A	<b>Notfallstauer ohne Klemme</b>	1 Stück	<b>37,00 /St.</b>
PRÄ 910-20	<b>Klemmbügel</b>	1 Stück	<b>12,25 /St.</b>
PRÄ 910-10	<b>Austauschband für Notfallstauer</b>	1 Stück	<b>17,80 /St.</b>

PRÄ 904	<b>Easy-Stauer</b>	1 Stück	<b>29,50 /St.</b>
---------	--------------------	---------	-------------------

einfache und schnelle Entnahme von ungestautem Blut aus offener Vene, Blutentnahme mit dicken Kanülen, Fixierung von Problemvenen

### Kinderstauer ZOO und MAGIC

attraktive Tier- und Zauberer-Motive, preisgekröntes modernes Design, perfekte Ergonomie, separates feindosiertes Entstauen, autoklavierbar und metallfrei

PRÄ 906MAGIC	<b>Kinderstauer MAGIC</b>	1 Stück	<b>8,00 /St.</b>
PRÄ 906ZOO	<b>Kinderstauer ZOO</b>	1 Stück	<b>8,00 /St.</b>

Menge

EURO

## INJEKTIONSKISSEN



### **Injektionskissen**

**weiß, ohne Armfixierung**, Kunstleder-Bezug, weiß geschweißt, mit Innengewebe verstärkt, abwaschbar, für Injektionen oder Blutentnahme in der Arztpraxis, mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Maße (LxBxH)

**30 x 15 x 10/5 cm**

**45 x 15 x 10/5 cm**

BIS 1341301KL

BIS 1341302KL

1 Stück

16,40 /St.

1 Stück

18,50 /St.



### **Injektionskissen**

#### **weiß, ohne Armfixierung**

die Injektionskissen oder Blutentnahmekissen sind aus Schaumstoff mit weißem, abwaschbarem Plastikbezug

**45 cm**

**30 cm**

PKO 0850000

PKO 0850001

1 Stück

11,81 /St.

1 Stück

11,18 /St.



## SICOFORM-ARMSCHIENE



für die sichere Infusion, Ruhigstellung des Armes mit Hilfe von Klettbändern

#### **für Erwachsene**

#### **Schraube für Armschiene**

MEG 633363

MEG 633360

1 Stück

26,55 /St.

1 Stück

1,30 /St.



## UNIVERSAL-HALTERUNGEN



#### **Universal-Schlauchhalter OP-FIX, mit Clip**

fixiert und organisiert Infusionsschläuche, Kanülen, Klingelschnüre etc. am Patienten, am Krankenbett oder am OP-Tisch, rostfrei

Pack = 25 Stück

MEG 803000

9,5 x 2,5 cm

grün/weiß

1 Pack

45,90 /Pack

MEG 803001

9,5 x 2,5 cm

weiß/rot

1 Pack

45,90 /Pack

MEG 803002

9,5 x 2,5 cm

weiß/blau

1 Pack

45,90 /Pack

MEG 803003

9,5 x 2,5 cm

leuchtend gelb

1 Pack

45,90 /Pack

MEG 803004

9,5 x 2,0 cm

rot

1 Pack

45,90 /Pack

MEG 803005

15,0 x 2,0 cm

rot

1 Pack

54,70 /Pack

Pack = 20 Stück

MEG 803006

18,0 x 2,5 cm

grün/weiß

1 Pack

44,55 /Pack



## INFUSIONSSTÄNDER

**Ratiomed® / megro**

MEG 80160	Infusionsständer aus Stahl, <b>verchromt</b> , Kunststoff-Flaschenkreuz ultramin blau mit 4 Haken, Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Arretierung: Schraub-Höhenverstellung, Gesamtgewicht ca. 3,9 kg, Fußgewichte: ca. 1,9 kg, Ausleger: 25 x 25 mm, Fußdurchmesser: ca. 63,5 cm, Kunststoff-Doppelrollen 50 mm, 2x antistatisch mit Bremse, 3x normal, 1 Tropfglashalter mit Tropfglas	1 Stück	49,90 /St.
MEG 80130	Infusionsständer aus <b>rostfreiem</b> Stahl, max. Tragevermögen 8 kg, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen, 1 Tropfglashalter mit Tropfglas	1 Stück	67,00 /St.
MEG 80142	Infusionsständer mit <b>Fußbeschwerung</b> aus Stahl <b>verchromt</b> , für die Befestigung von einer oder maximal zwei Infusionsspritzenpumpen, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m	1 Stück	92,00 /St.
MEG 80200	Infusionsständer <b>Glanzchrom</b> Gußbeinkreuz RAL 9002 mit 50 mm Doppelrolle, 2x gebremst, 3x ungebremst, höhenverstellbar, Abtropfglas inkl. Halter, 4-fach Flaschenkreuz	1 Stück	125,85 /St.



MEG 80160, verchromt



MEG 80130, Stahl rostfrei



MEG 80142, verchromt

Menge

EURO

## INFUSIONSSTÄNDER

**@otomed® / megro**

Infusionsständer aus Stahl mit massivem Metallsockel, **farbig, Oberfläche Pulverlack beschichtet**  
 Höhe min. 1,18 m / max. 2,10 m,  
 max. Tragevermögen 12 kg, 5 Laufrollen Ø 50 mm,  
 davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch  
 ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen,  
 1 Tropfglasshalter mit Tropfglas

MEG 80141.54  
 MEG 80141.57  
 MEG 80141.59  
 MEG 80141.61  
 MEG 80141.80

blau  
 weiß  
 rot  
 gelb  
 opalgrün

1 Stück **64,90 /St.**

MEG 80189

**Abtropfglas**  
 aus Styrol-Acrylnitrit-Copolymer,  
 wird mittels Rohrhalter befestigt

1 Stück **4,80 /St.**



KUW 09.11005.002

aus hochwertigem **Edelstahl**, 5-Fuß-  
 Stativ für sicheren Stand, mit stabilem Kunst-  
 stoffkreuz, Sicherheitshaken für Infusions-  
 flaschen inkl. Tropfglas aus Kunststoff,  
 stufenlos höhenverstellbar bis ca. 210 cm,  
 geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen,  
 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle,  
 inkl. Montageset, einzeln verpackt  
 VE = 2 Stück

2 Stück **72,00 /St.**



MEG 80200, massiv



MEG 80141.80, opalgrün

MEG 80141.54  
 blau

MEG 80141.57  
 weiß

MEG 80141.59  
 rot

MEG 80141.61  
 gelb

MEG 80141.80  
 opalgrün

Druckbedingte  
 Farbabweichungen  
 sind möglich!



KUW 09.11005.002

Menge

EURO



MEG 121530

## OZON-THERAPIE

### OZON-PERFUSORLEITUNG

**Qatiomed® / megro**

**150 cm lang LL**  
 Spritzenpumpenleitung für Infusionen,  
 Durchmesser 1,5 x 2,8 mm  
 Pack = 100 Stück

1 Stück

0,92 /St.



Luer Ansatz

### OZON-TRANSFUSIONSBESTECKE

**Qatiomed® / megro**

#### **Ozon-Transfusionsbestecke**

Transfusionsgerät mit Stahlspitze ohne Belüftung,  
 mit 200 µm Filter, Filterfläche 10 cm<sup>2</sup>, transparente  
 Tropfkammer (PVC-frei), flexibles Schlauchsystem,  
 V-Rollenklemme weiß bzw. rot, latexfrei, Schlauch-  
 länge 150 cm  
 Pack = 10 Stück

MEG 121505

**Luer Ansatz**  
 mit flexiblem Injektionszwischenstück

1 Stück

1,20 /St.

MEG 121506

**Luer Lock Ansatz**  
 ohne Zuspritzmöglichkeit

1 Stück

1,20 /St.



Luer Lock Ansatz



PET 9291016

## **B | BRAUN**

### **Sangofix® N Transfusionsgeräte**

mit Stahlspitze ohne Belüftung, mit 200 µm Filter,  
 Filterfläche 10 cm<sup>2</sup>, Schlauchlänge 150 cm  
 Pack = 100 Stück

1 Stück

1,28 /St.

PET 9291024

Luer Lock-Ansatz

1 Stück

1,28 /St.

### TRANSFER-SET KLEIN

**Qatiomed® / megro**

**Überleitungskanülen, steril**  
 Kanülen zur Überleitung von sterilen  
 Flüssigkeiten im geschlossenen System,  
 mit kurzem Einstechdorn  
 Pack = 100 Stück

MEG 123001

1 Stück

0,55 /St.



Menge

EURO

## ENTNAHME-KANÜLEN



für die Mehrfachentnahme aus Vorratsflaschen und zum Zuspritzen, integrierte Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter, PVC-frei

DIS 70113

**DISPO-Spike Plus LL**  
Pack = 100 Stück

1 Pack

99,00 /Pack



## **B|BRAUN**

PET 4550242

**Mini-Spike Plus**  
zur hygienischen Entnahme von Injektionslösungen aus der Vorratsflasche, sterilisiert mit Äthylenoxid, pyrogenfrei  
Pack = 50 Stück

1 Stück

1,35 /St.



## VAKUUMFLASCHEN



### **Vakuum-Flaschen aus Glas**

für die Ozon-Therapie (hier muss ein Transfusionsgerät für die Ozon-Sauerstofftherapie mit Stahlspitze eingesetzt werden z.B. MEG 121505 oder MEG 121506), zur Reinfusion, zum Aderlaß, inkl. Flaschenhalter  
Pack = 10 Flaschen

MEG 121501

**250 ml**

10 Flaschen 2,35 /Fl.

MEG 121502

**500 ml**

10 Flaschen 2,95 /Fl.



## RINGERLÖSUNG



### **Ringerlösung**

Ersatz extrazellulärer Flüssigkeitsverluste, Chloridverluste, Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate (siehe Katalogseite 1/34)

Behältnisse aus Plastik (KabiPac), PE-Infusionsflasche mit zwei getrennten Ports für Infusion und Injektion

FRE 2600224

Pack = 10 x 500 ml

1 Pack

20,70 /Pack

FRE 2600234

Pack = 10 x 1000 ml

1 Pack

33,90 /Pack

FRE 2600525

Behältnis aus Freeflex

Pack = 20 x 500 ml

1 Pack

36,35 /Pack





URG 512600

## ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG 0,9 %



### **Kochsalzlösung**

Spray 150 ml, sterile physiologische Kochsalzlösung 0,9 %, zur Wundreinigung

1 Dose

7,50 /Dose



FRE 1310224  
FRE 1310234  
FRE 1310181



Plasmaisotoner Flüssigkeitsersatz bei hypotoner und isotoner Dehydratation, kurzfristiger intravasaler Volumenersatz. Als Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente. Zum Befeuchten von Verbänden (siehe Katalogseite 1/34)

Behältnisse aus **Plastik (KabiPac)**, PE-Infusionsflasche mit zwei getrennten Ports für Infusion und Injektion

Pack = 10 x 500 ml

1 Pack

13,50 /Pack

Pack = 10 x 1000 ml

1 Pack

19,50 /Pack

10 Ltr.

1 Kanister

26,85 /Kan.



FRE 1310525  
FRE 1310534

### **Freeflex-Beutel**

Infusionslösungsbeutel mit zwei getrennten Ports für Infusion und Injektion

Pack = 20 x 500 ml

1 Pack

32,55 /Pack

Pack = 10 x 1000 ml

1 Pack

20,10 /Pack

## AMPUWA



### **Ampuwa**

Steriles und pyrogenfreies Aqua ad iniectabilia zur Bereitung von parenteralen Lösungen und als Lösungsmittel für den Limulustest geeignet. Auch bei der Herstellung von Infusionslösungen zur Behandlung mit Penicillin oder anderen Antibiotica ist Ampuwa als neutrales Lösungsmittel geeignet (siehe Katalogseite 1/34)



FRE 1080224  
FRE 1080234  
FRE 1080181

Behältnisse aus **Plastik (KabiPac)**,

PE-Infusionsflasche mit zwei getrennten Ports für Infusion und Injektion

Pack = 10 x 500 ml

1 Pack

13,50 /Pack

Pack = 10 x 1000 ml

1 Pack

19,50 /Pack

10 Ltr.

1 Kanister

26,85 /Kan.

Menge

EURO



## AMPUWA-SPÜLLÖSUNG

Aqua ad iniectabilia zum Freispülen des Operationsgebietes und zum Feuchthalten des Gewebes während operativer Eingriffe, zum Befeuchten von Tamponaden und Verbänden, **Plastipur Schraubflaschen**

FRE 1088813

Pack = 6 x 1000 ml

1 Pack

10,10 /Pack



FRE 1088813



FRE 1312813

## ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG – SPÜLLÖSUNG

### Plastipur Schraubflaschen

Lösung zum Freispülen des Operationsgebietes und zum Feuchthalten des Gewebes während operativer Eingriffe, zum Befeuchten von Tamponaden und Verbänden  
Pack = 6 x 1000 ml

FRE 1312813

1 Pack

10,10 /Pack



FRE 133916C

### Careflex-Beutel mit Care-Lock-Anschluß

Lösung im Beutel mit Care-Lock-Anschluß für die intra und postoperative Spülung bei urologischen, gynäkologischen und arthroskopischen Eingriffen. Überleitung der Lösung mittels Care-Lock-Systemen

FRE 133916C

Pack = 4 x 3000 ml

1 Pack

50,05 /Pack

FRE 133920T

Pack = 2 x 5000 ml

1 Pack

46,30 /Pack

## PURISOLE SM VERDÜNNT – SPÜLLÖSUNG

### Freka Drainjet Purisole SM verdünnt

Spüllösung in der Faltenbalgflasche zur Spülung der Blase, sowie von Kathetern, suprapubischen Ableitungen, Wunddrainagen und Sonden

FRE 2559044

Pack = 10 x 60 ml

1 Pack

24,40 /Pack



FRE 2559044

Purisole SM verdünnt

### Careflex-Beutel mit Stopfenanschluß

Elektrolytfreie Spüllösung im Beutel mit Stopfenanschluß für die intra- und postoperative Spülung bei urologischen, gynäkologischen und arthroskopischen Eingriffen, Überleitung der Lösung mittels Dornsystemen

FRE 256316C

Pack = 4 x 3000 ml

1 Pack

53,80 /Pack

FRE 256320T

Pack = 2 x 5000 ml

1 Pack

46,30 /Pack



FRE 256320T

Purisole SM verdünnt

### Careflex-Beutel mit Care-Lock®-Anschluß

Elektrolytfreie Spüllösung im Beutel mit Care-Lock®-Anschluß für die intra- und postoperative Spülung bei urologischen, gynäkologischen und arthroskopischen Eingriffen, Überleitung der Lösung mittels Care-Lock®-Systemen

FRE 2577683

Pack = 6 x 1500 ml

1 Pack

53,80 /Pack

FRE 257716C

Pack = 4 x 3000 ml

1 Pack

56,55 /Pack

FRE 257720T

Pack = 2 x 5000 ml

1 Pack

49,05 /Pack



FRE 257716C

Folgende Artikel sind Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes:  
Katalogseite: 1/31, 1/32, 10/11



## Isotonische Kochsalzlösung Fresenius Infusionslösung

Wirkstoff: Natriumchlorid

### Zusammensetzung

1000 ml Lösung enthalten:

#### Arzneilich wirksamer Bestandteil

Natriumchlorid	9,0 g
Na <sup>+</sup>	154 mmol/l
Cl <sup>-</sup>	154 mmol/l
pH-Wert	5,0 – 7,0
Titrationsacidität	< 1 mmol NaOH/l
theoretische Osmolarität	308 mosm/l

#### Hilfsstoffe

Wasser für Injektionszwecke

Salzsäure 25%

Natriumhydroxid

#### Darreichungsform

Infusionslösung

#### Anwendungsgebiete

Plasmaisotoner Flüssigkeitsersatz bei hypotoner und isotoner Dehydratation, kurzfristiger intravasaler Volumenersatz. Als Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente. Zum Befuchten von Verbänden.

#### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Die maximale Infusionsgeschwindigkeit richtet sich nach der klinischen Situation. Die maximale Tagesdosis wird vom Flüssigkeits- und Elektrolytbedarf bestimmt. Für Erwachsene gilt ein Richtwert von 3–6 mmol Natrium/kg Körpergewicht, für Kinder von 3–5 mmol/kg Körpergewicht. Zur intravenösen Anwendung (Injektion/Infusion) / zur Herstellung von Parenteralia bzw. zum Befuchten von Verbänden.

#### Gegenanzeigen

Hyperhydrationszustände

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Isotonische Kochsalzlösung Fresenius soll nur mit Vorsicht angewendet werden bei:

- Hypokaliämie
- Hypernatriämie
- Hyperchlorämie

– Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten (wie Herzinsuffizienz, generalisierte Ödeme, Lungenödem, Hypertonie, Ekklampsie, schwere Niereninsuffizienz).

In Abhängigkeit vom zugeführten Volumen und dem Zustand des Patienten können Kontrollen des Elektrolyt- und des Flüssigkeitsstatus erforderlich sein.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

#### Nebenwirkungen

Hypernatriämie und Hyperchlorämie

#### Überdosierung

Bei einer Überdosierung können folgende Symptome auftreten: Überwässerung, Hypernatriämie, Hyperchlorämie, Hyperosmolarität, Induktion einer acidotischen Stoffwechsellaage.

Therapie: Bei Hyperhydrationszuständen als Konsequenz einer Überdosierung von Isotonischer Kochsalzlösung Fresenius ist die Flüssigkeitszufuhr abzubrechen und rasch wirkende Diuretika (z.B. Furosemid) zu applizieren. Bei Auftreten einer Oligo-Anurie kann Flüssigkeitstentzug durch Hämofiltration, Hämodialyse oder Hämodiafiltration notwendig werden.

#### Stand der Information

Mai 2007



## Ampuwa®

### Zusammensetzung

1000 ml enthalten:

#### Arzneilich wirksamer Bestandteil

keiner

#### Wirksamer Bestandteil

Wasser für Injektionszwecke ..... 1000 ml

#### Hilfsstoffe

keine

#### Darreichungsform

Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia

#### Anwendungsgebiete

Wasser für Injektionszwecke dient als Lösungsmittel zum Auflösen und Verdünnen von Arzneimitteln zur Injektion bzw. Infusion, gemäß den Vorschriften der jeweiligen Gebrauchsinformation.

#### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Wasser für Injektionszwecke und andere Anwendungen. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung richten sich nach den Vorschriften des Arztes. Nur klare und farblose Lösungen verwenden.

#### Gegenanzeigen

Keine bekannt.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Ampuwa® darf aufgrund der fehlenden osmotisch wirksamen Substanzen (Hämolysegefahr) nicht allein injiziert oder infundiert werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Keine bekannt.

#### Nebenwirkungen

Keine bekannt.

#### Überdosierung

keine

#### Stand der Information

November 2006



## Ringerlösung Fresenius Infusionslösung

### Zusammensetzung

1000 ml Infusionslösung enthalten:

#### Arzneilich wirksamer Bestandteil

keiner

#### Wirksamer Bestandteil

Natriumchlorid	8,60 g
Kaliumchlorid	0,30 g
Calciumchlorid 2 H <sub>2</sub> O	0,33 g
Na <sup>+</sup>	147,2 mmol/l
K <sup>+</sup>	4 mmol/l
Ca <sup>2+</sup>	2,25 mmol/l
Cl <sup>-</sup>	155,7 mmol/l
pH-Wert	5,0 – 7,0
Titrationsacidität	1 mmol NaOH/l
theoretische Osmolarität	309 mosm/l

#### Hilfsstoffe

Wasser für Injektionszwecke

Salzsäure

Natriumhydroxid

#### Darreichungsform

Infusionslösung

#### Anwendungsgebiete

Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Chloridverluste. Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente.

#### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Die Dosierung entsprechend dem Flüssigkeits- und Elektrolytbedarf. Maximale Infusionsgeschwindigkeit: Die maximale Infusionsgeschwindigkeit richtet sich nach dem Zustand des Patienten. Maximale Tagesdosis: Die maximale Tagesdosis ergibt sich aus dem Flüssigkeits- und Elektrolytbedarf des Patienten. Eine Flüssigkeitszufuhr von 40ml/kg KG und Tag sollte bei Erwachsenen nicht überschritten werden. Zur peripheren Infusion.

#### Gegenanzeigen

Absolute Kontraindikation: Hyperhydratation.

Relative Kontraindikationen: Hyperkaliämie, Hypernatriämie, Hyperchlorämie, Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten (wie Herzinsuffizienz, generalisierte Ödeme, Lungenödem, Hypertonie, Ekklampsie, schwere Niereninsuffizienz).

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Kontrolle des Elektrolyt- und Flüssigkeitsstatus erforderlich. Bei hypertoner Dehydratation ist eine zu schnelle Infusionsgeschwindigkeit unbedingt zu vermeiden (Cave: Anstieg der Plasmaosmolarität und der Plasmanatriumkonzentration).

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

#### Nebenwirkungen

Keine bekannt

#### Überdosierung

- Überwässerung
- Störungen im Elektrolythaushalt
- Hyperosmolarität
- Induktion einer azidotischen Stoffwechsellaage

Therapie: Unterbrechung der Zufuhr, beschleunigte renale Elimination und eine entsprechende negative Bilanzierung.

#### Stand der Information

Dezember 2006