

Menge

EURO

**DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR**

**WelchAllyn**  
Advancing Frontline Care™

WLA 970308G

**AED 10™**

1 Stück

1.499,00 /Stk.

**halbautomatischer Defibrillator mit Text-Display**

wird vermehrt in den unterschiedlichsten Bereichen bereit gehalten – in Geschäftsräumen und an öffentlich zugänglichen Orten.

**Lieferumfang:** ein nicht wiederaufladbarer Hochleistungs-Lithiumakku PowerStick, Benutzerhandbuch, Kurzbedienungsanleitung; Video zur Gerätebedienung; ein Paar Multifunktions-Defibrillationselektroden, vorkonnectierbare Defi-Pads (Art. Nr. 001857-E), Quick Response Prep Kit (Art. Nr. 00213-7 bestehend aus Latexhandschuhen, Gesichtsmaske, Rasierer, Schere, 2 Gaze-Pads, Kunststoffbeutel zur Entsorgung), Tragetasche

- leichte Bedienbarkeit
- kompaktes Design
- jederzeit in der Lage, Leben zu retten
- spezifisch für minimal geschulte Personen sowie den seltenen Einsatz entwickelt
- "1-2-3"-Bedienkonzept - indem den Textmeldungen und den Sprachaufforderungen Folge geleistet wird

Das Gerät ermittelt automatisch, ob die Abgabe eines lebensrettenden Elektroschocks erforderlich ist und schützt gleichzeitig gegen die unsachgemäße Abgabe elektrischer Impulse. Das Design trägt dazu bei, dass das Gerät unverzüglich und überall dort, wo man mit dem plötzlichen Herztod konfrontiert werden kann, von fast jeder beliebigen Person eingesetzt werden kann.

Abmessungen (HxBxT): 7 x 17,5 x 21 cm  
Gewicht: 1,6 kg (einschließlich hochleistungsfähigem Akku)  
Energienstufen: 150, 200, 300 J oder 200, 300, 360 J  
(vom Benutzer konfigurierbar)



WLA 001857-E

**Defi-Pads**, vorkonnectierbar  
für Erwachsene, für AED 10™  
Pack = 2 Stück

1 Pack

37,00 /Pack



**DEFIBRILLATOREN**

PRI 96756



**PRIMEDIC™ HeartSave PAD** 1 Stück 1.199,00 /St.  
**automatischer, externer Defibrillator** mit der einfachen Ein-Knopfbedienung. Der HeartSave PAD (öffentlich zugänglicher Defibrillator) basiert auf einer sicheren und erprobten Technologie, einfache Handgriffe genügen, um professionelle Hilfe zu leisten

stromgesteuerter, biphasischer Defibrillationsimpuls, herzschonende „CCD-Technologie“; einfach und intuitiv zu benutzender Defibrillator dank klarer Sprachanweisungen während des gesamten Prozesses, selbstklebende Elektroden Save-Pads mit Notfallkit (Beatmungsmaske, Rasierer, Handschuhe), CompactFlash Card, Abmessungen (HxBxT): 25 x 28 x 9 cm



**PRIMEDIC™ Defibrillatoren Defi-N und Defi-B**  
 schnelle und sichere Handhabung durch klar strukturierte Bedienschritte mittels Piktogrammen, einfach und sicher zu bedienen, Einschalten: sofortiger automatischer Selbsttest und Überprüfung aller wichtigen Parameter, klar gegliederte Bedien- und Anzeigenelemente informieren über den Betriebszustand

Defibrillation:

Betriebsart: asynchrone, externe Defibrillation  
 Energiestufen: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule (50 Ohm)  
 Ladezeit Defi-N: ca. 9 Sek. (360 Joule) bei 230 V / 50 Hz  
 Ladezeit Defi-B: ca. 7 Sek. (360 Joule)  
 Paddle: integrierte Kinderpaddle

PRI 90426

**PRIMEDIC™ Defi-N** 1 Stück 1.245,00 /St.  
**netzbetriebener Defibrillator** zur manuellen, asynchronen Defibrillation für den stationären Einsatz in Kliniken und Arztpraxen, sofort einsatzbereit  
 Abmessungen (HxBxT): 40 x 48 x 12 cm

PRI 90427



**PRIMEDIC™ Defi-B** 1 Stück 1.515,00 /St.  
**akkubetriebener Defibrillator** zur manuellen, asynchronen Defibrillation für den mobilen als auch stationären Einsatz, schnell einsatzbereit, große Akku-Kapazität, bei voller Akkuladung gewährleistet der PRIMEDIC Defi-B mehr als 40 Defibrillationen mit max. Energie (360 Joule)  
 Abmessungen (HxBxT): 40 x 48 x 12 cm

**NOTFALLKOFFER**

Ratiomed® / megro

**TYP „BOCHOLT“**

MEG 850015 44 x 31 x 14,5 cm, inkl. Wandhalterung 1 Stück 560,00 /St.

Zusammensetzung:  
 Combibag für Erwachsene und Kinder  
 Beatmungsmaske Gr. 3 und Gr. 5  
 Guedel Tubus ratiomed Gr. 0, Gr. 1, Gr. 3 und Gr. 5  
 Absaugkatheter ratiomed gerade Ch. 10, Ch. 14 und Ch. 18  
 megro-Venenstauer  
 Batteriegriff WL mittel 28 mm  
 Spatel WL McIntosh Gr. 1 und Gr. 3  
 Arterienklemme Pean 14 cm  
 Trachealtubus 4 mm, 6 mm und 8 mm  
 Norm-Konnektor 4 mm, 6 mm und 8 mm  
 Leukosilk 5 m x 2,5 cm  
 Rettungsdecke gold/silber ratiomed  
 Rettungsklemme megro 14 cm  
 Blutdruckmesser ratiomed, Doppelschlauch + Etui  
 Stethoskop Doppelkopf ratiomed  
 Penleuchte deluxe ratiomed mit Batterie  
 Sicherheits-Handschuhe (4 Stck.)  
 Magill Zange 25 cm  
 Mundkeil blau ratiomed  
 Perkussions-Hammer nach Buck 18 cm  
 Notfall-Gurtmesser  
 Batterien Baby (2 St.)  
 Söhngen Handabsaugpumpe



MEG 850001 **Typ I** 1 Stück 412,00 /St.  
 wie oben, jedoch mit Silikonbeatmungsbeutel ratiomed mit Maske Gr. 2 und Gr. 5

**NOTFALLKOFFER „LEER“**

MEG 850020 44 x 31 x 14,5 cm, Kunststoff inkl. Wandhalterung 1 Stück 120,00 /St.





WEI 8635

**NOTFALLKOFFER**
**ULMER KOFFER Basis**, leer

1 Stück

343,00 /St.

Aluminiumkoffer mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empf. Geräte und Materialien sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen  
Maße: 42,8 x 33,2 x 18,5 cm

WEI 8630

**ULMER KOFFER Basis**

1 Stück

1.116,00 /St.

mit Komplettausstattung

Lieferumfang:

ULMER KOFFER Basis, leer

Sauerstoff-Gerät (Sauerstoff-Flasche 0,3 l x 200 bar mit OXYWAY Fix I Druckminderer, fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 l O<sub>2</sub>/min, Anschlußstülle mit Überwurfmutter UNF, Atemschlauch 2000 mm lang) Flaschenspanngurt

Inhalationsmaske mit Atembeutel u. Verbindungsschlauch, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl), Blutdruckmessgerät,

Stethoskop,

Set Medizinische Kleinprodukte (Lämpchen zur Pupillendiagnostik, Reflexhammer, Einhand-Venens-tauer, Pinzetten, Scheren, Mundspatel, gebogene Kornzange, Einmalskalpell)

Set Injektion



WEI 8840

**ULMER KOFFER I**, leer

1 Stück

458,00 /St.

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 13 Ampullenplätzen, zusätzliche Ampullen-leisten, Spanngurte für Sauerstoff-Flaschen, Halter für OMNIVAC-Sekretabsaugung  
Maße: 52,6 x 40,0 x 17,0 cm



**NOTFALLKOFFER**

WEI 8730

**ULMER KOFFER II**, leer  
Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,  
6 variablen Trennstegen Space-Chip und  
2 Haltern für Oropharyngealtuben  
Maße: 52,6 x 40,0 x 20,0 cm

Menge

EURO

1 Stück 495,00 /St.



WEI 8720

**ULMER KOFFER II**  
mit Grundausstattung Standard  
Lieferumfang:  
ULMER KOFFER II, leer  
Set Aufkleber Standard,  
Set Ampullenleisten 3 Stk. mit je 11 Ampullenplätzen,  
Sauerstoff-Gerät (Sauerstoff-Flasche 0,8 l x 200 bar mit  
OXYWAY Fine I Druckminderer, stufenlos dosierbar,  
Betriebsbereich 3-15 l/min, Atemschlauch 2000 mm  
lang, Winkelanschlußstülle),  
2 Spanngurte für O<sub>2</sub>-Flaschen,  
COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder,  
Sauerstoff-Reservoir für COMBIBAG,  
Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon,  
Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon,  
Set Oropharyngealtuben (nach Guedel),  
Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl),  
MANUVAC Absaugpumpe,  
Set Absaugkatheter

1 Stück 1.495,00 /St.



WEI 8830

**ULMER KOFFER III**, leer  
Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,  
6 variablen Trennstegen, Space-Chip, 2 Haltern  
für Oropharyngealtuben sowie ausschwenkbarer  
und ausklinkbarer Ampullenkassette mit 2 Ampullen-  
leisten mit je 11 Ampullenplätzen  
Maße: 52,6 x 40,0 x 23,0 cm

1 Stück 588,00 /St.



**NOTFALLKOFFER****SÖHNGEN®****Notfallkoffer gefüllt**

400 x 300 x 150 mm, Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Beschriftung NOTFALL Arzt & Praxis sowie Fachdisziplin mit Siebdruck, weiterhin Farbpiktogramme. Koffer komplett mit notfallmedizinischer Grundausrüstung zur Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen in der ärztlichen Praxis. Freiraum für Medikamente und persönliche Ausstattungen ist vorhanden



SÖH 0120001	Arzt & Praxis-Pädiatrie	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120002	Arzt & Praxis-Internist	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120003	Arzt & Praxis-Gynäkologie	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120004	Arzt & Praxis-HNO	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120005	Arzt & Praxis-Dermatologie	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120006	Arzt & Praxis-Augenarzt	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120007	Arzt & Praxis	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120008	Arzt & Praxis-Zahnarzt	1 Stück	551,00 /St.
SÖH 0120009	Arzt & Praxis-Arbeitsmedizin	1 Stück	551,00 /St.

**VERBAND- UND ERSTE HILFE-KOFFER****SÖHNGEN®**

SÖH 3001125	<b>Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD</b> 26 x 17 x 11 cm, orange, mit Inhalt nach DIN 13157 Standard, mit Wandhalterung	1 Stück	42,95 /St.
SÖH 3001155	<b>Erste Hilfe-Koffer MT-CD</b> Industrie Norm, 40 x 30 x 15 cm, orange, mit Inhalt nach DIN 13169 Standard, mit Wandhalterung	1 Stück	99,19 /St.



Menge

EURO

**NOTFALLKOFFER****HAN\$LIFE®**

WEM 221136

**HAN-LIFE® Notfallkoffer STANDARD** 1 Stück 1.380,00 /St.

besonders geeignet für Ärzte, Rettungsassistenten und Flugrettungsdienste, alle erforderlichen Erste-Hilfe-Materialien und notfallmedizinischen Geräte sind übersichtlich und geschützt unterzubringen, herausnehmbare Ampullenleisten, farbcodiert, für 18 Ampullen, ohne Sauerstoff-Flasche 0,8 Ltr. und ohne Druckminderer 5 Ltr. konstant

Material: Aluminium, hell eloxiert in RIMOWA-Wellendesign

Grundmaß: ca. B 52 x T 18 x H 32 cm

Einschubmaß: ca. B 52,5 x T 18,5 x H 35 cm

Grundausrüstung: Teil der DIN 13232, unter anderem mit Beatmungsbeutel, Beatmungsmasken, Peep-Ventil, Einführungsmandrins, Intubationszange, Laryngoskop, Blutdruckmeßgerät, Blutdruck-Klettenmanschette, Stethoskop, Blutzuckermeßgerät, Druckinfusionsmanschette



Abbildung stellt nur eine Bestückungsvariante dar

WEM 220642

**Sauerstoff-Flasche 0,8 Ltr.** 1 Stück 106,00 /St.

gefüllt mit medizinischem Sauerstoff, weiß lackiert

WEM 220655

**HAN-LIFE® Druckminderer Modell I** 1 Stück 146,00 /St.

Anschlußstutzen: 3 mm/Konstant: 5 Ltr./min.

WEM 220821

**HAN-LIFE® Spiralschlauch** 1 Stück 15,65 /St.

transparent/blau, dehnbar von 450 mm bis 2000 mm, Verbindungsschlauch vom O<sub>2</sub>-Druckminderer zum Beatmungsbeutel

**VERBAND- UND ERSTE HILFE-KOFFER****WERO\$MEDICAL**

WEM 220886

**Erste-Hilfe-Koffer Arztpraxis** 1 Stück 599,00 /St.

WEROTOP® Mod. 450

Material: hochwertiger Kunststoff (ABS), Farbe: orange, Grundmaß: ca. B 44,5 x T 15 x H x 32 cm

Produkte für die Versorgung eines Notfalls in der Arztpraxis, Ausstattung auf Basis der DIN 13157 nach der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Betriebsstätten, hochwertige Erste-Hilfe-Materialien wie z.B. Verbandstoffe, Pflaster, Beatmungsbeutel mit Beatmungsmasken Gr. 3 und 5, Sauerstoffversorgung, Infusionsgerät, Reinigungstücher, Spritzen mit Kanülen, Braunülen, Hyperventilationsmaske, Sauerstoffmaske und Sauerstoffbrille, 0,8 Ltr. Sauerstoffflasche mit Druckminderer, übersichtlich und geschützt im Multifunktionskoffer WEROTOP Modell 450 untergebracht, inkl. Wandhalterung und 90°-Arretierung



Menge

EURO

**NOTFALLTASCHEN**

Ratiomed®

MEG 850000



**Notfalltasche gefüllt**  
mit 3 Sets bestehend aus:  
Infusion, Instrumente, Beatmung

1 Stück

199,00 /St.

**Set Infusion:** Einhandvenenstauer ratiomed, 3 Sicherheits-Venenverweilkanülen in Gr. 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 3 aluderm-aluplast Fixierpflaster 70 x 53 mm, Infusionsgerät LL ratiomed, 4 SOFT line U.-Vinylhandschuhe (unsteril, PF, Gr. M), 10 Alkoholtupfer ratiomed (6 x 3 cm)

**Set Instrumente:** Blutdruckmeßgerät ratiomed inkl. Klettenmanschette, Flachkopfstethoskop ratiomed (schwarz), Reflexhammer megro nach Buck 18 cm, Diagnostikleuchte ratiomed, chir. Pinzette megro 14,5 cm, anat. Pinzette megro 14,5 cm, Universal-schere megro 18 cm, Splitterpinzette megro (nach Feilchenfeld) 11,5 cm, Rettungsklemme megro 14 cm, digitales Fieberthermometer in Klarsicht-Etui

**Set Beatmung:** Notfallbeatmungsbeutel ratiomed mit Maske Gr. 5 (Erwachsene), Maske Gr. 3 (Kinder), 3 Guedel-Tuben ratiomed in Gr. 0, 2, 4

Ratiomed®



MEG 849000

**Notfalltaschen leer**

rot, wasserabweisendes, strapazierfähiges Polyester-Material, 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

1 Stück

49,00 /St.

**Notfalltasche groß**

Unterseite aus wasserfestem Planenmaterial, 1 Hauptfach mit fester Innenteilung, 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z. B. für Guedeltuben), 1 Vorderfach (passend für AED), weiße Reflexstreifen  
Abmessungen (LxTxH): 44 x 34 x 30 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)



MEG 849003

**Notfalltasche mittel**

mit vielseitigen Fächern, 1 Hauptfach mit fester Innenteilung, weiße Reflexstreifen  
Abmessungen (LxTxH): 45 x 24 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)

1 Stück

39,00 /St.



MEG 849005

**Notfalltasche klein**

1 Hauptfach mit gepolsterter, dreiteiliger Inneneinteilung (herausnehmbar), Klarsichtfach auf der Rückseite, weiße Reflexstreifen  
Abmessungen (LxTxH): 30 x 20 x 18 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)

1 Stück

35,00 /St.

**NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE**

Menge

EURO

Patiomed

MEG 849015

**Notfallrucksack klein, leer**

1 Stück

29,00 /St.

rot, wasserabweisendes, strapazierfähiges Polyester-Material, 3 Modultaschen mit Haftklettstreifen, weiße Reflexstreifen  
Abmessungen (LxTxH): 30 x 20 x 18 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)

**NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE**

Patiomed

MEG 849010

**Notfallrucksack groß, leer**

1 Stück

49,00 /St.

rot, wasserabweisendes, strapazierfähiges Polyester-Material, Unterseite aus wasserfestem Planenmaterial, 2 geteilte Hauptfächer mit robustem Reißverschluss, 5 Modultaschen (2 davon mit Haftklettstreifen), 2 Seiten- und 1 Vordertasche (vordere passend für AED), weiße Reflexstreifen  
Abmessungen (LxTxH): 46 x 25 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)



**FÜLLSORTIMENTE**

Ratiomed®

MEG 849050

**Füllung klein**

1 Set

73,00 /Set

passend für Notfalltasche, Notfallrucksack klein und mittel, Set bestehend aus:

- je 1 x Guedeltubus Ratiomed, unsteril, Gr. 0 bis 5
- 1 x Rettungsklemme megro, 14 cm
- 1 x Notfall-Beatmungsbeutel Ratiomed blau mit Maske Gr. 5
- 1 x E.-Gesichtsmaske für Jugendliche Gr. 3
- 1 x Penleuchte deluxe Ratiomed weiß
- 1 x Fieberthermometer digital
- 1 x Blutdruckmeßgerät Ratiomed Doppelschlauch mit Klettenmanschette abwaschbar
- 1 x Stethoskop Flachkopf Ratiomed, schwarz
- 1 x Kälte-Sofort-Kompresse, 15 x 17 cm
- 1 x Venenstauer Ratiomed
- 1 x Mundkeil Ratiomed, blau
- 1 x Füllung nach DIN 13164, 37 Teile



Ratiomed®

MEG 849055

**Füllung groß**

1 Set

238,00 /Set

passend für Notfalltasche, Notfallrucksack groß, Set bestehend aus:

- je 1 x Guedeltubus Ratiomed, unsteril, Gr. 0 bis 5
- 1 x Rettungsklemme megro, 14 cm
- 1 x Notfall-Beatmungsbeutel Ratiomed blau mit Maske Gr. 5
- 1 x E.-Gesichtsmaske für Jugendliche Gr. 3
- 1 x Penleuchte deluxe Ratiomed weiß
- 1 x Fieberthermometer digital
- 1 x Blutdruckmeßgerät Ratiomed Doppelschlauch mit Klettenmanschette abwaschbar
- 1 x Stethoskop Flachkopf Ratiomed, schwarz
- 1 x Kälte-Sofort-Kompresse, 15 x 17 cm
- 1 x Venenstauer Ratiomed
- 1 x Mundkeil Ratiomed, blau
- 1 x Füllung nach DIN 13164, 37 Teile
- 1 x Sekret Handabsaugpumpe inkl. Absaugkatheter Ch. 12 und Ch. 18
- je 1 x Laryngoskop-Spatel McIntosh WL Gr. 0 bis 4
- 1 x Batteriegriff WL mittel Ø 28 mm
- 2 x Batterie Baby LR14 1,5 V
- je 1 x Trachealtubus Lo-Contour Ch. 16, 20, 22 und 24
- 1 x Magill Katheterzange megro 25 cm
- 1 x Infusionsgerät LL Ratiomed
- je 1 x Sicherheits-Venenverweilkanüle 0,9 mm, 1,3 mm und 1,5 mm
- 10 x Alkoholtupfer Ratiomed, 6 x 3 cm
- 3 x aluderm-aluplast Fixierpflaster 70 x 53 mm
- je 5 x E.-Spritze 2 ml und 5 ml
- je 5 x E.-Kanüle Nr. 1 (0,90 x 40 mm), Nr. 2 (0,80 x 40 mm) und Nr. 12 (0,70 x 30 mm)



Menge

EURO

**BEREITSCHAFTSTASCHE****HAN\$ LIFE®****Bereitschaftstasche FIRST AID, rot**

(blaue Vortasche), mit verstaubarem Rückentragesystem, Polyamid, Maße BxTxH: ca. 48 x 25 x 32 cm

**Grundausrüstung:**

HAN-LIFE® Beatmungsbeutel aus Silikon ohne Maske  
 HAN-LIFE® Klarsichtmaske Gr. 3 und 5  
 Guedel-Tubus, Polyethylen Gr. 1, 2 und 4  
 Absaugpumpe Ambu® TwinPump  
 Absaugkatheter, Einmal-, gerade Ch. 10, 12, 14 je 3 Stück  
 Blutdruckmeßgerät, 1-Schlauch, Klettmanschette für Erwachsene  
 Stethoskop DUO mit umschaltbarem Bruststück  
 Venenstauer, mit Sicherheitsverschluss zur Einhandbedienung  
 Universalschere, kniegebogen, rostfrei, 19 cm, DIN 58279



WEM 220510

FIRST AID leer

1 Stück

182,00 /St.

WEM 220511

FIRST AID mit Grundausrüstung

1 Stück

748,00 /St.

**RETTUNGSROLLE****Teutotechnik**

TEU IRR-S

**Ibberger Rettungsrolle**

1 Stück

99,00 /St.

aus Nylon, Notfalltasche für den PKW mit einer notfallmedizinischen Grundausrüstung zur Einleitung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen direkt am Unfallort, kombiniert mit dem für alle PKW gesetzlich vorgeschriebenen Verbandmittelsortiment, durch das Klettband kann sie einfach am Teppich Ihres Fahrzeugs befestigt werden, Platz für weiteres, eigenes Zubehör vorhanden  
 Maße: 33 cm lang, Ø 22 cm, Gewicht: 2,3 kg  
 (siehe Katalogseite 1/34 und 4/28)


**Inhalt:**

- 1 E.-Beatmungsbeutel mit Maske
- 3 Guedeltuben Gr. 2, 3 und 4
- 1 Staubinde
- 1 Desinfektionsspray (Cutasept F 50 ml) mit sterilen Tupfern
- 2 Venenverweilkanülen G 14, G 18
- 1 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- 1 Kanülenabwurfbox
- 1 Infusionsbesteck
- 1 Infusionslösung 500 ml
- 1 Kleiderschere
- 1 Warnweste EN471
- 1 Nothammer mit integriertem Gurtmesser
- 1 LED-Kopfleuchte
- 1 Formular "Unfallbericht"
- 1 Verbandmittelsortiment DIN 13 164 (Kfz)





WEM 200085

**SANITÄTSTASCHE****wero-Sanitätstasche, leer**

rot, mit Schultergurt, für Schulen und Kindergärten, ebenso geeignet für Betriebsausflüge und Freizeit, mit Reißverschlusstasche und Vordertasche mit zusätzlichem Klettverschluß  
Material: Polyamidgewebe, Maße: 30 x 20 x 8 cm

Menge

EURO

1 Stück

29,95 /St.



WEI 9060

**NOTFALLRUCKSÄCKE****RESCUE-PACK I, leer**

grau, Notfallrucksack inkl. Zubehörtasche  
Maße (BxHxT): 31,0 x 52,0 x 23,0 cm

1 Stück

301,00 /St.



WEI 9000

**RESCUE-PACK, leer**

grau, Notfallrucksack inkl. Zubehörtasche  
Maße (BxHxT): 40,0 x 56,0 x 25,0 cm

1 Stück

461,00 /St.



AMB 000059935

**AMPULLENBEHÄLTNIS****Ambu+****Ambu Ampullarium Medium**

zum Schutz von Ampullen während des Transports in Notfalltaschen oder Notfallkoffern; bis zu 34 Ampullen finden darin in übersichtlicher Anordnung einen sicheren Platz  
Material: Cordura, Maße: 18,5 x 7 x 13 cm

1 Stück

57,00 /St.



HAE 09507

**AMPULLENÖFFNER****Ampullenöffner "Cupfix"**

der sichere Ampullenöffner mit federnder Diamantfeile und Auffangbehälter für Ampullenkopf  
Maße (BxTxH): 7 x 15 x 20 cm

1 Stück

102,00 /St.

HAE 04663

**Ersatz-Diamantfeile**

1 Stück

49,00 /St.

Menge

EURO

**VERBANDKASTEN / -TASCHE**

Hothaus Medical

HOL 61150

**TRAVEL Erste-Hilfe-Verbandtasche**  
besteht aus mehreren aufklappbaren Innentaschen, Maße: 17 x 12 x 6 cm, blau/rot  
**Inhalt:**

1 Stück

10,60 /St.

- 8 x Wundpflaster elastisch 6 x 10 cm
- 1 x Blasenpflaster für Finger und Zehen
- 1 x Blasenpflaster für Ferse und Ballen
- 1 x Wundkomresse steril 10 x 10 cm
- 1 x Schnellverband steril Gr. 2
- 3 x Wundreinigungstücher
- 1 x elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m
- 1 x Dreiecktuch aus Vlies
- 1 x Verbandschere klein
- 2 x Einmal-Handschuhe
- 1 x Rettungsdecke gold/silber 160 x 210 cm
- 1 x Zeckenzange 2 in 1
- 1 x Splitterpinzette 8 cm
- 1 x Blattlupe 3-fach Vergrößerung
- 2 x Verbrennungsschutz
- 1 x Broschüre "Erste-Hilfe-Maßnahmen"



HOL 63157

**Office Plus Verbandtasche**  
aus Polyamid, mit Tragegriff und einer zusätzlichen Außentasche, Füllung nach DIN 13157 für Betriebe plus einem Verbandbuch inkl. Stift, mit einem Selbstklebeetikett (dem auch das Verfalldatum der sterilen Inhaltsteile entnommen werden kann), welches sich in einem Klarsichtfenster außen auf der Tasche befindet  
Maße: 26 x 17 x 10 cm, rot

1 Stück

21,35 /St.



HOL 62173

**MINI Verbandtasche**  
KFZ-Verbandtasche, Inhalt nach DIN 13164, Nylon mit Reißverschluss, 2 Klettbänder auf der Rückseite  
Maße: 19 x 12 x 8 cm, schwarz

1 Stück

7,30 /St.



Menge

EURO

**VERBANDKASTEN / -TASCHE**

MEG 835025

**LEINA-WERKE**  
FÜR STÄRKEN PARTNER SPIELT / SICHERHEIT**KFZ-Verbandkasten**Inhalt nach DIN 13164, PP-Kunststoff  
Maße: 25,5 x 16,6 x 8 cm

1 Stück

7,20 /St.



SÖH 3003045

**SÖHNGEN®****Verbandkasten KIEL**

Inhalt nach DIN 13157, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen, orange, Siebdruckbeschriftung weiß, Maße: 26 x 16 x 8 cm

1 Stück

15,00 /St.



SÖH 0304061

**Wandhalterung**

für Verbandkasten KIEL, orange, praktische Einstellhalterung aus hochschlagzähem Kunststoff, Maße: 27 x 8 x 9 cm

1 Stück

1,45 /St.



HOL 63158

**Nothaus Medical****Office Verbandkasten**Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Banderole und integrierter Wandhalterung, Inhalt nach DIN EN 13157  
Maße: 26 x 17 x 9,5 cm, grün

1 Stück

14,60 /St.



VERBANDSCHRÄNKE

Menge

EURO

Poliomed / mcgro

MEG 841001

**Verbandschrank Kunststoff**

1 Stück

30,95 /St.

35 x 45 x 15 cm, damastweiß, leer, 1-türiger  
Kunststoffschrank, verstellbare Inneneinrichtung,  
abschließbar, 3 Türablageschalen, 1 Schlüssel

MEG 843010

**Verbandschrank Stahlblech**

1 Stück

75,15 /St.

40,5 x 46 x 11,5 cm, lichtgrau RAL 9002 einbrenn-  
lackiert, leer, 1-türiger Stahlblechschrank, mit 2  
verstellbaren Zwischenböden, Türverschluß mittels  
Sicherheitsschloß



Kunststoff



Stahlblech

VERBANDSCHRÄNKE**SÖHNGEN®**

SÖH 5001001

**Verbandschrank HEIDELBERG**

1 Stück

48,06 /St.

Stahlblech, 30,2 x 36,2 x 14 cm,  
mit Inhalt nach DIN 13157 Standard



SÖH 5001075

**Verbandschrank MADRID**

1 Stück

96,12 /St.

Stahlblech, 45,2 x 55,2 x 17 cm,  
mit Inhalt nach DIN 13169 Standard



Menge

EURO

**VERBANDSCHRÄNKE****SÖHNGEN®**

SÖH 0550002

**Verbandschrank Kindergarten**

1 Stück

**56,05 /St.**

Stahlblech, weiß lackiert, 30,2 x 36,2 x 14 cm, mit Füllung KINDERGARTEN, Verbandstoffe in kindgerechten Größen und Abmessungen, eintürig, Rahmen stabil und verwindungsfest, alle Ecken und Kanten abgerundet, keine Verletzungsgefahr, ein höhenverstellbarer Einlegeboden, Sicherheitsschloß mit zwei Schlüsseln, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme



SÖH 5001024

**Verbandschrank PICCOLO**

1 Stück

**41,93 /St.**

Kunststoff, weiß, eintürig, ein Fachboden, 26,5 x 24,5 x 18 cm, mit Inhalt nach DIN 13157 Standard, verschließbar



Füllsortiment nach DIN 13157

**FÜLLSORTIMENTE****LEINA-WERKE**

FÜR STÄRKEN PARTNER BRUNNEN SCHNEIDER

MEG 843025

klein, nach DIN 13157, 65-teilig

1 Sortiment

**13,30 /Sort.**

MEG 843035

groß, nach DIN 13169, 127-teilig

1 Sortiment

**19,00 /Sort.**

Menge

EURO

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****Sekretsauger S 20 und S 30**

beide Geräte arbeiten sehr leise und sind völlig wartungsfrei (außer regelmäßigem Filterwechsel), die glatten Oberflächen der Geräte lassen sich leicht reinigen, ein optionales Rollstativ sowie eine Betthalterung erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Modelle S 20 und S 30, beide Geräte sind mit Vakuumeinregulierung, Vakuumanzeige, Bakterienfilter sowie einer schnell ansprechenden Überlaufsicherung und einem zweiten Sekretbehälter ausgestattet. Zubehör für den Privat- und Pflegebereich, wie Spiegel plus Spiegelhalterung und eine adaptierbare Leuchte sind optional erhältlich. Sekretbehälter, Deckel mit Überlaufsicherung sowie Silikonschläuche lassen sich desinfizieren und sterilisieren (121°C)

Technische Daten der Modelle S 20 und S 30:

Vakuum: - 80 kPa (- 800 mbar, - 600 mm Hg), abhängig vom Tagesluftdruck (high vacuum), Umrechnungsfaktor: 1 kPa ~ 7,5 mm Hg

Sekretbehälter: 1 Liter Kunststoffbehälter (Polypropylen)

Saugschlauch: Silikon klar, Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 3 mm, Länge 1,3 m

Nennspannung: 230 V AC (Sonderspannungen auf Anfrage)

Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessung Grundgerät (HxBxT): 29 x 25,9 x 13 cm

Grundausstattung: 2 Sekretbehälter, 1 Deckel S6 mit Überlaufsicherung, Silikonschlauch (6 mm Innendurchmesser), Schlauchhalterung, Bakterienfilter, Fingertip



Ein externer und ein im Absauggerät integrierter Bakterienfilter bilden zusammen das **Doppelfiltersystem**, welches wirksam vor Kontamination und Übersaugung des Geräteinneren schützt und besonders die Aufbereitung und den Wiedereinsatz sicher und schnell ermöglicht.

MEG 8710000

**Sekretsauger S 20**

1 Stück

495,00 /St.

der handliche unter den tragbaren Sekretsaugern ist für die Absaugung von kleineren Sekretmengen in Klinik-, Praxis- und Privatbereich hervorragend geeignet, Aggregatsaugleistung: 18 l/min ± 2 l/min (low flow), Leistungsaufnahme: **80 VA**, Betriebsdauer: kontinuierlich, Gewicht (komplett): 3,56 kg

MEG 8710003

**Sekretsauger S 20 K**

1 Stück

399,00 /St.

der handliche unter den tragbaren Sekretsaugern ist für die Absaugung von kleineren Sekretmengen in Klinik-, Praxis- und Privatbereich hervorragend geeignet, Aggregatsaugleistung: 18 l/min ± 2 l/min (low flow), Leistungsaufnahme: **156 VA**, Betriebsdauer: 20 min. AN, 40 min. AUS, Gewicht (komplett): 3,56 kg



MEG 8710005

**Sekretsauger S 30**

1 Stück


639,00 /St.

der kräftige unter den tragbaren Absauggeräten ist für den Einsatz in Klinik-, Praxis- und Pflegebereich hervorragend geeignet, Aggregatsaugleistung: 28 l/min ± 2 l/min (high flow), Leistungsaufnahme: **80 VA**, Betriebsdauer: 180 min. AN, 60 min. AUS, Gewicht (komplett): 4,1 kg



**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**

Rotomed®



Ein externer und ein im Absauggerät integrierter Bakterienfilter bilden zusammen das **Doppelfiltersystem**, welches wirksam vor Kontamination und Übersaugung des Geräteinneren schützt und besonders die Aufbereitung und den Wiedereinsatz sicher und schnell ermöglicht.

**Sekretsauger M 20 und M 30**

beide Geräte arbeiten sehr leise und sind völlig wartungsfrei (außer regelmäßigem Filterwechsel), ein optionales Rollstativ sowie eine Bethalterung erweitern die Einsatzmöglichkeiten des M 20 und M 30, beide Geräte sind mit Vakuumfeinregulierung, Vakuumanzeige, Bakterienfilter sowie einer schnell ansprechenden Überlaufschutzsicherung und einem zweiten Sekretbehälter ausgestattet. Zubehör für den Privat- und Pflegebereich, wie Spiegel plus Spiegelhalterung und eine adaptierbare Leuchte sind optional erhältlich. Sekretbehälter, Deckel mit Überlaufschutzsicherung sowie Silikonschläuche lassen sich desinfizieren und sterilisieren (121°C)

Technische Daten der Modelle M 20 und M 30:

Abmessung Grundgerät (HxBxT): 29 x 25,9 x 13 cm

Vakuum: - 80 kPa (- 800 mbar, - 600 mm Hg)  
abhängig vom Tagesluftdruck (high vacuum), Umrechnungsfaktor:  
1 kPa ~ 7,5 mm Hg

Sekretbehälter: 1 Liter Kunststoffbehälter (Polypropylen),  
Nennspannung Netzladegerät (NG): 100 - 240 V primär /  
12 V DC sekundär

Nennspannung Bordnetz (BN):  
12 V DC (Betrieb möglich, keine Ladung),  
24 V DC (kein Betrieb, nur Ladung)

Akku: 11,1 V, 4400 mAh - Lithium-Ionen-Akku  
Ladezeit bei leerem Akku: 2,5 - 3 h,  
Ladezeit bei ca. 50% entladem Akku: 1,5 - 2 h

MEG 8710010

**Akku-Sekretsauger M 20**

1 Stück

769,00 /St.

der mobile unter den Akku-Sekretsaugern ist für die Absaugung von kleineren Sekretmengen in Klinik-, Praxis- und Privatbereich hervorragend geeignet, LED-Anzeigen geben Auskunft über den Betriebszustand von Gerät und Akku, der M 20 wird mit einem Netzladegerät geliefert

Aggregatsleistung: 18 l/min ± 2 l/min (high flow)

Saugschlauch: Silikon klar, Innendurchmesser 6 mm,  
Wandstärke 3 mm, Länge 1,5 m

Stromaufnahme: 3,5 A

Gewicht (komplett): 3,10 kg

Betriebsdauer: Akkubetrieb, ca. 45 min.

Grundausstattung: 2 Sekretbehälter, Spülflasche,  
Bakterienfilter, 1 Deckel S6 mit  
Überlaufschutzsicherung, Netzladegerät,  
Silikonschlauch (6 mm Innendurchmesser), Schlauchhalterung,  
Fingertip



Menge

EURO

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**

**Sekretsauger M 20 und M 30**

beide Geräte arbeiten sehr leise und sind völlig wartungsfrei (außer regelmäßigem Filterwechsel), ein optionales Rollstativ sowie eine Bethalterung erweitern die Einsatzmöglichkeiten des M 20 und M 30, beide Geräte sind mit Vakuumfeinregulierung, Vakuumanzeige, Bakterienfilter sowie einer schnell ansprechenden Überlaufsicherung und einem zweiten Sekretbehälter ausgestattet. Zubehör für den Privat- und Pflegebereich, wie Spiegel plus Spiegelhalterung und eine adaptierbare Leuchte sind optional erhältlich. Sekretbehälter, Deckel mit Überlaufsicherung sowie Silikonschläuche lassen sich desinfizieren und sterilisieren (121°C)

Technische Daten der Modelle M 20 und M 30:


Abmessung Grundgerät (HxBxT): 29 x 25,9 x 13 cm

Vakuum: - 80 kPa (- 800 mbar, - 600 mm Hg)  
abhängig vom Tagesluftdruck (high vacuum), Umrechnungsfaktor:  
1 kPa ~ 7,5 mm Hg

Sekretbehälter: 1 Liter Kunststoffbehälter (Polypropylen),  
Nennspannung Netzladegerät (NG): 100 - 240 V primär /  
12 V DC sekundär

Nennspannung Bordnetz (BN):  
12 V DC (Betrieb möglich, keine Ladung),  
24 V DC (kein Betrieb, nur Ladung)

Akku: 11,1 V, 4400 mAh - Lithium-Ionen-Akku  
Ladezeit bei leerem Akku: 2,5 - 3 h,  
Ladezeit bei ca. 50% entladem Akku: 1,5 - 2 h



Ein externer und ein im Absauggerät integrierter Bakterienfilter bilden zusammen das **Doppelfiltersystem**, welches wirksam vor Kontamination und Übersaugung des Geräterinneren schützt und besonders die Aufbereitung und den Wiedereinsatz sicher und schnell ermöglicht.

MEG 8710015

**Akku-Sekretsauger M 30**

1 Stück

**889,00 /St.**

der starke unter den Akku-Sekretsaugern findet seinen Einsatz im Notfallbereich, Rettungswesen, Krankentransport, Feuerwehr und in weiteren medizinischen Anwendungen, für die Absaugung von zähen und groben Sekretmengen, Erbrochenem oder sonstigen Körperflüssigkeiten ist der M 30 hervorragend geeignet (Absaugschlauch Innendurchmesser 10 mm optional). Der M 30 wird mit einem Netzladegerät geliefert. LED-Anzeigen geben Auskunft über den Betriebszustand von Akku und Gerät

Aggregatsaugleistung: 26 l/min ± 2 l/min (high flow)

Saugschlauch: Silikon klar, Innendurchmesser 6 mm,  
Länge 1,5 m

Stromaufnahme: 3,8 A

Gewicht (komplett): 3,60 kg

Betriebsdauer: Akkubetrieb, ca. 40 min.

Abmessung Grundgerät (HxBxT): 29 x 25,9 x 13 cm

Grundausrüstung: 2 Sekretbehälter, Spülflasche, 1 Deckel S6 mit Überlaufsicherung, Bakterienfilter, Netzladegerät, Silikonschlauch (6 mm Innendurchmesser), Schlauchhalterung, Fingertip



**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**

Patiomed®


**Ersatzteile / Zubehör**

Bakterienfilter

MEG 8711100	<b>Bakterienfilter für Sekretsauger</b> Ø ca. 6 cm, dient zur Filtration angesaugter Luft. Der Filter wird zwischen dem Aussaugstutzen des Gerätegehäuses und dem Sekretbehälterdeckel mit einem Silikonschlauch angeschlossen Beutel = 5 Stück	1 Beutel	43,00 /Btl.
MEG 8711105	<b>Sekretbehälter 1 Ltr. (PP)</b> 20 Minuten bei max. 121°C autoklavierbar	1 Stück	19,00 /St.
MEG 8712101	<b>Deckel S6</b> komplett mit Überlaufsicherung, 20 Minuten bei max. 121°C autoklavierbar	1 Stück	15,00 /St.
MEG 8711203	<b>Wechselset Doppelfiltersystem</b> schützt wirksam vor Kontamination und Übersaugung des Geräteinneren	1 Stück	24,90 /St.



Sekretbehälter



Deckel S6



Wechselset Doppelfiltersystem

MEG 8712107	<b>Schlauchset S6</b> Verbindung Absauggerät zum Sekretbehälter, Filter, Saugschlauch und Fingertip, Ø 6 mm innen	1 Set	13,10 /Set
MEG 8712109	<b>5-Fuß-Rollstativ</b> mit 2 gebremsten Rollen	1 Stück	185,00 /St.
MEG 8711518	<b>Universalhalter S- und M-Serie</b>	1 Stück	47,50 /St.



Schlauchset S6



5-Fuß-Rollstativ



Universalhalter

Menge

EURO

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****Elektrosauger**

ATM 313.0000.0	<b>ATMOS C 161 Aspirator/DDS</b> tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: $16 \pm 2$ l/min, Vakuum: $-80$ kPa $\pm 2$ kPa / $-800$ mbar $\pm 20$ mbar / $-600$ mmHg $\pm 15$ mmHg, graduierter Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3facher Übersaug-sicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugschutz und DDS	1 Stück	438,00 /St.
ATM 313.0001.0	<b>ATMOS C 161/Receptal</b> wie ATM 313.0000.0, jedoch mit Receptal®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Receptal®-Absaugbeutel 1 l, mit integriertem Überlaufventilfilter	1 Stück	550,00 /St.
ATM 313.0002.0	<b>ATMOS C 161/Medi-Vac</b> wie ATM 313.0000.0, jedoch mit Medi-Vac®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l	1 Stück	550,00 /St.
ATM 313.0400.0	<b>ATMOS C 161 Battery/DDS</b> akkubetriebener mobiler Sekretsauger, Saugleistung: $22 \pm 2$ l/min, Vakuum: $-76$ kPa / $-760$ mbar / $-570$ mmHg, Akku Laufzeit: ca. 40 min., Ladedauer: ca. 1,75 h, graduierter Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3facher Übersaug-sicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugschutz und DDS	1 Stück	815,00 /St.
ATM 313.0401.0	<b>ATMOS C 161 Battery/Receptal</b> wie ATMOS C 161 Battery/DDS, jedoch mit Receptal®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Receptal®-Absaugbeutel 1 l mit integriertem Überlaufventilfilter	1 Stück	917,00 /St.
ATM 313.0402.0	<b>ATMOS C 161 Battery/Medi-Vac</b> wie ATMOS C 161 Battery/DDS, jedoch mit Medi-Vac®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l	1 Stück	917,00 /St.



Atmos C 161



Atmos C 161 Battery

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****Elektrosauger**

Atmos C 261

ATM 313.0100.0	<b>ATMOS C 261 Aspirator/DDS</b> tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: $26 \pm 2$ l/min, Vakuum: $-78 \text{ kPa} \pm 2 \text{ kPa}$ / $-780 \text{ mbar} \pm 20 \text{ mbar}$ / $-585 \text{ mmHg} \pm 15 \text{ mmHg}$ , graduiertes Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3facher Übersaugersicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugerschutz und DDS	1 Stück	672,00 /St.
ATM 313.0101.0	<b>ATMOS C 261/Receptal</b> wie ATM 313.0100.0, jedoch mit Receptal®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Receptal®-Absaugbeutel 1 l, mit integriertem Überlaufventilfilter	1 Stück	795,00 /St.
ATM 313.0102.0	<b>ATMOS C 261/Medi-Vac</b> wie ATM 313.0100.0, jedoch mit Medi-Vac®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l	1 Stück	795,00 /St.
ATM 312.0400.0	<b>Atmoport N</b> tragbarer Notfallsauger, Saugleistung 36,0 l/min.	1 Stück	1.223,00 /St.
ATM 312.0449.0	<b>Betriebsnetzteil</b> (90-264 V)	1 Stück	315,00 /St.
ATM 312.0454.0	<b>Ladenetzteil 230 V</b>	1 Stück	105,00 /St.



Atmoport N

Menge

EURO

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****SÖHNGEN®**

SÖH 0104006

**Sekret-Handabsaugpumpe**

1 Stück

24,10 /St.

unkomplizierte Absaugpumpe zum Freimachen der oberen Atemwege, auch für Anwendung bei Kindern geeignet



SÖH 0104018

**MonoVAC-Absaugpumpe**

1 Stück

152,00 /St.

hohe Sofort-Saugleistung bis zu 700 mbar, standfeste Pumpe, kompakte Bauart, niedriges Gewicht von 1 kg, Sekretauffangflasche mit Überlaufsicherung, verlängertem Zuleitungsschlauch, Absaugschlauch zweistufig mit Fingertip-Absaugunterbrecher

**Ambu®**

AMB 276000001

**Ambu Res-Cue Pump**

1 Stück

84,00 /St.

für den gelegentlichen Einsatz, mit Einwegbehälter 300 ml, 2 Absaugkathetern (6 und 13 mm), Adapter für Fingertipp und Standard-Absaugkatheter, leistungsstarke, manuelle Absaugpumpe, Einwegbehälter mit Überlaufschutz, Vakuum: 450 mm Hg, Max. Flow: > 20 l/min.



AMB 276000010

**Einwegbehälterset**

1 Set

20,00 /Set

für Ambu Res-Cue Pump, bestehend aus 2 Absaugkathetern (6 und 13 mm), Adapter für Fingertipp und Standard-Absaugkatheter



AMB 276000011

**Tragetasche**

1 Stück

24,00 /St.

mit Reißverschluss und Schlaufe, rot, für Ambu Res-Cue Pump

AMB A000239000

**Ambu TwinPump**

1 Stück

260,00 /St.

robuste, manuelle Profi-Absaugpumpe mit einer Absaugleistung von bis zu 70 Liter pro Minute bei einem maximalen Unterdruck von 600 mm Hg; kontinuierlicher Flow durch das Doppelkammer-system, für Hand- und Fußbetrieb geeignet



Menge

EURO



WEI 10800

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**
**WEINMANN**  
Medizintechnik
**MANUVAC**

1 Stück

277,00 /St.

manuelle Absaugpumpe mit mobilem Sekretbehälter und mit 2-Stufen-Saugschlauch, Saugleistung bis -0,7 bar, robustes Gehäuse, standfest



WEI 10700

**ACCUVAC Basic**

1 Stück

700,00 /St.

elektrische Absaugpumpe, mit Steckerladegerät und Einmal-Sammelbehälter 1000 ml (inkl. Überlauffilter, Absaugschlauch, Fingertip), robustes Gehäuse, handfester Griff, stufenlose Unterdruckregelung, Akku mit Spannungsanzeige, Saugleistung mehr als 20 Liter pro Minute, max. Vakuum -0,8 bar, Sekretbehälter-Volumen 900 ml



WEI 10609

**ACCUVAC Rescue**

1 Stück

922,00 /St.

elektrische Absaugpumpe, mit 12 V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ACCUVAC und Einmal-Sammelbehälter 1000 ml (inkl. Einmal-Absaugbeutel mit Deckel und Überlaufventilfilter, Absaugschlauch mit Fingertip), robustes Gehäuse, handfester Griff, Wahl der Saugstufe per Tastendruck, Akku mit Spannungsanzeige, Saugleistung mehr als 20 Liter pro Minute, max. Vakuum -0,8 bar, Sekretbehälter-Volumen 900 ml, mit Zubehörtasche und Wandhalterung inkl. Montagesatz



WEI 10620

**ACCUVAC Rescue**

1 Stück

963,00 /St.

Ausführung wie WEI 10609, jedoch mit Mehrweg-Sammelbehälter 900 ml (inkl. Sekretdeckel, Filterdeckel und Bakterienfilter)

Menge

EURO

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**

Pötiomed

MEG 855500

**Notfall-Beatmungsbeutel** 1 Stück  
 Gummi, blau, Flüssig- oder Gassterilisation  
 möglich, nicht autoklavierbar, Beatmungsvolumen:  
 1550 ml / 1350 ml, für Erwachsene, mit Maske Gr. 5

26,00 /St.



**Silikon-Beatmungsbeutel,  
 inkl. O<sub>2</sub>-Reservoir**

aus autoklavierbarem (bis 121°C) transparenten  
 Silikon, besonders elastisch, mit Überdruck-  
 Sicherheitsventil, Anschlußmöglichkeit für externe  
 O<sub>2</sub>-Zufuhr, komplett mit Ventil, Sauerstoffreservoir  
 und autoklavierbarer Silikonmaske

MEG 855201

**für Erwachsene** mit Maske Gr. 5 1 Stück  
 Beatmungsvolumen 1600 ml

62,00 /St.

MEG 855202

**für Kinder** mit Maske Gr. 3 1 Stück  
 Beatmungsvolumen 500 ml

62,00 /St.

MEG 855203

**für Säuglinge** mit Maske Gr. 1 1 Stück  
 Beatmungsvolumen 240 ml

62,00 /St.

**Masken**

bis 134°C autoklavierbar

Material: **Silikon**

MEG 855210

Größe 0 für Babys einteilig 1 Stück

9,60 St.

MEG 855211

Größe 1 für Babys/Kinder einteilig 1 Stück

9,60 St.

MEG 855212

Größe 2 für Kinder einteilig 1 Stück

9,60 St.

Material: **Silikon und Polycarbonat**

MEG 855213

Größe 3 für Kinder dreiteilig 1 Stück

12,15 St.

MEG 855214

Größe 4 für Kinder/Erw. dreiteilig 1 Stück

12,15 St.

MEG 855215

Größe 5 für Erwachsene dreiteilig 1 Stück

12,15 St.



MEG 855501

**Viren- und Bakterienfilter** 1 Stück 2,70 /St.  
 mit Feuchtigkeitshaltfunktion, einzeln steril verpackt,  
 zur Befeuchtung und Erwärmung der Atemgase in  
 der In- und Expirationsphase, zur Minimierung des  
 Risikos von Kreuzinfektionen, für Erwachsene, mit  
 O<sub>2</sub>-Port, Widerstand 0,9 cm H<sub>2</sub>O bei 50 l/min,  
 Retentionswirkung Bakterien/Viren 99,9999 %





COMBIBAG Beatmungsbeutel mit Maske



Klarsichtmasken mit aufblasbarem Wulst

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**
**WEINMANN**  
Medizintechnik
**COMBIBAG**

		Menge	EURO
WEI 11090	Beatmungsbeutel f. Erwachsene und Kinder ohne Masken	1 Stück	185,00 /St.
WEI 11020	Beatmungsbeutel + Klarsichtmaske mit aufblasb. Wulst für Erwachsene Gr. 5	1 Stück	224,00 /St.
WEI 11025	Beatmungsbeutel + Klarsichtmasken m. aufblasb. Wulst Gr. 5 und Gr. 3	1 Stück	263,00 /St.
WEI 11026	Beatmungsbeutel + Klarsichtmasken, Silikon, Gr. 5 und Gr. 3	1 Stück	232,00 /St.
WEI 11050	Beatmungsbeutel + Klarsichtmasken m. aufblasb. Wulst Gr. 5, Gr. 3 und Gr. 1	1 Stück	300,00 /St.

**Silikon-Beatmungsbeutel**

WEI 11103	<b>für Erwachsene</b> Silikonbeutel 1600 ml und Patientenventil mit Druckbegrenzungsventil, Silikon-Beatmungsmaske Gr. 5, Sauerstoffreservoir 2600 ml inkl. Reservoirventil	1 Stück	66,00 /St.
WEI 11102	<b>für Kinder</b> Silikonbeutel 500 ml und Patientenventil mit Druckbegrenzungsventil, Silikon-Beatmungsmaske Gr. 3, Sauerstoffreservoir 2600 ml inkl. Reservoirventil	1 Stück	66,00 /St.
WEI 11101	<b>für Baby und Kleinkind</b> Silikonbeutel 240 ml und Patientenventil mit Druckbegrenzungsventil, Silikon-Beatmungsmasken Gr. 0, 1, 2, Sauerstoffreservoir 600 ml inkl. Reservoirventil	1 Stück	66,00 /St.



Silikon-Beatmungsbeutel für Erwachsene



Silikon-Beatmungsbeutel für Kinder



Silikon-Beatmungsbeutel für Baby und Kleinkind

Menge

EURO

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****SÖHNGEN®**

SÖH 0102060

**Einmal-Beatmungsbeutel**

1 Stück

24,00 /St.

latexfrei, mit Atemmaske Gr. 5 für Erwachsene, Sauerstoff-Reservoirbeutel und Sauerstoffverbindungsschlauch 3 m, in versiegelter Tragetasche



SÖH 0102033

**Beatmungsbeutel P Translucent**

1 Stück

131,00 /St.

mit Patientenventil, Peep-Ventil, Kombi-Einlassventil, Adaptern und **Maske Gr. 5**, inkl. Sauerstoff-Reservoir, alterungs- und temperaturbeständiges Silikon, belastbar von -40 °C bis +80 °C ohne Veränderung der physikalischen Eigenschaften, Beatmungsvolumen 1300 ml. Der Beatmungsbeutel kann mit oder ohne Peep-Funktion eingesetzt werden

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****HAN-LIFE®**

WEM 220579

**HAN-LIFE® Beatmungsbeutel**

1 Stück

179,00 /St.

inkl. Beatmungsmaske Gr. 5 (ohne Spiralschlauch, ohne Sauerstoffreservoir), dreisegmental für Erwachsene und Kinder, Profigerät für die Klinik und den Rettungsdienst, gemäß EN ISO 10651-4, einfache Dosierung der gewünschten Atemhubvolumina, ist "schnappig", d. h. er geht unter allen Temperatureinflüssen schnell in seine Ausgangsposition zurück – besonders wichtig für eine hohe Beatmungsfrequenz, platzsparend zusammenfaltbar, aus Silikon und PSU - absolut frei von PVC, PCB und Latex – geruchsneutral, entspricht den Antistatikforderungen des OP-Raumes, leichte Reinigung und Desinfektion mit DGHM-geprüften Produkten



WEM 220821

**HAN-LIFE® Spiralschlauch**

1 Stück

15,65 /St.

transparent/blau, dehnbar von 450 mm bis 2000 mm, Verbindungsschlauch vom O<sub>2</sub>-Druckminderer zum Beatmungsbeutel

WEM 220578

**HAN-LIFE® Sauerstoffreservoir**

1 Stück

54,90 /St.

autoklavierbar bei 134°C, latexfrei

WEM 220562

**HAN-LIFE® Hyperventilations-Adapter**

1 Stück

12,95 /St.

autoklavierbar bei 134°C, zur Verbindung des Sauerstoffreservoirs mit einer Beatmungsmaske

Menge

EURO



AMB 325023000

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****Ambu+****SPUR® II Beatmungsbeutel - Einweg**

1 Stück

19,90 /St.

für Erwachsene, mit Einweg-Gesichtsmaske, mittel und O<sub>2</sub>-Reservoir, geeignet für Infektionsstationen und Notfallvorhaltung, gefertigt aus SEBS-Material, frei von Latex und PVC, mit dem Ambu PEEP-Ventil kompatibel, inkl. Demandventilanschluss



AMB S0000232

**Ambu+****Oval Plus Silikon-Beatmungsbeutel**

Einkammerbeutel, verbesserte Wiederauffüllzeit sowie optimierte Griffeigenschaften, latexfrei, bis 134°C autoklavierbar, Demandventil am Einlaßventil konnektierbar. Der Kinder- und Neugeborenenbeutel ist mit einem 40 cm H<sub>2</sub>O Druckbegrenzungsventil ausgestattet

**Erwachsene**

1 Stück

140,00 /St.

mit transparenter Silikon-Gesichtsmaske Gr. 5 und O<sub>2</sub>-Reservoirbeutel (ab 30 kg Körpergewicht)



AMB S0000222

**Kinder/Säuglinge**

1 Stück

140,00 /St.

mit transparenter Silikon-Gesichtsmaske Gr. 2 und O<sub>2</sub>-Reservoirbeutel (bis 30 kg Körpergewicht)



AMB A288104000

**Neonate**

1 Stück

140,00 /St.

mit transparenter Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0 und O<sub>2</sub>-Reservoirschlauch (bis 10 kg Körpergewicht)



AMB 304003000

**Ambu+****Mark IV Silikon-Beatmungsbeutel**

1 Stück

180,00 /St.

Doppelkammerbeutel für Erwachsene, latexfrei, bis 134 °C autoklavierbar, (auch für Kinder ab 15 kg Körpergewicht in Verbindung mit Maske Gr. 0 mit Bohrung zugelassen), mit integriertem Peep-Ventil-adapter und automatischer Druckbegrenzung auf 70 cm H<sub>2</sub>O, ohne Gesichtsmaske und O<sub>2</sub>-Reservoir

Menge

EURO

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****Ambu** **Larynxmasken****AuraOnce Einweg-Larynxmasken**

mit anatomischer 70°-Krümmung für einfache, atraumatische Platzierung, 0,4 mm dünner, weicher und anpassungsfähiger Cuff für bestmögliche Abdichtung, Easy-Glide-Oberfläche, steril verpackt, Material PVC, latexfrei

	Größe	Patientengewicht	Menge	Preis
AMB 321100000	Gr. 1	< 5 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321150000	Gr. 1,5	5-10 kg		
AMB 321200000	Gr. 2	10-20 kg		
AMB 321250000	Gr. 2,5	20-30 kg		
AMB 321300000	Gr. 3	30-50 kg		
AMB 321400000	Gr. 4	50-70 kg		
AMB 321500000	Gr. 5	70-100 kg		
AMB 321600000	Gr. 6	> 100 kg		

**AuraFlex flexible Einweg-Larynxmasken**

werden für Operationen in der HNO- und Zahnmedizin eingesetzt und können schnell und einfach außerhalb des Operationsfeldes positioniert werden, ohne die Dichtigkeit der Maske negativ zu beeinflussen, deutlich angebrachte Zahnmarkierungslinien, in den Tubus integrierte Drahtspirale für optimale Flexibilität und Stabilität, verstärkte Cuffspitze, Easy-Glide-Oberfläche, besonders dünner und weicher Cuff für bestmögliche Abdichtung, steril verpackt, Material PVC, latexfrei

	Größe	Patientengewicht	Menge	Preis
AMB 327200000	Gr. 2	10-20 kg	1 Stück	19,80 /St.
AMB 327250000	Gr. 2,5	20-30 kg		
AMB 327300000	Gr. 3	30-50 kg		
AMB 327400000	Gr. 4	50-70 kg		
AMB 327500000	Gr. 5	70-100 kg		
AMB 327600000	Gr. 6	> 100 kg		

**Aura40 Larynxmasken, wiederverwendbar**

mit anatomischer 70°-Krümmung für einfache, atraumatische Platzierung, 0,4 mm dünner, anschiessamer Cuff für bestmögliche Abdichtung, Easy-Glide-Oberfläche, bis zu 40 mal autoklavierbar, Material Silikon, latexfrei

	Größe	Patientengewicht	Menge	Preis
AMB 326100000	Gr. 1	< 5 kg	1 Stück	99,00 /St.
AMB 326150000	Gr. 1,5	5-10 kg		
AMB 326200000	Gr. 2	10-20 kg		
AMB 326250000	Gr. 2,5	20-30 kg		
AMB 326300000	Gr. 3	30-50 kg		
AMB 326400000	Gr. 4	50-70 kg		
AMB 326500000	Gr. 5	70-100 kg		
AMB 326600000	Gr. 6	> 100 kg		



Menge

EURO

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**



MEG 860500

**Notfall-Beatmungshilfe**

1 Stück

8,95 /St.

faltbare Taschenmaske - Sicherheitsatemspender für Lebensretter. Das Mundstück hat zwei Sicherheitsfunktionen, zum einen Bakterienfilter, zum anderen ein Einwegventil, dadurch kommt es nicht zur Infektionsgefahr beim Atemspenden durch die Ventiltrennung zwischen Mundstück und Luftkissenmaske, in sich selbst faltbare, gut anpaßbare Luftwulstmaske mit Fixierband. Verpackt in der praktischen Pocket-Box




AMB 000252226

**Res-Cue Taschenmaske**

1 Stück

12,00 /St.

Profi-Maske zur Beatmung von Erwachsenen und Kindern, leicht transportierbar, einfach und sicher anzuwenden, die Maske lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen leicht entfalten, bleibt angenehm weich und ermöglicht somit einen absolut dichten Sitz, das Mundstück erfüllt zwei Sicherheitsfunktionen: Es beinhaltet einen Bakterienfilter und ein Einwegeventil, zur Befestigung am Patienten verfügt die Maske über ein Gummiband, verpackt in robuster Hartschalenbox


**LIFEWAY Beatmungshilfe**

reduziert die Infektionsgefahr beim Atemspenden, erzielt wird der Schutz-Effekt vor beispielsweise HIV oder Hepatitis durch das Sicherheitsventil. Es reduziert die Gefahr, dass rückströmende Luft, Blut oder Sekret bis an das Mundstück des Notfallhelfers vordringen kann



WEI 10560

**mit Tubus**

1 Stück

24,50 /St.

um die Gefahr der Atemwegsverlegung durch die Zunge zu reduzieren

WEI 10580

**mit 1 Beatmungsmaske Gr. 5**

1 Stück

19,50 /St.

WEI 10590

**mit 3 Beatmungsmasken Gr. 1, 3 und 5**

1 Stück

29,00 /St.

Menge

EURO

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**

Hothaus Medical

HOL 15810

**YPSISAVE Mundschutztücher**

1 Beutel

0,43 /Btl.

zur hygienischen Mund-zu-Mund-Beatmung  
23 x 34 cm  
Beutel = 10 Stück



HOL 81254

**OXYSAFE Notfallbeatmungstuch**

1 Stück

1,95 /St.

Einmal-Notfallbeatmungshilfe nach DIN 13154  
mit einem Filter der Klasse FFP3, in 3-D-Ausführung  
zur optimalen Anpassung der Beatmungshilfe an die  
Gesichtskontur der zu versorgenden Person



WERO MEDICAL

WEM 220332

**QUICK-AID**

1 Stück

2,99 /St.

**Einmal-Notfallbeatmungshilfe**

zum Schutz von Helfer und Patient, hygienische  
Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase Beatmung  
bei Atemstillstand, transparent, mit Ohrschlaufen,  
30 x 27 cm, alle wesentlichen Informationen befin-  
den sich direkt auf dem Beatmungstuch, Anwen-  
dungshinweise in 6 Sprachen (deutsch/englisch/  
französisch/italienisch/spanisch/türkisch)

**SÖHNGEN®**

SÖH 0103001

**Beatmungstuch BT-DRY  
nach DIN 13154 2008-12**

1 Stück

1,70 /St.

das Einmal-Beatmungstuch besteht aus dem filtrie-  
renden Teil und dem Trägermaterial – beide sind fest  
miteinander verschweißt. Der Filter, durch den beatmet  
wird, ist ein feinporiges Spezial-Vlies und bedeckt wäh-  
rend der Anwendung entweder Mund oder Nase des  
Patienten. Das Gesicht des Patienten wird mit der Folie  
bedeckt. Vorgestanzte Ohrbügel zur Befestigung am  
Patienten verhindern ein Verrutschen



SÖH 0103002

**Beatmungshilfen-Set**

1 Set

3,35 /Set

(Beatmen & Schützen) bestehend aus:

**Beatmungstuch BT-DRY** (für die Atemspende  
von Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase gleich-  
ermaßen geeignet), **ein Paar Infektionsschutz-  
Vinylhandschuhe**, **Mini-Reißverschußtasche**  
(aus beschichtetem Nylongewebe, orange).  
Verringert die Hemmschwelle bei der Atemspen-  
de, bietet guten Schutz für Helfer und Patient,  
für die Hosentasche oder den Schlüsselbund  
Maße: 90 x 75 mm



**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****Ambu+**

**Life-Key im Softcase-Schlüsselanhänger** zum Infektions-Schutz bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung während eines Notfalls; die Beatmungsfolie wird einfach über das Gesicht des Patienten gelegt und mit dem Gummizug an den Ohren fixiert; das einzigartige Ventilsystem schützt so vor Infektionen. Die Beatmung ist Teil der Ausbildung in der HLW-Maßnahme nach ERC 2010



AMB 248206102	<b>schwarz</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>
AMB 248206103	<b>blau</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>
AMB 248206104	<b>rot</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>
AMB 248206105	<b>gelb</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>
AMB 248206106	<b>grün</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>
AMB 248206108	<b>orange</b>	1 Stück	<b>4,95 /St.</b>

**FLEXIBLE INTUBATIONSOPTIKEN****Ambu+**

AMB 400001005	<b>Ambu aScope Einweg-Videoendoskop</b>	5 Stück	<b>299,00 /St.</b>
---------------	---	---------	--------------------

flexibel, **steril**, speziell für die Intubation und schwierige Atemwegssicherung entwickelt, kann oral oder nasal eingesetzt werden, über einen Arbeitskanal können dem Patienten Lokalanästhetika verabreicht werden. Um eine optimale Orientierung während der Intubation zu ermöglichen, ist das distale Ende in beide Richtungen um  $120^\circ \pm 10^\circ$  abwinkelbar. Dies wird über den Handgriff gesteuert und wie eine herkömmliche flexible Mehrwegoptik angewendet, ist sofort einsatzbereit, LED-Lichtquelle, 63 cm Arbeitslänge. Zur Darstellung des Bildes wird das Ambu aScope an den Monitor angeschlossen  
VE = 5 Stück



AMB 401001001	<b>Ambu aScope Monitor</b>	1 Stück	<b>1.499,00 /St.</b>
---------------	----------------------------	---------	----------------------

der hochauflösende Monitor stellt das Bild des aScope dar. Er verfügt über einen integrierten Akku, durch den das ganze System mobil einsetzbar ist.  
**Technische Daten:** Bildschirm maximale Auflösung: 640 x 480 Pixel, Bildschirm: 6,5" color TFT LCD, Akku: 7,4 V; 2200 mAh Li-Ion Akku  
**Lieferumfang:** Netzteil zur Stromversorgung, Videoausgangskabel zur Darstellung/Aufzeichnung des Bildes über einen externen Monitor oder Videorekorder, Halterung zur Fixierung des Monitors an einer IV-Stange

Menge

EURO

**EINMAL-ZAHNSCHUTZ**

MEG 181005

**E.-Zahnschutz ENDORAGARD**

1 Stück

4,95 /St.

umfassender Schutz für Zähne und Instrumente, verteilt den Druck auf die ganze Zahnfläche, das spezielle Kunststoff-Material dämpft den schmerzhaften Biss auf Laryngoskop oder Endotrachealtubus, nach Entfernung des Tubus wirkt ENDORAGARD als Polster zwischen Ober- und Unterkiefer, verlängerte Enden für zusätzliche Polsterung, hebt den Tubus über die Lippen, flexibles Verbindungsstück erlaubt einfaches Platzieren und dient als Griff zum Entfernen, sicherer Sitz

**GUEDEL-TUBEN**


sterilisierbar mit ETO-Gas, latexfrei, unsteril,  
Material: Paxothene = Niedrig-Druck-Polyethylen

MEG 860010  
MEG 8600100  
MEG 86001000  
MEG 860011  
MEG 860012  
MEG 860013  
MEG 860014  
MEG 860015

Gr. 0	60 mm	schwarz
Gr. 00	50 mm	blau
Gr. 000	40 mm	rosa
Gr. 1	70 mm	weiß
Gr. 2	80 mm	grün
Gr. 3	90 mm	gelb
Gr. 4	100 mm	rot
Gr. 5	110 mm	orange

1 Stück

0,59 /St.



MEG 860020

**Guedeltuben-Set** bestehend aus:  
je 1 x Gr. 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 5

1 Set

4,40 /Set

 / **megro**
**Guedel-Mundtubus**

Material: Polyurethan, weich, flexibel,  
mit Beißschutz, latexfrei, sterilisierbar

MEG 860101  
MEG 860103  
MEG 860105

Gr. 1	70 mm
Gr. 3	90 mm
Gr. 5	110 mm

1 Stück

2,55 /St.

**RENDELL-BAKER-MASKEN**
 / **megro**

Beatmungsmasken für Kinder  
aus transparentem Silikon, sterilisierbar  
bis 140°C, mit ISO-Norm-Anschluß

MEG 860200  
MEG 860201  
MEG 860202

Gr. 0
Gr. 1
Gr. 2

1 Stück

11,00 /St.





MEG 750202  
MEG 750203  
MEG 750204

## LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR

Rotomed® / megro

### Einmal-Spatel McIntosh

für F.O. Handgriffe, Acryllichtleiter sorgt für optimale Lichttransmission, Beleuchtungsstärke > 8.700 Lux / 3,5 V, Lichtleiter Ø 3,8 mm, keine Infektionsübertragung, umweltfreundlich / recyclebarer Kunststoff (Polyamid), unsteril, passt auf alle gängigen Kaltlichtgriffe

Gr. 2, 118 x 23 mm	1 Stück	8,05 /St.
Gr. 3, 135 x 21 mm	1 Stück	8,05 /St.
Gr. 4, 155 x 22 mm	1 Stück	8,05 /St.



MEG 750060

Rotomed® / megro

### Warmlicht-Laryngoskop-Set

bestehend aus:

5 McIntosh Spatel Gr. 1, 2, 3, 4 und 5

Batteriegriff Ø 28 mm, im stabilen Schutzetui

1 Set 123,05 /Set

### Warmlicht-Laryngoskope

#### Spatel McIntosh Kugelschluß

Gr. 0, für Neugeborene

Gr. 1, für Kinder

Gr. 2, für Jugendliche

Gr. 3, für Erwachsene

Gr. 4, für Erwachsene groß

Gr. 5, für Erwachsene extra groß

1 Stück 23,55 /St.



MEG 750028

**Batteriegriff**, mit Schraubverschluß, ohne Batterie, **mittel**, Ø 28 mm

1 Stück 25,90 /St.

MEG 632001

### Laryngoskop-Birne

Kryptogen für WL-Spatel Gr. 2 - 5 und für McIntosh-Spatel Gr. 0 - 5

1 Stück 6,45 /St.



Rotomed® / megro

### Kaltlicht-Laryngoskope „Standard“

#### F.O. Spatel McIntosh

Gr. 1, für Kinder

Gr. 2, für Jugendliche

Gr. 3, für Erwachsene

Gr. 4, für Erwachsene groß

1 Stück 55,00 /St.



MEG 750161  
MEG 750162  
MEG 750163  
MEG 750164

### Kaltlicht-Batteriegriffe F.O. „Standard“

**klein**, Ø 18 mm

**mittel**, Ø 28 mm

1 Stück 47,60 /St.



MEG 750170  
MEG 750171

**LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR**


MEG 750128

**Handgriff F.O. „deluxe“**  
autoklavierbar, mit Batterie-Container  
und Xenonlampe, Ø 30 mm Standard  
inkl. 2 Batterien

Menge

EURO

1 Stück

56,40 /St.




**Kaltlicht-Laryngoskope „deluxe“  
F.O. Spatel McIntosh**  
autoklavierbar, einzige Spatel,  
die 300 Autoklav-Zyklen mit nur 33%  
Lichtreduktion aufweisen, Studie:  
Anaesthesia, 2003, 58, pages 461-465

MEG 750100  
MEG 750101  
MEG 750102  
MEG 750103  
MEG 750104

Gr. 0, für Neugeborene  
Gr. 1, für Kinder  
Gr. 2, für Jugendliche  
Gr. 3, für Erwachsene  
Gr. 4, für Erwachsene groß

1 Stück

83,60 /St.

1 Stück

83,60 /St.

1 Stück

83,60 /St.

1 Stück

83,60 /St.

1 Stück

86,30 /St.




**Kaltlicht-Laryngoskope „deluxe“  
F.O. Spatel Miller**  
autoklavierbar, einzige Spatel,  
die 300 Autoklav-Zyklen mit nur 33%  
Lichtreduktion aufweisen, Studie:  
Anaesthesia, 2003, 58, pages 461-465

MEG 750110  
MEG 750111  
MEG 750112  
MEG 750113  
MEG 750114

Gr. 0, für Neugeborene  
Gr. 1, für Kinder  
Gr. 2, für Jugendliche  
Gr. 3, für Erwachsene  
Gr. 4, für Erwachsene groß

1 Stück

65,10 /St.

1 Stück

65,10 /St.

1 Stück

83,30 /St.

1 Stück

83,30 /St.

1 Stück

90,30 /St.



LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR

HEINE OPTOTECHNIK

**HEINE Classic+®Kaltlicht Laryngoskop-Spatel nach MacIntosh mit HEINE HiLite®Lichtleiter**

wartungsfreie Spatel mit fest eingebauten Lichtleitern, leicht zu reinigen, Lichtleiter mit hoher Lichttransmission und langer Lebensdauer, zu betreiben auf allen Griffen nach ISO 7376-3/EN 1819 (Grüner Standard)

**F.O. Spatel Metall**

OPT F-000.22.100	MacIntosh	<b>Gr. 0</b>	82 / 9 mm	1 Stück	<b>132,20 /St.</b>
OPT F-000.22.101	MacIntosh	<b>Gr. 1</b>	93 / 11 mm	1 Stück	<b>132,20 /St.</b>
OPT F-000.22.102	MacIntosh	<b>Gr. 2</b>	115 / 13 mm	1 Stück	<b>132,20 /St.</b>
OPT F-000.22.103	MacIntosh	<b>Gr. 3</b>	135 / 15 mm	1 Stück	<b>132,20 /St.</b>
OPT F-000.22.104	MacIntosh	<b>Gr. 4</b>	155 / 15 mm	1 Stück	<b>138,50 /St.</b>
OPT F-000.22.105	MacIntosh	<b>Gr. 5</b>	176 / 15 mm	1 Stück	<b>152,20 /St.</b>



OPT F-001.22.860 **Standard F.O. Laryngoskopgriff mit 2,5 V XHL Xenon-Lampe** 1 Stück **108,30 /St.**

OPT F-002.22.863 **Standard F.O. Laryngoskopgriff mit 3,5 V XHL Xenon-Lampe, NiMH Batterie** 1 Stück **171,40 /St.**

OPT F-008.22.891 **Standard F.O. Laryngoskopgriff mit 3,5 V LED, Li-ion L Batterie** 1 Stück **356,00 /St.**

OPT X-001.88.035 **Ersatzlampe 2,5 V XHL** 1 Stück **14,60 /St.**

OPT X-002.88.044 **Ersatzlampe 3,5 V XHL** 1 Stück **18,20 /St.**



OPT F-158.10.815 **Notfall-Set** 1 Set **190,00 /Set**

(mit Sanalon-Laryngoskop-Spateln) bestehend aus: Spatel MacIntosh Größe 2 und 3a, Batteriegriff 2,5 V mit einem Satz Trockenbatterien, in Reißverschluss-Tasche



OPT F-257.10.815 **Notfall-Set** 1 Set **93,20 /Set**

(mit HEINE XP®Laryngoskop-Spateln) bestehend aus: Spatel Miller Größe 0 + 1, Spatel MacIntosh Größe 2 + 3 + 4, Batteriegriff 2,5 V XHL mit einem Satz Trockenbatterien, im Tragekoffer, Spatel aus Kunststoff nach ISO 7376-3/EN 1819, lichtstark und sicherer Sitz auf allen Griffen nach ISO 7376-3 (grüner Standard) **zum einmaligen Gebrauch**



**LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR**

		Menge	EURO
KUW 03.41000.711	<b>Kaltlicht-Laryngoskop-Batteriegriff</b> klein, Ø 19 mm, 2,5 V, Xenon, Batterien 1,5 V - Typ (AA) - Mignon nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück	59,00 /St.
KUW 03.41020.721	<b>Kaltlicht-Laryngoskop-Batteriegriff</b> mittel, Ø 28 mm, 2,5 V, LED, Batterien 1,5 V - Typ (C) - Baby nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück	70,00 /St.

**Macintosh F.O. Spatel**

Kaltlicht, mit auswechselbarer Fiber Optik,  
einfaches Wechseln des F.O. Lichtleiters durch  
Lösen der Schraube, Edelstahl matt poliert -  
verhindert Rückreflexion, leichte Reinigung,  
Fiberoptik Ø 4,0 mm, min. 5500 Einzelfasern,  
Beleuchtungsstärke > 4.200 Lux / bei 2,5 V,  
> 12.500 Lux / bei 3,5 V, autoklavierbar bis  
134 °C - für ca. 4000 Zyklen

KUW 03.42013.601	<b>Gr. 0</b>	77 / 14 mm	1 Stück	62,00 /St.
KUW 03.42013.611	<b>Gr. 1</b>	92 / 20 mm	1 Stück	62,00 /St.
KUW 03.42013.621	<b>Gr. 2</b>	112 / 23 mm	1 Stück	62,00 /St.
KUW 03.42013.631	<b>Gr. 3</b>	132 / 23 mm	1 Stück	62,00 /St.
KUW 03.42013.641	<b>Gr. 4</b>	152 / 23 mm	1 Stück	62,00 /St.
KUW 03.42013.651	<b>Gr. 5</b>	175 / 23 mm	1 Stück	62,00 /St.



KUW 03.90003.001	<b>Notfall-Tasche</b> für maximal 4 Spatel + 1 Griff, blau, Stofftasche in stabiler Ausführung, mit Klettverschluss und Schlaufe, Maße (HxBxT): ca. 18,5 x 11,5 x 6,5 cm	1 Stück	8,50 /St.
------------------	--	---------	-----------



Menge


EURO

ABDECKTÜCHER

Qtiomed®

**2-lagig, steril, wasserfest**


Normal- und Großformat, einzeln im Peel-Pack, zur Abdeckung von Patient und Inventar



MEG 199000	ohne Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück	1 Pack	18,90 /Pack
MEG 199001	ohne Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück	1 Pack	16,40 /Pack
MEG 199005	mit Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück	1 Pack	32,20 /Pack
MEG 199006	mit Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück	1 Pack	25,70 /Pack

Qtiomed® / **megro**

zur Abdeckung von Patient und Inventar, 100 % Baumwolle TB 21, waschbar bis 95°C, autoklavierbar, chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen, ohne Schlitz, ohne Loch



MEG 940180.30	<b>40 x 40 cm</b> forstgrün	1 Stück	1,75 /St.
MEG 940180.40	kornblau		
MEG 940181.30	<b>40 x 60 cm</b> forstgrün	1 Stück	2,35 /St.
MEG 940181.40	kornblau		
MEG 940182.30	<b>80 x 80 cm</b> forstgrün	1 Stück	4,50 /St.
MEG 940182.40	kornblau		
MEG 940183.30	<b>80 x 100 cm</b> forstgrün	1 Stück	6,50 /St.
MEG 940183.40	kornblau		
MEG 940184.30	<b>80 x 140 cm</b> forstgrün	1 Stück	8,15 /St.
MEG 940184.40	kornblau		
MEG 940185.30	<b>100 x 100 cm</b> forstgrün	1 Stück	10,60 /St.
MEG 940185.40	kornblau		
MEG 940187.30	<b>160 x 100 cm</b> forstgrün	1 Stück	10,50 /St.
MEG 940187.40	kornblau		
MEG 940188.30	<b>160 x 200 cm</b> forstgrün	1 Stück	18,70 /St.
MEG 940188.40	kornblau		

Mit Loch/Schlitz auf Anfrage.

HAUTMARKIERUNGSSTIFTE

Qtiomed®

**Skin-Marker, violett**

zur präzisen Markierung der Haut vor der Operation, trocknet schnell und verläuft nicht, mit Standardspitze und aufgedrucktem Lineal



MEG 180050	steril, Pack = 50 Stück	1 Pack	65,70 /Pack
MEG 180050 E	einzeln, steril verpackt	1 Stück	1,95 /St.

Menge

EURO

**BLUTENTLEERUNG****PHLEBOPHARM**

Mit den Rollmanschetten kann das Operationsgebiet für Eingriffe an peripheren Gelenken rasch blutleer gemacht und während des Eingriffs blutleer gehalten werden. Sie sind einfach und zuverlässig verwendbar und werden durch die zugehörige Pumpe mit dem erforderlichen Druck befüllt. Es wird weder Druckluft noch Elektrizität benötigt. Die Konstruktion der Rollmanschetten und deren Druck (höher als der systolische Druck) auf die Extremitäten, sichern einen idealen Arbeitsbereich. Sie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und können sterilisiert werden. Die Manschetten werden aus Naturkautschuk hergestellt, sind jedoch ohne jegliches Risiko für Latex-Allergiker. **Einsatzgebiete** der Rollmanschetten: Orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie, Notversorgung



PHL 9100BOA	<b>Standard Set</b>	1 Set	1.170 /Set
	in stabilem Kunststoffkoffer bestehend aus: je 1 Rollmanschette Nr. 2632PE, 3040PE, 3650PE, 4570PE, 2 Gummikeilen, Schlauch mit Nadelventil, Maßband, Pumpe und Vakuumpumpe		


**Boazul Rollmanschetten**

für Extremitätenumfang:

PHL 6090PE	60-90 cm	1 Stück	235,00 /St.
PHL 4570PE	45-70 cm	1 Stück	235,00 /St.
PHL 3650PE	36-50 cm	1 Stück	235,00 /St.
PHL 3040PE	30-40 cm	1 Stück	235,00 /St.
PHL 2632PE	26-32 cm	1 Stück	235,00 /St.

**ZUBEHÖR**

PHL 9001	<b>Gummikeil</b> zur Fixierung der Manschette	1 Stück	59,95 /St.
PHL 9006	<b>Metallkeil</b> zur Fixierung der Manschette	1 Stück	59,95 /St.
PHL 9004	<b>Maßband</b> zur Festlegung der Manschettengröße	1 Stück	17,60 /St.
PHL 9005	<b>Pumpe mit Manometer</b>	1 Stück	159,10 /St.
PHL 9003	<b>Schlauch mit Nadelventil</b> zum Befüllen der Manschette	1 Stück	32,00 /St.
PHL 9007	<b>Vakuumpumpe</b> zum vollständigen Entleeren der Manschette	1 Stück	64,50 /St.





MEG 139001

**KAMERAABDECKUNG****Biomet Merck**

**Kamera-Abdeckfolie**  
steril, 250 x 13 cm, mit Klebestreifen  
und Papp-Einführhilfe

Menge

EURO

1 Stück

2,99 /St.



MEG 850500

**ATEMKALK****INTERSURGICAL™****Intersorb Plus**

gekörnt, 4,50 kg / 5 Ltr., poröse Zylinder mit  
einem Durchmesser von 3 mm zur Verwen-  
dung in der Anästhesie und in Atemgeräten.  
Enthält: Natrium- und Calciumhydroxide,  
Ethylviolett, Wasser, bei Erschöpfung wird  
das Granulat violett, so dass ein rechtzeitiges  
Auswechseln möglich ist

1 Kanister

16,80 /Kan.



MEG 850060

**MUNDKEIL****®atiomed®**

blau, Gummi, fest, elastisch, latexfrei  
Maße: 90 x 25 x 20 mm, nicht autoklavierbar,  
zum Einmalgebrauch

1 Stück

2,95 /St.



MEG 700388

**RETTUNGSKLEMME****®atiomed® / megro**

**14 cm**  
für den Notfalleinsatz mit den vielfältigsten  
Hilfsmöglichkeiten der Befestigung von Infu-  
sionen oder allen erdenklichen Notfallutensilien,  
spart eine "Rettungshand" ein

1 Stück

6,15 /St.

Menge

EURO

**NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR****Drägersafety**

DRA R52817

**PARAT C Brandfluchthaube**

1 Stück

118,00 /St.

mit integriertem leistungsstarken Atemfilter, mit der Fluchthaube können Menschen, die von einem Feuer überrascht werden, ihre Überlebenschancen deutlich erhöhen, große Sichtscheibe erleichtert Orientierung auf der Flucht, verpackt im Karton (HxLxB) 8 x 19 x 13,5 cm

**AUGENSPÜLFLASCHE UND ZUBEHÖR**

WEM 280044

**Augenspülflasche Modell P7**

1 Stück

17,95 /St.

steril, 200 ml, mobile Augenspülflasche aus Kunststoff - Taschenflasche - entspricht der DIN 12 930, mit physiologischer Natriumhydrogenphosphatlösung gefüllt, schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf, ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges, Maße: 17 x 8 x 3 cm



WEM 280055

**Gürteltasche leer**

1 Stück

4,95 /St.

für wero-Augenspülflasche 200 ml aus Nylon, grün, 18 x 13 x 3 cm

WEM 280057

**Gürteltasche mit wero-Augenspülflasche P7,**

1 Stück

22,85 /St.

aus Nylon, grün, 18 x 13 x 3 cm, inkl. 2 werola-Augenverbandpäckchen steril

**RETTUNGSDECKEN**

MEG 850050

**Rettungsdecke gold / silber**

1 Stück

1,20 /St.

Maße: 160 x 210 cm, schützt vor Kälte, Unterkühlung und gleichermaßen vor Hitze, Sonneneinstrahlung und Nässe

**SÖHNGEN\***

beidseitig mit Aluminium bedampft

SÖH 0703002

**BALDUR-Silberwindel 1 m x 80 cm**

1 Stück

1,64 /St.

SÖH 0703003

**BALDUR-Silberwindel mit Kapuze**

1 Stück

3,50 /St.





MEG 199095

**EINMALDECKEN**

Patiomed®

**ÖKO-Einmaldecke**

naturweiß, wärmespendend und atmungsaktiv, umweltfreundlich, recyclingfähig, 8-lagig, Viskosevlies, ringsum gesäumt, Maße: 105 cm x 195 cm

Menge

EURO

1 Stück

3,50 /St.



MEG 199096

**Vlies-Einmaldecke**

für den Hilfs- und Rettungseinsatz, weiß, wärmend, weich, stabil, nicht waschbar, keine Reinigung, aus Polypropylen-Spinnvlies, ca. 110 g/m<sup>2</sup>, Maße: 200 x 110 cm

1 Stück

3,30 /St.



SÖH 0601130

**RETTUNGSTUCH****SÖHNGEN®****Einmal-Umbettungs/ -Tragetuch**

zur Umlagerung von Patienten oder als Notfall-Rettungstuch, aus PP-Vliesstoff, dunkelgrau, einseitig PE-beschichtet, flüssigkeitsdicht, durch doppel-lagige Verarbeitung sehr stabil und zur Umlagerung von Patienten bis ca. 150 kg Körpergewicht geeignet, Längsseiten mit Gurtband verstärkt, je vier Griff-aussparungen, Maße: 220 x 90 cm

1 Stück

13,50 /St.



SÖH 0601065

**Rettungstuch DIN EN 1865 Complian**

aus Polyester-Hochfestgewebe, Farbe orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt, an den Längsseiten befinden sich je drei Tragegriffe, Maße: 200 x 70 cm

1 Stück

42,00 /St.

**NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**

Menge

EURO

**F. W. KLEVER**

MEG 600190

**Pfeffer-KO Abwehrspray 50 ml**  
hochwirksames Abwehrspray auf Pfefferbasis,  
mit Sprühnebel, Reichweite 4 m, enthält kon-  
zentriert den natürlichen Wirkstoff Oleroresin  
Capsicum (11%), der sichere technische KO  
für jede Aggression

1 Dose

8,39 /Do.

**Warnweste**

MEG 835030

signalgelb, aus Polyester, für den Personenschutz  
im Straßenverkehr. Die Warnweste hat den Zweck,  
den Träger schon von Weitem deutlich als gefähr-  
dete Person kenntlich zu machen, nach DIN EN 471

1 Stück

5,00 /St.



**Notfall-Gurttrenner**, weiß  
die schnelle Hilfe, wenn sich der Gurt  
bei Verkehrsunfällen nicht öffnen läßt

MEG 850030

1 Stück

4,50 /St.

