

Menge EURO

AUTOANALYSERBECHER

Rotimed / megro

MEG 122275

1,5 ml
mit konischem Boden
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

13,65 /Pack



COULTER-COUNTER GEFÄßE

Rotimed / megro

MEG 122315

mit aufgesetztem Deckel
PS/LD-PE, Abmessung 32/60 mm,
Volumen 25 ml, passend für Coulter, Hycell
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

43,45 /Pack



HITACHI-EINWEGGEFÄßE

Rotimed / megro

MEG 122400

3 ml, 38 mm hoch, 15 mm breit, PS
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

15,90 /Pack



REAKTIONSGEFÄßE

Rotimed / megro

MEG 124012

1,5 ml mit Deckel
Farbe natur, aus selektiertem, transparenten
Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar, leichter
Stopfensitz z. B. für Routine-Anwendungen im
klinisch-chemischen Labor
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

11,00 /Pack



**REAKTIONSGEFÄßE****1,5 ml mit Deckel**

PP, mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens, Deckelmembran Ø 8,5 mm, ca. 0,3 mm dick, A.-ØxH: 10,75 x 40,8 mm

farblos

Pack = 500 Stück

Menge

EURO

1 Pack

10,33 /Pack

farbig (ohne Beschriftungsfeld)

Pack = 500 Stück

gelb

1 Pack

12,38 /Pack

blau

grün

orange

amber

BRA 780500

BRA 780521

BRA 780522

BRA 780523

BRA 780524

BRA 780525

BRA 780505

BRA 780507

1,5 ml ohne Deckel

PP, A.-ØxH: 11 x 39,5 mm

Pack = 2 000 Stück

1 Pack

47,20 /Pack

0,5 ml mit Deckel

PP, A.-ØxH: 7,9 x 31,4 mm

Pack = 1 000 Stück

1 Pack

36,35 /Pack

**PCR-GEFÄßE**

PP, für den Einsatz in Thermocyclern mit beheizbarem Deckel aller gängigen Hersteller geeignet.

Extra dünne, gleichmäßige Wandstärken ermöglichen einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten, autoklavierbar (121°C)

Pack = 1 000 Stück

BRA 781300

0,2 ml, einzeln farblos,
mit gewölbtem, anhängenden Deckel

1 Pack

49,95 /Pack

0,2 ml, einzeln
mit flachem, anhängenden Deckel

BRA 781301

rosa

1 Pack

41,00 /Pack

BRA 781302

gelb

1 Pack

41,00 /Pack

BRA 781303

grün

1 Pack

41,00 /Pack

BRA 781304

blau

1 Pack

41,00 /Pack

BRA 781305

farblos

1 Pack

41,00 /Pack

REAKTIONSGEFÄßE

Menge

EURO

eppendorf

Safe-Lock Reaktionsgefäße

Pack = 1 000 Stück

2,0 ml

EPP 0030 120.094	farblos	1 Pack	52,80 /Pack
EPP 0030 120.205	gelb	1 Pack	72,20 /Pack
EPP 0030 120.213	rot	1 Pack	72,20 /Pack
EPP 0030 120.221	blau	1 Pack	72,20 /Pack
EPP 0030 120.230	grün	1 Pack	72,20 /Pack
EPP 0030 121.686	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	56,00 /Pack
EPP 0030 120.248	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	75,10 /Pack

1,5 ml

EPP 0030 120.086	farblos	1 Pack	38,80 /Pack
EPP 0030 120.159	gelb	1 Pack	54,40 /Pack
EPP 0030 120.167	rot	1 Pack	54,40 /Pack
EPP 0030 120.175	blau	1 Pack	54,40 /Pack
EPP 0030 120.183	grün	1 Pack	54,40 /Pack
EPP 0030 121.694	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	40,70 /Pack
EPP 0030 120.191	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	58,00 /Pack

Pack = 500 Stück

0,5 ml

EPP 0030 121.023	farblos	1 Pack	38,30 /Pack
EPP 0030 121.112	gelb	1 Pack	50,80 /Pack
EPP 0030 121.120	rot	1 Pack	50,80 /Pack
EPP 0030 121.139	blau	1 Pack	50,80 /Pack
EPP 0030 121.147	grün	1 Pack	50,80 /Pack
EPP 0030 121.708	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	40,70 /Pack
EPP 0030 121.155	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	54,40 /Pack

Safe-Lock PCR clean

frei von Human-DNA, PCR-Inhibitoren, DNase, RNase

Pack = 1 000 Stück

EPP 0030 123.344	2,0 ml	1 Pack	55,50 /Pack
EPP 0030 123.328	1,5 ml	1 Pack	40,80 /Pack

Pack = 500 Stück

EPP 0030 123.301	0,5 ml	1 Pack	40,80 /Pack
------------------	---------------	--------	--------------------

Safe-Lock Biopur®

steril, frei von Pyrogen, RNase, DNA, ATP,


einzelnd verpackt

Pack = 100 Stück

EPP 0030 121.597	2,0 ml biopur	1 Pack	35,00 /Pack
EPP 0030 121.589	1,5 ml biopur	1 Pack	26,40 /Pack

Pack = 50 Stück

EPP 0030 121.570	0,5 ml biopur	1 Pack	25,70 /Pack
------------------	----------------------	--------	--------------------



**REAKTIONSGEFÄßE**

Menge

EURO

eppendorf

3810X - 1,5 ml mit Deckel
ab sofort noch sicherer, bis 30.000 x g
zentrifugierbar
Pack = 1 000 Stück

EPP 0030 125.150	farblos	1 Pack	33,50 /Pack
EPP 0030 125.177	blau	1 Pack	54,60 /Pack
EPP 0030 125.185	grün	1 Pack	54,60 /Pack
EPP 0030 125.193	rot	1 Pack	54,60 /Pack
EPP 0030 125.207	gelb	1 Pack	54,60 /Pack

EPP 0030 120.973	Micropistill autoklavierbar, zum Resuspendieren von Pellets, für Safe-Lock Reaktionsgefäße 1,5 ml / 2,0 ml und Reaktionsgefäße 3810 X 1,5 ml Satz = 10 Stück	1 Satz	34,80 /Satz
------------------	---	--------	--------------------

PCR-GEFÄßE**eppendorf**

EPP 0030 124.332	0,2 ml , farblos dünnwandig Pack = 1 000 Stück	1 Pack	113,00 /Pack
EPP 0030 124.537	0,5 ml , farblos dünnwandig Pack = 500 Stück	1 Pack	39,60 /Pack

REAKTIONSGEFÄßSTÄNDER**eppendorf**

EPP 0030 123.107	Tube-Rack f. 24 Stck. 0,5 ml-Gefäße	1 Stück	24,30 /St.
EPP 0030 123.115	Tube-Rack f. 24 Stck. 1,5 - 2,0 ml-Gefäße	1 Stück	24,30 /St.

REAKTIONSGEFÄßSTÄNDER



BRA 780605

PP, grau nummerierte Stellplätze für 20 Reaktionsgefäße mit 1,5 ml Volumen, Maße (LxBxH): 210 x 70 x 37 mm, autoklavierbar (121°C)

Menge


EURO

1 Stück

7,80 /St.



KÜVETTEN



Pack = 100 Stück

MEG 126005

Einmal-Makro-Küvetten
10 mm Schichttiefe, aus Polystyrol, Volumen 2 - 4 ml, (eckig) 10 x 10 x 45 mm

1 Pack

5,80 /Pack

MEG 126004

Einmal-Halbmikro-Küvetten
mit Mittelsteg für optimale Wärmeleitung, aus Polystyrol, Volumen 0,5 - 2 ml, (eckig) 10 x 4 x 45 mm

1 Pack

5,80 /Pack



Einmal-Makro-Küvetten

Füllvolumen: min. 2,5 ml, max. 4,5 ml
Schichtdicke: 10 mm
Pack = 10 Styroporkartons à 100 Stück

BRA 759005
BRA 759105

aus Polystyrol (PS)
aus Polymethylmethacrylat (PMMA)

1 Pack
1 Pack

75,70 /Pack
80,65 /Pack

Einmal-Halbmikro-Küvetten

Füllvolumen: min. 1,5 ml, max. 3,0 ml
Schichtdicke: 10 mm
Pack = 10 Styroporkartons à 100 Stück

BRA 759015
BRA 759115

aus Polystyrol (PS)
aus Polymethylmethacrylat (PMMA)

1 Pack
1 Pack

79,10 /Pack
84,75 /Pack



KÜVETTEN**eppendorf**

EPP 4071 301.007 **K-Küvetten 4071/1**
Satz = 1 000 Stück

Menge

EURO

1 Satz

91,20 /Satz

LAN LZP 028



NP-Rundküvetten 10 ml
Pack = 5 Stück

1 Pack

52,30 /Pack

BRA 759500




aus Polypropylen (PP), grau,
für 16 Küvetten, nummerierte Stellplätze,
Maße (LxBxH): 210 x 70 x 38 mm,
autoklavierbar (121°C)

1 Stück

7,80 /St.REAGENZGLASGESTELLE**PLASTIBRAND®**

PP, stabile Konstruktion, für Reagenzröhrchen
in allen gängigen Durchmessern, kein Aufschwimmen
im Wasserbad, autoklavierbar (121 °C)
Maße (LxBxH): 265 x 126 x 88 mm
Pack = 5 Stück



BRA 4340030
BRA 4340031
BRA 4340032
BRA 4340033

für 32 Röhrchen bis Ø 25 mm

weiß
blau
rot
gelb

5 Stück

8,70 /St.

BRA 4340040
BRA 4340041
BRA 4340042
BRA 4340043

für 21 Röhrchen bis Ø 30 mm

weiß
blau
rot
gelb

5 Stück

8,70 /St.

Menge EURO

EINMALRÖHRCHEN

Rotimed / megro

MEG 122180

aus Polystyrol
75 x 12 mm, rund, Volumen 5 ml
Pack = 4 000 Stück

1 Pack

66,40 /Pack



COAGULOMETERRÖHRCHEN

Rotimed / megro

MEG 122320

mit Rundboden
55 x 12 mm, aus Polystyrol, glasklar,
Volumen 3 ml
Pack = 5 000 Stück

1 Pack

61,50 /Pack



ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

Rotimed / megro

MEG 122118

mit Rundboden
aus Polystyrol, 100 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück

1 Pack

57,00 /Pack

MEG 122117

spitz-konisch, ohne Rand
aus Polystyrol, 105 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück

1 Pack

55,60 /Pack



Zentrifugenröhrchen, Lammellenstopfen

LAMELLENSTOPFEN

Rotimed / megro

MEG 122111

für Zentrifugenröhrchen
LD-PE, natur, Ø 16 mm
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

16,35 /Pack

MEG 122112

für Coagulometerröhrchen
LD-PE, natur, Ø 12 mm
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

15,26 /Pack

Menge

EURO



MEG 122120



MEG 122124



MEG 122123



MEG 122171



MEG 122172



MEG 122173



MEG 122170



MEG 122120

REAGENZ- UND ZENTRIFUGENRÖHRCHEN**Rotomed / megro**

für den sicheren Transport und der Lagerung von Probenmaterial, aus selektiertem, biologisch inerten Polypropylen, zuverlässig dichtender Schraubverschluss aus Polyethylen

16 x 100 mm, 13 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

1 Karton

54,00 /Kart.

MEG 122123

20 x 76 mm, 15 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

1 Karton

63,80 /Kart.

MEG 122124

25 x 107 mm, 30 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 500 Stück

1 Karton

70,40 /Kart.

STUHLRÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUß**Rotomed / megro**

übergreifender Schraubverschluss, optimale Hygiene beim Öffnen, zuverlässig dicht, weitmündiger Löffel für bohngroße Proben, entspricht der DIN EN 829 für den Versand von Stuhlproben

MEG 122171

20 x 76 mm, 15 ml, Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück

1 Karton

122,80 /Kart.

MEG 122172

16 x 100 mm, 13 ml, Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück

1 Karton

107,10 /Kart.

MEG 122173

25 x 107 mm, 30 ml, Stopfen braun, montiert, Karton = 500 Stück

1 Karton

81,45 /Kart.

STUHLRÖHRCHEN MIT EINDRÜCKSTOPFEN**Rotomed / megro**

22 x 62 mm, 20 ml
Eindrückstopfen blau, glasklar, flacher Boden, Eindrückstopfen mit anhängendem Löffelträger, weitmündiger Löffel für bohngroße Proben, montiert
Karton = 1 000 Stück

MEG 122170

1 Karton

80,55 /Kart.

SPUTUMGEFÄßE MIT SCHRAUBVERSCHLUß**Rotomed / megro**

70 x 23 mm, 24 ml
Verschluss natur, optimal klarsichtig, Schraubverschluss zuverlässig dicht, montiert
Karton = 200 Stück

MEG 122174

1 Karton

39,25 /Kart.

Menge

EURO

VERSANDGEFÄßE

Rotomed / megro

für medizinisches und biologisches Probengut, entspricht der DIN EN 829, optimaler Schutz gegen äußere Kräfteinwirkung durch zylindrische Formgebung, Schutzgefäß und Schraubverschluß

MEG 122132	Schutzgefäße 30 x 126 mm, 60 ml, ohne Verschluß, mit Saugelinlage/Symboldruck Karton = 300 Stück	1 Karton	69,20 /Kart.
MEG 122133	Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 16 mm für Schutzgefäße 30 x 126 mm Karton = 300 Stück	1 Karton	15,10 /Kart.
MEG 122134	Schutzgefäße 44 x 114 mm, 120 ml, ohne Verschluß, mit Saugelinlage/Symboldruck Karton = 250 Stück	1 Karton	65,60 /Kart.
MEG 122135	Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 25 mm für Schutzgefäße 44 x 114 mm Karton = 250 Stück	1 Karton	12,45 /Kart.



MEG 122132

MEG 122133



MEG 122134

MEG 122135



TWIN-VERSANDGEFÄßE

Rotomed / megro

für die Pathologie, aus selektiertem, besonders klarsichtigem Polypropylen, mit dichtem Schraubverschluß, mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme kleinerer Gewebeproben, stabiler Standfuß, Deckel beiliegend

MEG 122137	31 x 48 mm, 20 ml Karton = 1 000 Stück	1 Karton	68,25 /Kart.
MEG 122138	39 x 55 mm, 35 ml Karton = 500 Stück	1 Karton	42,15 /Kart.
MEG 122139	39 x 74 mm, 50 ml Karton = 500 Stück	1 Karton	51,90 /Kart.
MEG 122140	48 x 80 mm, 100 ml Karton = 250 Stück	1 Karton	36,30 /Kart.





MEG 124008
MEG 124007
MEG 124009


PIPETTENSPITZEN



PP, Universal-Pipettenspitzen passend für Eppendorf, Brand, Gilson, Labsystems, Finn, BioHit sowie zahlreiche andere Pipettentypen, einheitliches ergonomisch optimiertes Design, langer Soft-Konus für bessere Abdichtung, optimiert für Zugang zu langen/ hohen Gefäßen und Arbeit mit kleinen Volumina, autoklavierbar (bei 121 °C)

Pack = 1 000 Stück

			Menge	EURO
gelb	2 - 200 µl	53 mm	1 Pack	10,65 /Pack
blau	50 - 1000 µl	71 mm	1 Pack	10,65 /Pack
krystall	0,1 - 20 µl	40 mm	1 Pack	10,65 /Pack



BRA 712516
BRA 712521



PLASTIBRAND® lose

PP, getestete Universal-Pipettenspitzen für BRAND, Gilson®, Thermo Fisher Scientific (Finnpipette®), Eppendorf® und Biohit, auch geeignet für zahlreiche andere Pipettentypen, autoklavierbar (bei 121 °C)

Pack = 1 000 Stück

gelb	2 - 200 µl	1 Pack	17,50 /Pack
blau	50 - 1000 µl	1 Pack	19,70 /Pack

PD-TIPS (PRÄZISIONS DISPENSER-TIPS)



die PLASTIBRAND® PD-Tips mit patentierter Typ-Codierung sind die optimale Systemkomponente für den HandyStep® electronic (automatische Größenerkennung) und HandyStep® von BRAND. Sie können auch mit verschiedenen kompatiblen Dosiersystemen eingesetzt werden, z. B. Rainin AutoRep™M, Eppendorf® Multipette® 4780 und EDOS® 5221



BRA 702402
BRA 702370
BRA 702406
BRA 702372
BRA 702374
BRA 702376
BRA 702407
BRA 702378
BRA 702380
BRA 702382

unsteril

0,1 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	60,00 /Pack
0,5 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
1,0 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
1,25 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
2,5 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
5 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
10,0 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
12,5 ml, Pack = 100 Stück	1 Pack	53,75 /Pack
25 ml*, Pack = 50 Stück	1 Pack	30,25 /Pack
50 ml*, Pack = 25 Stück	1 Pack	16,34 /Pack

* inkl. 1 Adapter

BRA 702398

Adapter

für 25 und 50 ml PD-Tips, PP, autoklavierbar
Pack = 10 Stück

1 Pack	15,25 /Pack
--------	-------------


Menge

EURO


PIPETTENSPITZEN epT.I.P.S.

eppendorf


0,1 - 10 µl, 34 mm

EPP 0030 000.811	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	51,40 /Satz	
EPP 0030 073.363	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,40 /Satz	
EPP 0030 073.746	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	64,80 /Satz	
EPP 0030 073.002	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	30,50 /Satz	


0,1 - 20 µl, 40 mm

EPP 0030 000.838	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	51,40 /Satz	
EPP 0030 073.380	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,40 /Satz	
EPP 0030 073.762	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	66,50 /Satz	
EPP 0030 073.029	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	30,50 /Satz	
EPP 0030 010.019	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	24,60 /Satz	
EPP 0030 075.005	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	47,80 /Satz	


0,5 - 20 µl L, 46 mm

EPP 0030 000.854	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	48,70 /Satz	
EPP 0030 073.401	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	55,40 /Satz	
EPP 0030 073.789	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,70 /Satz	
EPP 0030 073.045	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	27,30 /Satz	
EPP 0030 073.240	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	46,00 /Satz	


2 - 200 µl, 53 mm

EPP 0030 000.870	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	31,60 /Satz	
EPP 0030 073.428	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	52,40 /Satz	
EPP 0030 073.800	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	58,30 /Satz	
EPP 0030 073.061	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	27,30 /Satz	
EPP 0030 010.035	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	24,60 /Satz	
EPP 0030 075.021	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	44,60 /Satz	

20 - 300 µl, 55 mm

EPP 0030 000.897	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	31,60 /Satz	
EPP 0030 073.444	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	52,40 /Satz	
EPP 0030 073.827	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	58,30 /Satz	
EPP 0030 073.088	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	27,30 /Satz	
EPP 0030 075.048	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	44,60 /Satz	

50 - 1.000 µl, 71 mm

EPP 0030 000.919	Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	31,60 /Satz	
EPP 0030 073.460	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	52,40 /Satz	
EPP 0030 073.843	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	58,30 /Satz	
EPP 0030 073.100	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	27,30 /Satz	
EPP 0030 073.304	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	47,10 /Satz	
EPP 0030 010.051	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	24,60 /Satz	
EPP 0030 075.064	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	44,60 /Satz	

PIPETTENSPITZEN epT.I.P.S.**eppendorf**

EPP 0030 000.935	50 - 1.250 µl, 76 mm Standard , Satz = 2 x 500 Tips	1 Satz	53,90 /Satz
EPP 0030 073.487	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	63,80 /Satz
EPP 0030 073.860	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	71,20 /Satz
EPP 0030 073.126	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	30,50 /Satz
EPP 0030 075.080	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	44,60 /Satz



EPP 0030 000.951	500 - 2.500 µl, 115 mm Standard , Satz = 5 x 100 Tips	1 Satz	37,00 /Satz
EPP 0030 073.509	Reloads , Satz = 10 x 48 Tips	1 Satz	42,20 /Satz
EPP 0030 073.886	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 48 Tips	1 Satz	47,20 /Satz
EPP 0030 073.142	Box , inkl. 48 Tips	1 Satz	36,00 /Satz
EPP 0030 075.102	Racks , Biopur, Satz = 5 x 48 Tips	1 Satz	39,90 /Satz



EPP 0030 000.978	100 - 5.000 µl, 120 mm Standard , Satz = 5 x 100 Tips	1 Satz	43,20 /Satz
EPP 0030 073.169	Box , inkl. 24 Tips	1 Satz	32,20 /Satz



EPP 0030 000.765	1 - 10 ml, 165 mm Standard , Satz = 2 x 100 Tips	1 Satz	44,50 /Satz
------------------	---	--------	--------------------



EPP 0030 000.781	1 - 10 ml L, 243 mm Standard , Satz = 2 x 100 Tips	1 Satz	63,40 /Satz
------------------	---	--------	--------------------

FILTERSPITZEN epDualfilterT.I.P.S.**eppendorf****PCR clean, steril**

frei von human-DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren



	Satz = 10 x 96 Tips		
EPP 0030 077.504	0,1 - 10 µl S , 34 mm	1 Satz	148,00 /Satz
EPP 0030 077.512	0,1 - 10 µl M , 40 mm	1 Satz	148,00 /Satz
EPP 0030 077.520	0,5 - 20 µl L , 46 mm	1 Satz	141,00 /Satz
EPP 0030 077.539	2 - 20 µl , 53 mm	1 Satz	141,00 /Satz
EPP 0030 077.547	2 - 100 µl , 53 mm	1 Satz	141,00 /Satz
EPP 0030 077.555	2 - 200 µl , 55 mm	1 Satz	147,00 /Satz
EPP 0030 077.563	20 - 300 µl , 55 mm	1 Satz	141,00 /Satz
EPP 0030 077.571	50 - 1000 µl , 76 mm	1 Satz	153,00 /Satz

	Satz = 5 x 96 Tips		
EPP 0030 077.750	50 - 1250 µl L , 103 mm	1 Satz	78,10 /Satz

	Satz = 5 x 24 Tips		
EPP 0030 077.580	100 - 5000 µl , 120 mm	1 Satz	76,80 /Satz

	Satz = 100 Tips, einzeln verpackt		
EPP 0030 077.598	1 - 10 ml L , 243 mm	1 Satz	63,40 /Satz

COMBITIPS PLUS-STANDARD

eppendorf

Pack = 100 Stück

EPP 0030 069.200	0,1 ml
EPP 0030 069.218	0,2 ml
EPP 0030 069.226	0,5 ml
EPP 0030 069.234	1,0 ml
EPP 0030 069.242	2,5 ml
EPP 0030 069.250	5,0 ml
EPP 0030 069.269	10 ml

UK = 1 Satz / 100 Stück

EPP 0030 069.293	25 ml
EPP 0030 069.277	50 ml


Menge

EURO

1 Pack **76,90 /Pack**

1 Pack **91,00 /Pack**

1 Pack **99,40 /Pack**



Adapter für Combitips plus

EPP 0030 069.528	Standard 25 ml, blau
EPP 0030 069.161	Standard 50 ml, dunkelgrau

1 Stück **8,60 /St.**

1 Stück **8,60 /St.**

EPP 0030 069.285 Sortimentpack

Combitip plus Standard

5 Stück von jeder Größe
inkl. je 1 Stück Adapter 50 ml und 25 ml

1 Pack **56,10 /Pack**

EPP 0030 069.897 Combitip Rack (Box mit Deckel) zur Aufnahme von Combitips plus (0,1 ml - 10 ml)

1 Stück **40,70 /St.**

EPP 0030 059.506 Combilong Ansaughilfe zur Entnahme aus Meßkolben und hohen Flaschen, für die Combitip plus-Größen 5 ml, 25 ml und 50 ml Pack = 2 Stück

1 Pack **25,80 /Pack**



COMBITIPS PLUS-BIOPUR

eppendorf

steril, frei von Pyrogen, RNase, DNA, ATP,
einzeln verpackt

Pack = 100 Stück

EPP 0030 069.404	0,1 ml
EPP 0030 069.412	0,2 ml
EPP 0030 069.420	0,5 ml
EPP 0030 069.439	1,0 ml
EPP 0030 069.447	2,5 ml
EPP 0030 069.455	5,0 ml
EPP 0030 069.463	10 ml

1 Pack **142,00 /Pack**





MEG 126001

PASTEURPIPETTEN UND ZUBEHÖR**Rotomed / megro**

PE-LD, zum Einmalgebrauch, ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren

Pack = 500 Stück

max. Saugvolumen **3,5 ml**

graduirt 1/0,25 ml, Länge 151 mm

Menge

EURO

1 Pack

17,60 /Pack

MEG 126003

max. Saugvolumen **3,5 ml**

graduirt 3/0,5 ml, Länge 154 mm

1 Pack

17,60 /Pack

BRAND



BRA 747750

Pack = 500 Stück

3,0 ml, ungraduirt

1 Pack

23,00 /Pack

BRA 747755

3,5 ml, graduirt 1/0,25 ml

1 Pack

23,00 /Pack

BRA 747760

3,5 ml, graduirt 3/0,5 ml

1 Pack

23,00 /Pack

BRA 747765

2,0 ml, graduirt 2/0,5 ml

1 Pack

23,43 /Pack

BRA 747770

4,0 ml, ungraduirt

1 Pack

65,88 /Pack

Pack = 400 Stück

BRA 747775

1,0 ml, ungraduirt

1 Pack

54,46 /PackPasteurpipetten
Natron-Kalk-Glas

Natron-Kalk-Glas, zum Einmalgebrauch, lang ausgezogene, feine Spitze, Saugrohr-ende mit Verengung für Wattestopfen

Pack = 1 000 Stück

BRA 747715

2 ml, Länge 145 mm

1 Pack

39,30 /Pack

BRA 747720

2 ml, Länge 225 mm

1 Pack

43,25 /Pack

Gummihütchen

BRA 124700

Gummihütchen

aus Naturkautschuck, Pipettierhilfe für Pasteurpipetten aus Glas

Pack = 100 Stück

1 Pack

51,00 /Pack

Menge

EURO

PIPETTEN

eppendorf

Research® plus fix



ultraleichte Festvolumenpipette mit separatem Spitzenabwurf

	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipettenspitzen	Menge	EURO
EPP 3121 000.023	10 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.040	20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.058	25 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.066	50 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.074	100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.082	200 µl	gelb	200 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.090	200 µl	blau	1000 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.104	250 µl	blau	1000 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.112	500 µl	blau	1000 µl	1 Stück	139,00 /St.
EPP 3121 000.120	1 000 µl	blau	1000 µl	1 Stück	139,00 /St.



Research® plus variabel



mit separatem Spitzenabwurf, verfederter* Spitzenkonus, ultraleicht und vollständig autoklavierbar, inkl. ep.T.I.P.S. Box mit Spitzen*

	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipettenspitzen	Menge	EURO
EPP 3120 000.011	0,1 - 2,5 µl	dunkelgrau	10 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.097	2 - 20 µl	hellgrau	20 L µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.020	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.038	2 - 20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.046	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.054	20 - 200 µl	gelb	200 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.100	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.062	100 - 1 000 µl	blau	1000 µl	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.070	500 - 5 000 µl	lila	5 ml	1 Stück	222,00 /St.
EPP 3120 000.089	1 000 - 10 000 µl	türkis	10 ml	1 Stück	222,00 /St.

* nicht bei 5 ml- und 10 ml-Pipetten



Xplorer Mehrkanalpipette



elektronische Mehrkanalpipette, intuitiv zu bedienen mit Multifunktionswippe, reproduzierbar Dispensieren und Pipettieren, optimal ergonomisch, verfederter Spitzenkonus

	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipettenspitzen	Menge	EURO
8-Kanal					
EPP 4861 000.104	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	735,00 /St.
EPP 4861 000.120	5 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	735,00 /St.
EPP 4861 000.147	15 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	735,00 /St.
12-Kanal					
EPP 4861 000.112	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	876,00 /St.
EPP 4861 000.139	5 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	876,00 /St.
EPP 4861 000.155	15 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	876,00 /St.



PIPETTEN**eppendorf****Research® plus Mehrkanal**

8-Kanal, Arbeitsumfeld der Mehrkanalpipette:
lange Serien in Kolonnen, Reihen und mit MTPs.
Effektiv, schnell und präzise, unterschiedlichste
Applikationen können durchgeführt werden

	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen	Menge	EURO
EPP 3122 000.019	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	655,00 /St.
EPP 3122 000.035	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	655,00 /St.
EPP 3122 000.051	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	655,00 /St.

Reference® fix

Ein-Knopf-Bedienung, mit integriertem
Spitzenabwurf, vollautoklavierbar



	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen	Menge	EURO
EPP 4900 000.010	1 µl	grau	20 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.028	2 µl	grau	oder	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.036	5 µl	grau	GELoader	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.044	10 µl	grau	Tips	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.109	10 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.117	20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.150	25 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.125	50 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.133	100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.508	200 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.540	250 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.516	500 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.524	1 000 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.923	1 500 µl	rot	2 500 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.907	2 000 µl	rot	2 500 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 4900 000.915	2 500 µl	rot	2 500 µl	1 Stück	166,00 /St.

Reference® variabel

Ein-Knopf-Bedienung, mit integriertem Spitzenabwurf,
vollautoklavierbar, inkl. Service-Kit und epT.I.P.S. Box
mit entsprechenden Spitzen (außer bei 2 500 µl)



	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen	Menge	EURO
EPP 4910 000.085	0,1 - 2,5 µl	anthrazit	10 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.018	0,5 - 10 µl	grau	20 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.026	2 - 20 µl	grau	20 µl oder GELoader Tips	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.034	2 - 20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.042	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.093	50 - 200 µl	gelb	200 + 300 µl u. Filtertips 300 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.069	100 - 1 000 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	302,00 /St.
EPP 4910 000.077	500 - 2 500 µl	rot*	2 500 µl	1 Stück	302,00 /St.

* inkl. Service-Kit und 1 Beutel mit entsprechenden epT.I.P.S. Spitzen

Menge EURO

PIPETTEN

eppendorf

epReference³ Pack enthält:

EPP 4910 000.506 **Option 1:** 1 Pack 694,00 /Pack

3 Pipetten Eppendorf Reference[®]
PhysioCare Concept (0,5-10 µl, 10-100 µl,
100-1 000 µl), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität
20 µl, 200 µl, 1 000 µl) in Nachfüllboxen,
3 Pipettenhalter



EPP 4910 000.514 **Option 2:** 1 Pack 694,00 /Pack

3 Pipetten Eppendorf Reference[®]
PhysioCare Concept (2-20 µl, 50-200 µl,
100-1 000 µl), 3 x 96 epT.I.P.S. (max. Kapazität
20 µl, 200 µl und 1 000 µl) in Nachfüllboxen,
3 Pipettenhalter

EPP 3115 000.003 **Pipettenständer Karussell** 1 Stück 108,00 /St.

für 6 Pipetten, für Pipetten 3190, 4800, 4810,
Reference[®] fix und variabel, Research[®] fix, variabel
und Mehrkanal, Biomaster 4830, Varipette 4720,
Multipette 4780, Multipette plus, Titerman 4908,
Research[®] pro



HANDDISPENSER

eppendorf

EPP 4981 000.019 **Multipette plus** 1 Stück 303,00 /St.

variabler Handdispenser für Seriendosierungen
im Volumenbereich von 1 µl bis 10 ml

EPP 4980 210.001 **Multipette Adapter für Pipettenkarussell** 1 Stück 4,80 /St.

Adapter für die Aufnahme der Multipette plus im
Pipettenständer Karussell oder Wandhalter

EPP 4986 000.017 **Multipette stream** 1 Stück 545,00 /St.

elektronischer Handdispenser mit kontinuierlicher
Volumenwahl für Seriendosierungen im Volumen-
bereich von 1 µl bis 50 ml und automatischer Erkennung
für Combitips plus, standard, inkl. Ladeadapter



Multipette plus



Multipette stream

EPP 4986 000.262 **Ladestation** 1 Stück 139,00 /St.

für Multipette stream / Xstream



BRA 705110 **HandyStep[®] S** 1 Stück 179,00 /St.

manueller Handdispenser inkl. Regalhalter,
mit nur einer Füllung können mit den PD-Tips
in bis zu 49 Pipettierschritten Volumina zwischen
2 µl und 5 ml dosiert werden, mit 9-stufigem Hub-
Einstellrad und Spitzenabwurf



PIPETTEN**Transferpette® S, Typ Digital**

die manuellen Pipetten für Anwendungen im Labor. Mit folgenden Eigenschaften: Robustheit, Einhand-Bedienung, komplette Autoklavierbarkeit bei 121°C, hohe Genauigkeit und Easy Calibration-Technik (Justieren ohne Werkzeug) für lang anhaltende Zuverlässigkeit, 4-stellige Volumenanzeige
Lieferumfang: Transferpette® S, Typ Digital und Regalhalter



	Volumen	für Pipettenspitzen		
BRA 704768	0,1 - 1 µl	0,1 - 20 µl	1 Stück	219,00 /St.
BRA 704770	0,5 - 10 µl	0,5 - 20 µl	1 Stück	219,00 /St.
BRA 704772	2 - 20 µl	2 - 200 µl	1 Stück	194,00 /St.
BRA 704774	10 - 100 µl	2 - 200 µl	1 Stück	194,00 /St.
BRA 704778	20 - 200 µl	2 - 200 µl	1 Stück	194,00 /St.
BRA 704780	100 - 1 000 µl	50 - 1250 µl	1 Stück	194,00 /St.
BRA 704782	500 - 5 000 µl	0,5 - 5 ml	1 Stück	219,00 /St.
BRA 704784	1 000 - 10 000 µl	1 - 10 ml	1 Stück	219,00 /St.

Starter-Kit Transferpette® S

bestehend aus jeweils **drei** Transferpette® S Pipetten (Typ Digital) unterschiedlicher Volumenbereiche mit **drei** Tip-Boxen N, gefüllt mit dazugehörigen palettieren PLASTIBRAND® Pipettenspitzen und **drei** Regalhaltern


Typ	im Starter-Kit enthaltene Transferpette® S Modelle		
BRA 704790	Micro D-1, D-10, D-100	1 Kit	602,00 /Kit
BRA 704791	Midi D-20, D-200, D-1000	1 Kit	568,00 /Kit
BRA 704792	Macro D-1000, D-5000, D-10000	1 Kit	602,00 /Kit
BRA 704793	Standard D-10, D-100, D-1000	1 Kit	582,00 /Kit

BRA 704810 **Regalhalter** für Transferpette® S Einzelgeräte 1 Stück 7,55 /St.

BRA 704805 **Tischständer** geeignet für bis zu 6 Transferpette® S 1 Stück 40,60 /St.



Starter-Kit Transferpette® S



Regalhalter



Tischständer

Menge

EURO

MIKRO-KAPILLARPIPETTEN

Rotomed / megro

mit Ringmarke, farbcodiert, hervorragende Qualität aus reinem Borsilikatglas, chemisch neutral, Länge 125 mm
VE = 250 Stück in der Dose

MEG 110010	10 µl	1 Dose	12,15 /Do.
MEG 110020	20 µl		
MEG 110025	25 µl		
MEG 110040	40 µl		
MEG 110050	50 µl		
MEG 110100	100 µl		
MEG 110005	1-2-3-4-5 µl		
MEG 110015	5 + 10 µl		
MEG 110024	20 + 40 µl		
MEG 110150	50 + 100 µl		
MEG 110044	44,7 µl	1 Dose	13,40 /Do.
MEG 110044H	44,7 µl heparinisiert	1 Dose	15,75 /Do.



BLAUBRAND® intraMARK, mit Ringmarke

DIN ISO 7550, konformitätsbescheinigt ab 5 µl
gemäß Eichordnung, justiert auf "In", Länge 125 mm,
Color-Code nach ISO für klare Identifizierung
VE = 250 Stück in der Dose

	Volumen	Color-Code		
BRA 708709	10 µl	orange	1 Dose	20,85 /Do.
BRA 708718	20 µl	schwarz		
BRA 708722	25 µl	2 x weiß		
BRA 708727	40 µl	2 x rot		
BRA 708733	50 µl	grün		
BRA 708744	100 µl	blau	1 Dose	21,55 /Do.
BRA 708707	1-2-3-4-5 µl	weiß	1 Dose	24,20 /Do.
BRA 708728	20 + 40 µl	2 x rot	1 Dose	21,55 /Do.
BRA 708745	50 + 100 µl	blau	1 Dose	21,55 /Do.
BRA 708757	200 µl	rot	1 Dose	30,80 /Do.



BLAUBRAND® intraEND, ohne Ringmarke

DIN ISO 7550, konformitätsbescheinigt ab 5 µl gemäß
Eichordnung, justiert auf "In", Länge 29 mm (100 µl : 60 mm)
VE = 250 Stück in der Dose inkl. 1 Pipettierhilfe

	Volumen		
BRA 709101	1 µl	1 Dose	14,85 /Do.
BRA 709103	2 µl		
BRA 709105	3 µl		
BRA 709107	5 µl		
BRA 709109	10 µl		
BRA 709118	20 µl	1 Dose	13,60 /Do.
BRA 709122	25 µl	1 Dose	14,85 /Do.
BRA 709133	50 µl	1 Dose	13,60 /Do.
BRA 709144	100 µl	1 Dose	14,85 /Do.





BRA 708660
BRA 708664



BRA 749321

BRA 749311



BRA 749510



HIR 9100160
HIR 9100175

HIR 9100260
HIR 9100275



HIR 9000110

HIR 9000120
HIR 9000140
HIR 9000150

HIR 9000205
HIR 9000210

HIR 9000220
HIR 9000240
HIR 9000250

MIKRO-KAPILLARPIPETTEN



BLAUBRAND® intraEND, nach Prof. Delbrück

Konformitätsbescheinigt, Volumenbegrenzung durch beide Enden, justiert auf "In", heparinisiert mit Natrium-Heparinat, Länge 30 mm

Dose = 100 Stück

20 µl Na-heparinisiert
50 µl Na-heparinisiert

Menge

EURO

1 Dose

8,45 /Do.

Mikro-Haematokrit-Kapillare

zur Verwendung in Hämatokrit-Zentrifugen, ohne Kalibriermarke, Länge 75 mm ± 1 mm, Innen-Ø 1,1 - 1,2 mm, Außen-Ø 1,5 - 1,6 mm

Dose = 1 000 Stück

nicht heparinisiert

mit blauem Color-Code, zur Bestimmung aus heparinisiertem Venenblut

1 Dose

18,95 /Do.

heparinisiert

mit rotem Color-Code, zur Kapillarblutentnahme

1 Dose

19,95 /Do.

Haematokrit-Versiegelungskitt

nicht austrocknender Kitt auf einer Kunststoffplatte, zum raschen Verschließen von Mikro-Haematokrit-Kapillaren
Pack = 10 Stück

1 Pack

27,30 /Pack



Haematokritkapillaren

Dose = 100 Stück

60 µl nicht heparinisiert
75 µl nicht heparinisiert

1 Dose

2,40 /Do.

60 µl Na-heparinisiert
75 µl Na-heparinisiert

1 Dose

2,55 /Do.

end-to-end, konformitätsbescheinigt

Dose = 100 Stück

10 µl nicht heparinisiert

1 Dose

8,00 /Do.

20 µl nicht heparinisiert
40 µl nicht heparinisiert
50 µl nicht heparinisiert

1 Dose

6,25 /Do.

5 µl Na-heparinisiert
10 µl Na-heparinisiert

1 Dose

9,50 /Do.

20 µl Na-heparinisiert
40 µl Na-heparinisiert
50 µl Na-heparinisiert

1 Dose

7,00 /Do.

Menge EURO

LABORRÜHRSTÄBCHEN

Polymed / megro

MEG 122190

mit Steg und Rührplatte

1 Beutel

5,35 /Btl.

aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm, Einsatzmöglichkeiten: z. B. Mischen von Proben und Lösungen in Reagenzröhren, Lösung von Substrat in Tablettenform, verschleppungsfreie Zugabe von kleinen Mengen Reagenz, Ablösen des Blutkuchens von der Röhrenwand usw.
Beutel = 500 Stück



BRA 759800

Einmal-Rührspatel

1 Beutel

7,53 /Btl.

aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm
Beutel = 500 Stück



PIPETTIERHELFER UND ZUBEHÖR



BRA 25800

micro-Pipettierhelfer

1 Stück

33,20 /St.

für die Probennahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen kleinvolumigen Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmisch- und Blutzuckerpipetten mit Ansaugende Ø max. 5 mm), mit integrierter Abwurfmechanik, autoklavierbar (121°C)



BRA 25900

micro-classic Pipettierhelfer

1 Stück

36,00 /St.

für das Arbeiten unter dem Mikroskop, IVF-Labor oder im medizinischen Labor, geeignet für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) mit Ansaugende-Ø max. 5 mm, der Adapter ist nach links und rechts drehbar, Adapter und Saugschlauch sind autoklavierbar (121°C), der micro-classic verringert die Infektionsgefahr beim Umgang mit infektiösem Material



macro-Pipettierhelfer

zum Pipettieren mit allen Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml geeignet. Mit nur einem kleinen Hebel werden Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten feinfühlig gesteuert, inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm, der macro ist komplett autoklavierbar (121°C)

BRA 26100

BRA 26151

BRA 26152

BRA 26154

grau

grün

blau

magenta

1 Stück

43,50 /St.





HIR 9609900

PIPETTIERHELFER UND ZUBEHÖR

Micropipetter
komplett mit 2 Adaptern, zum Halten
und Entleeren von Ringmarkenkapillaren

Menge

EURO

1 Stück

18,15 /St.



MEG 110032

RINGCAPS + ZUBEHÖR FÜR REFLOTTRON SYSTEM

Einmal-Kapillarpipetten
32 µl heparinisiert, 75 mm lang,
farbcodiert, mit Ringmarke
Pack = 5 x 100 Stück

1 Pack

24,00 /Pack



BOE 10997935001

RTN Kapillaren Capilette (Ringcaps)
Glaskapillare zur Abnahme von
32 µl Kapillarblut, Li-Heparinbeschichtet
Pack = 500 Stück

1 Pack

33,15 /Pack



HIR 9550532

Einmal-Kapillarpipetten
32 µl heparinisiert
Pack = 5 x 100 Stück

1 Pack

30,95 /Pack

HIR 9609800

Applikator
Pipettierhilfe zum Halten und Entleeren
von Einmal-Kapillarpipetten (ringcaps® for
Reflotron®), mit Abwurfmechanik und aus-
wechselbarem Adapter

1 Stück

23,15 /St.

HIR 9609801

Adapter für Applikator
inkl. Gummistopfen
VE = 10 Stück

10 Stück

0,62 /St.



Menge

EURO

MÖRSER / PISTILLEN



Mörser mit Pistill

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, kochfest und autoklavierbar (121° C), mit Fuß und Ausguß

BRA 110705
BRA 110710

max. Ø 125 mm, Höhe 80 mm
max. Ø 150 mm, Höhe 90 mm

1 Stück
1 Stück

26,75 /St.
29,05 /St.



Reibschale

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, mit Ausguß

VIT 72898
VIT 72998

Volumen	Höhe	Ø
300 ml	75 mm	125 mm
500 ml	90 mm	150 mm

1 Stück
1 Stück

13,00 /St.
15,70 /St.



Pistill

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, schwere Ausführung

VIT 73498
VIT 73598
VIT 73698
VIT 73898

Länge	Kopf-Ø	Gewicht
125 mm	30 mm	55 g
145 mm	35 mm	85 g
160 mm	40 mm	120 g
215 mm	42 mm	175 g

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

15,20 /St.
16,10 /St.
18,40 /St.
38,30 /St.



CON 0244/110

Mörser mit Stößel, Ø 11 cm

aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet,
Fuß des Mörsers aus Kunststoff, Gewicht
des Stößels: 0,25 kg, schwere Qualität,
Höhe gesamt: 8 cm, Stößellänge: 17,5 cm

1 Stück

14,00 /St.



Menge

EURO

SCHUTZBRILLEN

OMN AEARO

Seepro Schutzbrille klar mit schwarzem Rahmen

1 Stück

8,95 /St.

bestehend aus einer haltbaren, leichten Polycarbonat-Konstruktion mit integriertem Seiten-, Augenbrauenschutz und Nasensteg, die Schutzbrille ist durch DX™-Beschichtung beschlagfrei, kratzbeständig, antistatisch und chemikalienbeständig, CE gekennzeichnet, geprüft nach EN 166



OMN AEARO 1

TourGuard III Schutzbrille klar

1 Stück

4,30 /St.

die Schutzbrille verfügt über eine schlagbeständige Konstruktion aus klarem Polycarbonat und passt über die meisten Korrektionsbrillen, die Bügel rasten in aufgeklappter Stellung ein, CE gekennzeichnet, geprüft nach EN 166



MEG 820300

Rotomed / megro**Vollsicht-Schutzbrille beschlagfrei**

1 Stück

2,95 /St.

mit Gummibandfixierung, weicher, flexibler Vinylrahmen, Sichtfeld aus stabilem Polycarbonat, leicht, für Brillenträger geeignet



MEG 820310

Vollsicht-Schutzbrille mit Ventilation, beschlagfrei

1 Stück

3,10 /St.

mit Gummibandfixierung, weicher, flexibler Vinylrahmen, Sichtfeld aus stabilem Polycarbonat, leicht, für Brillenträger geeignet

ANTI-BESCHLAGMITTEL**Ultra-Stop**

glasklare Flüssigkeit (alkoholische Lösung), verhindert dünn aufgetragen ein Beschlagen und sorgt gleichzeitig für klare Sicht, besonders während der Arbeit im OP ist das Beschlagen von Brillengläsern sehr hinderlich, dasselbe gilt für das Beschlagen von Optiken und Endoskopen

HSW 8167900030

unsteril 15 ml Sprühflasche

1 Flasche

9,00 /Fl.

HSW 8167900010

unsteril 25 ml Tropfflasche

1 Flasche

9,75 /Fl.

HSW 8167900020

steril 30 ml Durchstichflasche

1 Flasche

11,20 /Fl.

Menge

EURO

MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR


Für Schule, Kurssaal, Labormikroskop, niedergelassenen Arzt, robustes Mikroskop für Ausbildung und Labor, wenn kein weiterer Ausbau geplant ist

WIL 008.0314.0

Med-Prax

1 Stück

599,00 / St.

Gußstativ mit sicherem Stand für ruhiges Mikroskopieren, Koaxial angeordneter Grob- und Feinfokussiertrieb. Gängigkeit individuell einstellbar, Höhenverstellung des Grobtriebs insgesamt: 20 mm, Höhenverstellung des Feintriebs pro Skalenteil: 1 µm, Binokularer Beobachtungstubus um 360° drehbar, Einblickwinkel 45°, Tubusfaktor 1x, Augenabstand von 55 mm - 75 mm einstellbar, Dioptrienausgleich, jeder Okularstutzen kann individuell eingestellt werden, 4-fach Objektivrevolver, Kreuztisch 130 mm x 130 mm mit koaxialen Triebknöpfen. Verstellbereich 50 mm x 78 mm. Nonius in X- und Y-Richtung, Objekthalter mit Federhebel, Köhlerbar mit Hilfe einer Justierscheibe (Gitter), die auf den Beleuchtungsstutzen gelegt wird, Kondensator NA 1,25 mit Aperturblende. Kondensatorhöhenverstellung über Zahntrieb, Integrierte 6 V / 20 W Halogenlampe, Helligkeit stufenlos regelbar, Tageslichtfilter im Beleuchtungsstutzen



Bestehend aus:

Stativausrüstung Med-Prax

Objektivrevolver 4-fach

Binokularer Beobachtungstubus (45°, TF 1x)

Okular WF 10x / 18 (2x)

Objektiv A 4 / 0,10

Objektiv A 10 / 0,25

Objektiv A 40 / 0,65 mit federndem Präparatschutz

Objektiv A 100 / 1,25 Oel mit federndem Präparatschutz

Kondensator NA 1,25 mit Aperturblende

Justierscheibe (Gitter)

Immersionsöl nD 1,515, PCB-frei, 10 ml

Erforderliches Zubehör im Lieferumfang enthalten

MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR


Diese Mikroskopausrüstung wurde speziell für den Einsatz in Schulen und für die Arztpraxis zusammengestellt, Schwerpunkt der Anwendung: Hämatologie



WIL 008.0095.0

Medicus HF

1 Stück

920,00 /St.

ausbaufähiges, robustes Mikroskop, das höheren Anforderungen gerecht wird, Kontrastierverfahren: Hellfeld

Gußstativ in klassischer Schwannenhalsform, koaxial angeordneter Grob- und Feinfokussiertrieb, Höhenverstellung des Grobtriebs insgesamt: 15 mm, Höhenverstellung des Feintriebs pro Skalenteil: 2 µm, Binokularer Beobachtungstubus um 360° drehbar. Einblickwinkel 30°, Tubusfaktor 1x, Augenabstand von 55 mm - 75 mm einstellbar, Dioptrienausgleich, jeder Okularstutzen kann individuell eingestellt werden, 4-fach Objektivrevolver, Kreuztisch 130 mm x 130 mm mit koaxialen Triebknöpfen. Verstellbereich 76 mm x 52 mm, Nonius in X- und Y-Richtung, Objekthalter mit Federhebel, verschiedene Kondensoren mit Aperturblende wählbar. Kondensorhöhenverstellung über Zahntrieb, vorzentrierte Leuchtfeldblende, Köhlern durch öffnen und schließen der Leuchtfeldblende, integrierte 6 V / 20 W Halogenlampe, Helligkeit stufenlos regelbar

Bestehend aus:

Stativausrüstung: Vc

Binokularer Tubus (30°TF1x)

Okular WF 10 x / 18 (2 x)

Objektiv AC 4 / 0,10

Objektiv AC 10 / 0,25

Objektiv AC 40 / 0,65 mit federndem Präparatschutz

Objektiv AC 100 / 1,25 (Oel) mit federndem Präparatschutz

Kondensor NA 1,25-06 mit Aperturblende und Filterhalter

Erforderliches Zubehör im Lieferumfang enthalten



Mikroskop für die Arztpraxis und das Krankenhaus, Schwerpunkt der Anwendung: Hämatologie, Urologie

WIL 008.0344.0

Mikroskop Medicus PH Achro PL

1 Stück

1.250,00 /St.

wie Medicus HF, jedoch mit hochwertigen achromatischen Objektiven und einem Plan-Phasenkontrastobjektiv 40 x (Plan Ph3 40 / 0,65 mit federndem Präparatschutz), Stativausrüstung: Vc, Kondensor NA 0.9 mit Aperturblende und Filterhalter, Einlegeblende für Phasenkontrast (zum Einlegen in den Filterhalter des Kondensors), außer Objektiv AC 4 / 0,10, Kontrastierverfahren: Hellfeld, Phasenkontrast. Erforderliches Zubehör im Lieferumfang enthalten

Menge

EURO

MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR

Motic

Machen Sie Ihr Labor mit geringem Aufwand zu einem innovativen Arbeitsplatz. Motic Produkte zeichnen sich durch einfache Handhabung, robustes Design und hohe Qualität aus

B1-211A / B1-220A

das Mikroskop für die Arztpraxis

Weitfeld Okulare WF10X/18mm inkl. Augenmuscheln

4-fach Objektiv-Revolver

Plan Achromat PL 4x

achromatische Objektive A 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)

koaxialer Grob- und Feintrieb

eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb

fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensator

Irisblende mit Filterhalter

regelbare Halogen-Beleuchtung 12V/20W

Netzteil 220-240V, VDE-Stecker (CE)

inkl. Staubschutzhaube, Farbfilter (blau, grün, gelb),

Immersions-Öl und Bedienungsanleitung



B1-211A



B1-220A

MOT PB10.201.201	Arztmikroskop B1-211A	1 Stück	359,00 /St.
	Monokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar		
MOT PB12.201.201	Arztmikroskop B1-220A	1 Stück	475,00 /St.
	Binokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar		

Zubehör

		Abb.	
MOT 12.220.266	Phasenkontrasteinsatz 10X	(1)	1 Stück 34,00 /St.
MOT 12.220.261	Phasenkontrasteinsatz 40X	(2)	1 Stück 34,00 /St.
MOT 12.220.280	Zentrierteleskop		1 Stück 70,00 /St.
MOT 12.220.275	Dunkelfeldeinsatz	(3)	1 Stück 34,00 /St.
MOT 12.220.265	Plan Phasen Objektiv PL PH 10X/0,25	(4)	1 Stück 82,00 /St.
MOT 12.220.260	Plan Phasen Objektiv PL PH 40X/0,65 (Feder)	(5)	1 Stück 167,00 /St.
MOT 12.180.258	Halogen-Ersatzlampe 12V/20W		1 Stück 7,00 /St.



MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR**Motic®**

Machen Sie Ihr Labor mit geringem Aufwand zu einem innovativen Arbeitsplatz. Motic Produkte zeichnen sich durch einfache Handhabung, robustes Design, hohe Qualität aus



BA210

MOT 1100100401221	BA210 Binokular Binokulartubus, Siedentopf Typ, 30° Einblickwinkel, 360° drehbar Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20mm Dioptrieneinstellung an beiden Okularen 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet CCIS EF-N Plan Achromat Objektive EF-N PL4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl) koaxialer Grob- und Feintrieb eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensator mit Irisblende und Schieber-Schlitz für PH 10x/40x und DF eingebaute, regelbare Halogen-Beleuchtung 6V/30W Universal-Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE) inkl. Blaufilter (Ø 45mm), Immersionsöl (5ml), Netzkabel Inbusschlüssel und Staubschutzhülle	1 Stück	785,00 /St.
-------------------	---	---------	-------------



Phasenschieber

Zubehör

MOT AB33.48J09	Phasenschieber 3-fach; für Phase 10x, Phase 40x und Hellfeld	1 Stück	58,00 /St.
MOT 1101001702301	CCIS Phasenkontrast Objektiv EF-N Plan PH 10X (AA=1,9mm)	1 Stück	112,00 /St.
MOT 1101001702291	CCIS Phasenkontrast Objektiv EF-N Plan PH 40X (AA=0,4mm)	1 Stück	222,00 /St.
MOT SG06.9993	Zentrierteleskop	1 Stück	98,00 /St.
MOT SE06.0215	Halogen-Ersatzlampe 6V/30W	1 Stück	15,00 /St.



Phasenkontrast-Objektive

Menge

EURO

MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR

Motic

Digitale Mikroskopie

die Moticam 1000 ist eine kompakte USB- Kamera mit 1.3 MP für die mikroskopische Praxis. Schauen Sie sich Ihre Präparate in Echtzeitansicht auf dem Computermonitor an. Deutsche Benutzeroberfläche, einfache Dokumentation, schnelle Messergebnisse, Bildarchivierung und einfachste Berichterstellung sind nur einige Merkmale der mitgelieferten Standardsoftware Motic Images 2.0 Multilanguage - mit neuem Interface - die im Lieferumfang enthaltenen Okular-Adapter, ermöglichen den Anschluß der Kamera an eine Vielzahl der im Handel befindlichen Mikroskope

MOT SP10.0416

Moticam 1000, 1.3 MP Mikroskopkamera 1 Stück 299,00 /St.
Sensorformat 1/3"
Pixelzahl 1.3 MP
Maximale Auflösung 1280 x 1024 Pixel
Scanning Modus Progressive Scan
Kompatibilität TWAIN
Bildwiederholrate 10fps @ 1240 x 1024, 30fps @ 640 x 480
Datentransfer 480MB/sec
Empfindlichkeit 3 Lux
Stromversorgung 5V über USB 2.0
Systemvoraussetzungen P4, 1GHz, 512MB RAM, 64MB Grafikkarte, Windows XP (Service Pack II oder höher) oder Windows Vista/Windows 7, MAC OSX, USB 2.0 Schnittstelle
Software im Lieferumfang Motic Images Plus 2.0 für Windows (mehrsprachig) und Mac



Motic

MOT PD19.42A.201 **Typ 2820 LED** 1 Stück 379,00 /St.
 Binokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
 Weitfeld Okulare WF10X/18mm Sehfeld mit Zeiger inkl.
 Dioptrie- Einstellung und einstellbarem Augenabstand
 4-fach Objektiv-Revolver
 achromatische Objektive EA 4X, 10X, 40X (Feder)
 Vergrößerungsbereich 40x-400x, ausbaufähig bis 1000x
 koaxialer Grob- und Feintrieb
 eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb
 fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensator
 Irisblende mit Filterhalter
 stufenlos regelbare LED-Beleuchtung 20mA, 3,5V, 70mW
 Netzteil 220-240V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerät
 inkl. Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung



Zubehör

MOT SE01.0005 **Ersatzlampe LED 20mA, 3,5V, 70mW** 1 Stück 7,00 /St.
 MOT 12.180.168 **Achromatisches Objektiv 100X/1,25 (Feder/Öl)** 1 Stück 40,00 /St.

MIKROSKOPE UND ZUBEHÖR**Motic®**

Besonders leistungsstarke Labormikroskope für die Arztpraxis zur Routinebestimmung, besonders von Sedimenten und Blutbildern

Binokularer Tubus, 45° geneigt und 360° drehbar
 Weitfeld Okulare 10X / 18mm Sehfeld inkl. Dioptrie-einstellung und einstellbarem Augenabstand
 Vergrößerungsbereich von 40X -1000X, ausbaufähig bis 1500X
 koaxialer Grob- und Feintrieb
 Objektstisch 120mm x 120mm mit Präparateklappen
 fokussierbarer 1.25 N.A. Abbe Kondensor
 Iris-Blende mit Filterhalter
 stufenlos regelbare Halogenbeleuchtung 12V / 10W
 festes Metallstativ aus Zinkdruckguß
 Netzteil 220V-240V (CE)
 inkl. Blaufilter, Dunkelfeldblende, Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung



MOT PE20.221.7E4	Typ SH Kolleg 3434 mit 4 achromatischen Objektiven	1 Stück	373,00 /St.
	A 4x/N.A. 0.10, 10x/N.A. 0.25, 40x/N.A. 0.65 (Feder), 100x/N.A. 1.25 (Öl, Feder), mit aufschraubbarem Kreuztisch (mechanische Verstellregelung)		
MOT PE20.001.4E4	Typ SH Kolleg 3434 mit 3 achromatischen Objektiven	1 Stück	335,00 /St.
	A 4x/N.A. 0.10, 10x/N.A. 0.25, 40x/N.A. 0.65 (Feder), mit Kreuztisch		

Zubehör

MOT 53.100.259	Halogen-Ersatzlampe 12V/10W	1 Stück	7,00 /St.
MOT 1101001203491	Aluminium-Transportkoffer für Mikroskop SH Kolleg, integrierte Fächer für Objektive und weiteres Zubehör, Maße (BxHxT): 21 x 30 x 40 cm	1 Stück	65,00 /St.



Aluminium-Transportkoffer für SH Kolleg

OBJEKTTRÄGER UND DECKGLÄSER


Menge

EURO



Objektträger

26 x 76 mm, Stärke ca. 1,0 mm, gemäß ISO 8037/1, Kalk-Natron Glas, sauber gewaschen und poliert, gebrauchsfertig
Pack = 50 Stück




MEG 111010
MEG 111011

geschnitten, **ohne** Mattrand
geschnitten, **mit** 20 mm Mattrand

1 Pack
1 Pack

1,81 /Pack
2,46 /Pack



Deckgläser

Stärke #1 (d. h. 0,13 - 0,16 mm) aus Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1, exakt geschnitten, gemäß ISO 8255/1, blasen- und schlierenfrei
Pack = 100 Stück

MEG 111201
MEG 111202
MEG 111203
MEG 111204
MEG 111205
MEG 111206

18 x 18 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm

1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack

1,23 /Pack
1,82 /Pack
2,24 /Pack
3,54 /Pack
4,07 /Pack
4,68 /Pack



Haemacytometer Deckgläser

ca. 0,4 mm stark, optisch planparallel geschliffen
Pack = 10 Stück

MEG 111301
MEG 111302
MEG 111303

20 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm

1 Pack
1 Pack
1 Pack

12,80 /Pack
14,40 /Pack
14,60 /Pack





		Menge	EURO
MEG 101818	18 x 18 mm	1 Schachtel	1,23 /Sch.
MEG 101824	18 x 24 mm	1 Schachtel	2,01 /Sch.
MEG 102020	20 x 20 mm	1 Schachtel	1,65 /Sch.
MEG 102222	22 x 22 mm	1 Schachtel	1,82 /Sch.
MEG 102424	24 x 24 mm	1 Schachtel	2,24 /Sch.



		Menge	EURO
VE = 100 Stück pro Schachtel 10 x 100 Stück im Karton			
MEG 102126	21 x 26 mm	1 Schachtel	2,30 /Sch.
MEG 102232	22 x 32 mm	1 Schachtel	2,76 /Sch.
MEG 102240	22 x 40 mm	1 Schachtel	3,42 /Sch.
MEG 102250	22 x 50 mm	1 Schachtel	3,98 /Sch.
MEG 102260	22 x 60 mm	1 Schachtel	4,49 /Sch.
MEG 102432	24 x 32 mm	1 Schachtel	2,91 /Sch.
MEG 102436	24 x 36 mm	1 Schachtel	3,53 /Sch.
MEG 102440	24 x 40 mm	1 Schachtel	3,54 /Sch.
MEG 102450	24 x 50 mm	1 Schachtel	4,07 /Sch.
MEG 102460	24 x 60 mm	1 Schachtel	4,68 /Sch.
MEG 102540	25 x 40 mm	1 Schachtel	4,28 /Sch.
MEG 102550	25 x 50 mm	1 Schachtel	5,34 /Sch.
MEG 102560	25 x 60 mm	1 Schachtel	6,39 /Sch.



		Menge	EURO
HAEMACYTOMETER-DECKGLÄSER			
CE, optisch planparallel geschliffen, Stärke ca. 0,4 mm (Sonderstärken auf Anfrage) 2 Stück im Beutel			
MEG 103001	20 x 26 mm	10 Stück	1,28 /St.
MEG 103002	22 x 22 mm	10 Stück	1,44 /St.
MEG 103003	24 x 24 mm	10 Stück	1,46 /St.

Menge

EURO

OBJEKTTRÄGER UND ZUBEHÖR

Thermo
SCIENTIFIC
MENZEL-GLÄSER

Objektträger

76 x 26 x 1 mm, aus extra weißem Glas,
Kanten geschnitten - für die Routinemikroskopie
Pack = 50 Stück

Standard mit und ohne Mattrand

MEG 101026	geschnitten	1 Pack	1,81 /Pack
MEG 101126	geschnitten mit doppelseitigem Mattrand	1 Pack	2,46 /Pack




Thermo
SCIENTIFIC
MENZEL-GLÄSER

Superfrost®

76 x 26 x 1 mm, aus extra weißem Glas,
diese Objektträger haben ein Beschriftungsfeld
in 6 Standardfarben: weiß, blau, rosa, gelb, grün und
orange. Unterschiedliche Präparate können so identi-
fiziert, bzw. nach Dringlichkeit, Untersuchungsmethode,
Färbetechnik etc. gekennzeichnet werden
Pack = 50 Stück

MEG 021200.0	geschnitten	weiß	1 Pack	2,79 /Pack
MEG 021200.1		blau		
MEG 021200.2		rosa		
MEG 021200.3		gelb		
MEG 021200.4		grün		
MEG 021200.5		orange		
MEG 021200.6		lila		



MEG 021202.0	geschliffen 45°	weiß	1 Pack	4,00 /Pack
MEG 021202.1		blau		
MEG 021202.2		rosa		
MEG 021202.3		gelb		
MEG 021202.4		grün		
MEG 021202.5		orange		
MEG 021202.6		lila		

Thermo
SCIENTIFIC
MENZEL-GLÄSER

SuperFrost/Plus- und Polysine- Adhäsionsobjektträger

75 x 25 x 1 mm, Kanten geschliffen
Schachtel = 72 Stück

MEG 021329	SuperFrost/Plus 90°	72 Stück	18,45 /Sch.
MEG 021330	Polysine 90°	72 Stück	15,93 /Sch.



SuperFrost/Plus



Polysine

Wir liefern das gesamte Menzel-Sortiment!

		Menge	EURO
ZUBEHÖR			
Thermo SCIENTIFIC MENZEL-GLÄSER			
MEG 021390	50-Slides-Box zum Aufbewahren und Registrieren von bis zu 50 Objektträgern, bis -50°C einfrierbar, Größe 172 x 82 x 30 mm	1 Stück	3,94 /St.
MEG 021391	5-Slide-Box diese stabile Kunststoffbox hat Platz für 5 Objektträger, Größe 80 x 28 x 15 mm	1 Stück	0,80 /St.
MEG SF8001	Securline Marker Super Frost II zur Beschriftung von SuperFrost Objektträgern, durch die Spezialtinte bleibt die Schrift selbst nach vielen Xylol- und Alkoholbädern optimal lesbar	1 Stück	3,60 /St.



50-Slide-Box



5-Slide-Box



Securline Marker



ZUBEHÖR			
Rotomed / megro			
MEG 122136	Versandgefäß für Objektträger für Transport oder Lagerung von Objekt- trägern, Material: HD-PE, Farbe: natur Karton = 500 Stück	1 Karton	60,30 /Kart.

FÄRBETRÖGE UND ZUBEHÖR

für die Färbung von Objektträgern



Menge

EURO

BRA 472200

Färbetrog mit Deckel

Natron-Kalk-Glas,
für 10 Objektträger 76 x 26 mm
VE = 10 Stück

10 Stück

11,50 /St.



Färbetrog mit Deckel

BRA 472700

Färbetrog Typ Hellendahl mit Erweiterung

Natron-Kalk-Glas,
für 16 Objektträger 76 x 26 mm
VE = 10 Stück

10 Stück

8,50 /St.



Färbetrog Typ Hellendahl



VIT 80353

Färbetrog mit 2 Deckeln

PMP, glasklar, ein Deckel zur Verringerung der Verdunstung der Flüssigkeit bei Nichtgebrauch, der andere mit kleiner Öffnung zum Einfügen des Einsatzes während der Färbung
Maße (LxBxH): 103 x 82 x 70 mm
VE = 4 Stück

4 Stück

21,20 /St.

VIT 80355

Färbeküvette Typ Hellendahl mit Deckel

PMP, glasklar, für 8 Objektträger oder 16 Objektträger (Rücken an Rücken) 76 x 26 mm
Maße (LxBxH): 58 x 53,5 x 86 mm
VE = 4 Stück

4 Stück

11,50 /St.

VIT 80354

Färbeeinsatz

PP, mit Haltegriff, für 20 Objektträger 76 x 26 mm, passend für VIT 80353
Maße (LxBxH): 86 x 70 x 21 mm
VE = 2 Stück

2 Stück

10,80 /St.



Färbetrog mit zwei Deckeln



Färbeküvette Typ Hellendahl



Färbeeinsatz

Menge

EURO

ZUBEHÖR

MEG 105000

ratio-MIC Einschußmittel 500 ml**1 Flasche****25,55 /Fl.**

bietet die Möglichkeit, fast alle Objekte nach entsprechender Vorbehandlung - meist Fixierung und Entwässerung - jahre- oder jahrzehntelang aufzubewahren. Das Produkt ist farblos, neutral und lichtbeständig und wird auch durch Färbemittel, die in der mikroskopischen Technik verwendet werden, nicht verändert. Die besondere hohe Trocknungsgeschwindigkeit von ratio-MIC erleichtert und beschleunigt die Arbeit und bewährt sich insbesondere zum Einbetten dickerer Präparate


PARAFILM® - VERSCHLUSSFOLIE

BRAND



BRA 701611
BRA 701605
BRA 701606
BRA 701501

läßt sich bis 200% dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® ist frei von Weichmachern und besteht im wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen

5 cm breit, 75 m lang**1 Rolle****30,60 /Ro.****10 cm breit, 38 m lang****1 Rolle****29,60 /Ro.****10 cm breit, 75 m lang****1 Rolle****57,55 /Ro.****50 cm breit, 15 m lang****1 Rolle****73,60 /Ro.**ZÄHLKAMMERN

MEG 621008
MEG 621010
MEG 621003
MEG 621005
MEG 621009
MEG 621002

MEG 621007

eingesetzt werden Zählkammern vor allem im medizinischen Labor zur Blutanalyse (Zählung von Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten), aber auch zur Zellzählung im Liquor und bei zahlreichen Sonderfällen. Daneben werden Zählkammern im chemischen Lebensmittellabor zur Zählung von Bakterien und Pilzsporen eingesetzt

doppelt, mit CE-Zeichen

Neubauer 0,1 mm

1 Stück**26,90 /St.**

Neubauer improved 0,1 mm

Bürker 0,1 mm

Bürker-Türk 0,1 mm

Thoma 0,1 mm

Thoma neu 0,1 mm

Fuchs-Rosenthal 0,2 mm

1 Stück**26,90 /St.**

Menge EURO

URINENTNAHMESYSTEM



SAR 10.252

Urin-Monovette®

1 Beutel

9,88 /Btl.

10 ml, Luer, 102 x 15 mm, inkl. Entnahmespitzen steril, drei Funktionen in einem Artikel: hygienisches Aufziehen, Gefäß für Streifenfest, Zentrifugenröhre für die Sedimentgewinnung
Beutel = 64 Stück



BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR



S-Monovette®

das Blutentnahmesystem S-Monovette® ermöglicht die freie Wahl der Abnahmetechnik. Man kann mit dem Aspirations- oder Vakuumprinzip Blut entnehmen oder die Vorteile beider Abnahmetechniken kombinieren. Bei einer Mehrfachentnahme kann die Punktion und erste Blutentnahme mit aufgesetzter Kanüle und Aspirations-technik durchgeführt werden. Die Kanüle bleibt während des Wechsels der S-Monovetten® in der Vene liegen und ermöglicht eine tropffreie Mehrfachentnahme
Pack = 50 Stück

steril, Standarddruck

SAR 05.1104	4,5 ml	92 x 11 mm	Serum	1 Pack	8,16 /Pack
SAR 01.1601	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum	1 Pack	8,16 /Pack
SAR 01.1602	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum-Gel	1 Pack	12,81 /Pack
SAR 02.1063	9,0 ml	92 x 16 mm	Serum	1 Pack	8,44 /Pack
SAR 01.1604	7,5 ml	92 x 15 mm	Lithium-Heparin	1 Pack	8,77 /Pack
SAR 05.1073	2,7 ml	66 x 11 mm	Glucose	1 Pack	8,56 /Pack
SAR 04.1901	2,6 ml	65 x 13 mm	Kalium-EDTA	1 Pack	7,82 /Pack
SAR 05.1167	2,7 ml	66 x 11 mm	Kalium-EDTA	1 Pack	8,44 /Pack
SAR 03.1068	4,0 ml	75 x 15 mm	Kalium-EDTA	1 Pack	8,72 /Pack
SAR 05.1165	3,0 ml	66 x 11 mm	Citrat 3,13%	1 Pack	9,82 /Pack
SAR 05.1071	5,0 ml	92 x 11 mm	Citrat 3,13%	1 Pack	9,82 /Pack



BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR**Kanülen für S-Monovette®**


spezielle Kanülen zur Blutentnahme mit der S-Monovette®, einzeln steril verpackt
Pack = 100 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
SAR 85.1160	0,9	20	38	gelb	1 Pack	15,44 /Pack
SAR 85.1162	0,8	21	38	grün	1 Pack	15,44 /Pack
SAR 85.1440	0,7	22	38	schwarz	1 Pack	15,44 /Pack

Safety-Kanülen für S-Monovette®

spezielle Sicherheitskanülen mit Kanülenschutz zur Blutentnahme mit der S-Monovette®, einzeln steril verpackt
Pack = 50 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
SAR 85.1160.200	0,9	20	38	gelb	1 Pack	12,25 /Pack
SAR 85.1162.200	0,8	21	38	grün	1 Pack	12,25 /Pack
SAR 85.1440.200	0,7	22	38	schwarz	1 Pack	12,25 /Pack

**Multifly®-Kanülen mit Multi-Adapter**

für die Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette®, bei schlechten Venenverhältnissen, einzeln steril verpackt
Pack = 100 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Schlauch-L-mm	Menge	Preis
SAR 85.1637.035	0,9	20	19	gelb	200	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1638.035	0,8	21	19	grün	200	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1640.035	0,6	23	19	blau	200	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1637.005	0,9	20	19	gelb	80	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1638.005	0,8	21	19	grün	80	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1640.005	0,6	23	19	blau	80	1 Pack	42,03 /Pack
SAR 85.1642.005	0,5	25	19	orange	80	1 Pack	42,03 /Pack

Safety-Multifly®-Kanülen mit Multi-Adapter

für die sichere Blutentnahme mit Kanülenschutz im geschlossenen System mit der S-Monovette®, bei schlechten Venenverhältnissen, einzeln steril verpackt
Pack = 100 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Schlauch-L-mm	Menge	Preis
SAR 85.1637.235	0,9	20	19	gelb	200	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1638.235	0,8	21	19	grün	200	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1640.235	0,6	23	19	blau	200	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1637.205	0,9	20	19	gelb	80	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1638.205	0,8	21	19	grün	80	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1640.205	0,6	23	19	blau	80	1 Pack	58,50 /Pack
SAR 85.1642.205	0,5	25	19	orange	80	1 Pack	58,50 /Pack

Menge

EURO

BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR



SAR 14.1205

Multi-Adapter für S-Monovette®
bei Einsatz dieses Adapters ist die Adaption eines Luer-Systems (Katheter, Butterfly etc.) auf die S-Monovette® möglich, einzeln steril verpackt
Pack = 100 Stück

1 Pack

16,52 /Pack



VERNICHTUNGSBEUTEL UND ZUBEHÖR



BRA 759705

Entsorgungsbeutel
aus Polypropylen, L x B 300 x 200 mm, zum Sammeln und Entsorgen gebrauchter Einmalartikel. Keine scharfen Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben. Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren (121°C)
Pack = 100 Stück

1 Pack

10,95 /Pack



BRA 759700

Ständer
mit 100 Entsorgungsbeuteln aus PP, Ständer aus Stahldraht, epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüßen. Nicht autoklavierbar
Innen-Ø x H 12 x 25 cm

1 Stück

17,75 /St.

URO-FILTER

DREHKOPF

DRE 1

Papierfilter, CE
Einweg-Filter zur Kontrolle des Steinabgangs bei Nierenerkrankungen, Patient filtert selbst, der Stein geht für die Analyse nicht verloren
Beutel = 125 Stück

1 Beutel

26,85 /Btl.

4 Beutel

20,20 /Btl.



BLUTSENKUNGSSTÄNDER / -PIPETTEN + ZUBEHÖR**Blutsenkungsapparate**

griffiger Bedienungshebel, praktische Konstruktion in ansprechendem Design, absolut sicheres Füllkugelsperrsystem

für die Makro-Methode nach Westergren mit Füllvorrichtung:

DEH 305	für 5 Bestimmungen	1 Stück	129,00 /St.
DEH 310	für 10 Bestimmungen	1 Stück	199,00 /St.
DEH 405	für Schnellmethode mit 5 Bestimmungen	1 Stück	199,00 /St.



DEH 305



DEH 310



DEH 405

DEH 420	Blutsenkungsständer 1x Combi Tischmodell	1 Stück	51,00 /St.
DEH 421	Einmal-Makro-Glaspipetten mit aufsteckbaren Polyfüllstützen für 1x Combi, ungraduiert, Pack = 100 Stück	1 Pack	31,50 /Pack
DEH 495	graduierte Glaspipette , Länge: 300 mm für alle Dehag-Blutsenkungsapparate für die Makro-Methode nach Westergren Typ 305, 310, 105, 110, 405	1 Stück	1,15 /St.



DEH 205

DEH 205	Mikro-Methode zur Bestimmung der Blutsenkung aus Kapillarblut für 5 Bestimmungen	1 Stück	116,00 /St.
DEH 496	graduierte Glaspipette , Länge: 175 mm für Dehag-Blutsenkungsapparat für die Mikro-Methode nach Westergren Typ 205	1 Stück	3,10 /St.




Gummiformteile und Kugelventile

DEH 463	für alle Dehag-Blutsenkungsapparate mit Füllvorrichtung Typ 305, 310, 405 Pack = 10 Stück Gummiformteile	1 Pack	8,65 /Pack
DEH 464	Kugelventile	1 Pack	31,00 /Pack

Menge EURO

BLUTSENKUNGSSTÄNDER / -PIPETTEN + ZUBEHÖR

 **Rotomed / megro**

Blutsenkungspipetten

MEG 622102	305 mm lang, weiß aus Glas, passend für ERKA-Systeme Pack = 2 Stück	2 Stück	0,66 /St.
MEG 622103	300 mm lang, weiß aus Glas, passend für Dehag Systeme, nach Westergren Pack = 24 Stück	1 Stück 24 Stück	0,88 /St. 0,66 /St.



GUEST Medical

MEG 123170	Dispetten Blutsenkungspipetten aus Kunststoff, graduirt nach DIN-Norm, komplett mit Füllkappe, Methode Westergren Pack = 100 Stück	1 Pack	23,00 /Pack
MEG 123171	Ständer für 3 x 10 Dispetten für Standard- und Schräg-/Schnellmethode	1 Stück	6,00 /St.



SARSTEDT

geschlossenes System von der Blutentnahme bis zur Blutsenkung. Bei der S-Sedivette® erfolgt die Senkungsmessung in dem Entnahmesystem, ohne dass das System geöffnet werden muss. Dadurch ist die S-Sedivette® gegenüber der klassischen Methode deutlich hygienischer und einfacher in der Handhabung

SAR 06.1690.001	S-Sedivetten® 3,5 ml, 130 x 8 mm, BSG, Standardetikett, steril Pack = 50 Stück	1 Pack	13,24 /Pack
SAR 90.1090	Senkungs-Ständer mit Graduierung für 10 S-Sedivetten®	1 Stück	33,75 /St.



BLUTSENKUNGSRÖHRCHEN



LAN LZX 006	dispo-senker-Senkungsröhrchen Pack = 250 Stück	1 Pack	96,00 /Pack
-------------	--	--------	-------------

**BLUTMISCHPIPETTEN****Rotomed / megro**

Pack = 10 Stück

		Menge	EURO
MEG 622105	Typ ERY , nach Thoma rote Mischkugel, 1:100 Mischungsverhältnis	1 Stück	3,90 /St.
MEG 622104	Typ LEUCO , nach Thoma weiße Mischkugel, 1:10 Mischungsverhältnis	1 Stück	3,90 /St.

**LÖSUNGEN ZUR BLUTBESTIMMUNG****Rotomed / megro**

MEG 256000	Natriumcitrat, 3,13 % Pack = 10 Ampullen à 10 ml	1 Pack	6,65 /Pack
MEG 256001	Natriumcitrat, 3,13 % 100 ml Durchstechflasche, steril	1 Flasche	3,80 /Fl.

**CHEMIKALIEN / LÖSUNGSMITTEL****Rotomed / megro**

MEG 270.1000	Isopropyl-Alkohol 70% für medizinische Zwecke geeignet 1 l Flasche	1 Flasche	6,50 /Fl.
MEG 270.5000	5 l Kanister	1 Kanister	23,70 /Kan.
MEG 271.1000	Isopropyl-Alkohol DAC 99 % für medizinische Zwecke geeignet 1 l Flasche	1 Flasche	8,40 /Fl.
MEG 271.5000	5 l Kanister	1 Kanister	30,00 /Kan.

**Rotomed**

MEG 275.1000	Wundbenzin DAB 10 hochrein, für medizinische Waschungen 1 l Kanister	1 Kanister	6,75 /Kan.
MEG 275.5000	5 l Kanister	1 Kanister	21,00 /Kan.

**LABORWASSER****Rotomed / megro**

MEG 260.1000	Aqua-Bidest ideal für Laboranalysen und Proben, nicht steril 1 Liter	1 Flasche	1,89 /Fl.
MEG 260.9010	10 Liter Kanister	1 Kanister	10,74 /Kan.
MEG 261.1000	Aqua-Dest 1 Liter	1 Flasche	1,61 /Fl.
MEG 261.9010	10 Liter Kanister	1 Kanister	9,20 /Kan.

Menge

EURO

SPRITZFLASCHEN

VITLAB

Spritzflaschen

PE-LD, Verschluß und Spritzrohr aus PP,
transparent, rund, ohne Aufdruck

	Volumen		Gewinde GL		
VIT 94588	50 ml	Enghals	18	1 Stück	2,58 /St.
VIT 94688	100 ml	Enghals	18	1 Stück	2,60 /St.
VIT 94988	250 ml	Enghals	25	1 Stück	3,07 /St.
VIT 95088	500 ml	Enghals	25	1 Stück	3,90 /St.
VIT 95188	1 000 ml	Enghals	32	1 Stück	4,84 /St.
VIT 93788	250 ml	Weithals	45	1 Stück	3,35 /St.
VIT 93988	500 ml	Weithals	45	1 Stück	4,20 /St.
VIT 94188	1 000 ml	Weithals	63	1 Stück	5,80 /St.



TRICHTER

VITLAB

Polypropylen, transparent

	Ø	Länge	Auslauf-Ø		
VIT 40894	30 mm	45 mm	1,5 mm	1 Stück	0,39 /St.
VIT 41094	30 mm	47 mm	4 mm	1 Stück	0,39 /St.
VIT 41194	40 mm	65 mm	4 mm	1 Stück	0,45 /St.
VIT 41294	50 mm	85 mm	7 mm	1 Stück	0,56 /St.
VIT 41394	75 mm	110 mm	6 mm	1 Stück	0,68 /St.
VIT 41494	100 mm	155 mm	8 mm	1 Stück	1,15 /St.
VIT 41594	120 mm	180 mm	11 mm	1 Stück	1,61 /St.
VIT 41694	150 mm	220 mm	15 mm	1 Stück	2,20 /St.



MEßSCHAUFELN

VITLAB

Polypropylen, weiß,

auch als Wägeschaufel geeignet

	Inhalt	Länge		
VIT 39194	2 ml	60 mm	1 Stück	0,28 /St.
VIT 39294	5 ml	82 mm	1 Stück	0,31 /St.
VIT 39394	10 ml	100 mm	1 Stück	0,39 /St.
VIT 39494	25 ml	135 mm	1 Stück	0,49 /St.
VIT 39594	50 ml	160 mm	1 Stück	0,73 /St.
VIT 39694	100 ml	200 mm	1 Stück	1,09 /St.
VIT 39794	250 ml	260 mm	1 Stück	2,38 /St.
VIT 39894	500 ml	315 mm	1 Stück	3,36 /St.
VIT 39994	1000 ml	385 mm	1 Stück	4,05 /St.



MEßBECHER**VITLAB**

Polypropylen, erhabene blaue Skala, transparent

Inhalt	Teilung	Höhe	Ø		
VIT 446081	50 ml	2 ml	70 mm	40 mm	1 Stück 1,13 /St.
VIT 447081	100 ml	2 ml	80 mm	50 mm	1 Stück 1,30 /St.
VIT 440081	250 ml	5 ml	120 mm	70 mm	1 Stück 2,20 /St.
VIT 441081	500 ml	10 ml	133 mm	91 mm	1 Stück 2,49 /St.
VIT 442081	1000 ml	10 ml	170 mm	116 mm	1 Stück 3,35 /St.
VIT 443081	2000 ml	20 ml	215 mm	150 mm	1 Stück 6,44 /St.
VIT 444081	3000 ml	50 ml	242 mm	170 mm	1 Stück 8,90 /St.
VIT 445081	5000 ml	100 ml	270 mm	210 mm	1 Stück 13,20 /St.

WACA

Material: PP (Polypropylen), teilkristalliner Thermoplast mit sehr hoher Bruchfestigkeit, milchig transparent, Wärmebeständigkeit kurz: 140°C, dauernd: 100°C, Kältebeständigkeit: -30°C, spülmaschinenfest, relativ weiche Oberfläche, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

Inhalt

WAL 1007.800	250 ml	1 Stück	2,70 /St.
WAL 1011.800	500 ml	1 Stück	3,00 /St.
WAL 1013.800	1000 ml	1 Stück	3,80 /St.
WAL 1015.800	2000 ml	1 Stück	7,70 /St.
WAL 1017.800	3000 ml	1 Stück	9,95 /St.
WAL 1019.800	5000 ml	1 Stück	14,40 /St.



250 ml



500 ml



1000 ml



2000 ml



3000 ml



5000 ml

**contacto**

Meßbecher mit Fuß, aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduert, Maßeinheit: Liter und Pint, mittelschwere Qualität

Inhalt	Höhe	Maßzahlen alle		
CON 0551/050	500 ml	11 cm	100 ml	1 Stück 8,20 /St.
CON 0551/100	1000 ml	14 cm	500 ml	1 Stück 11,00 /St.
CON 0551/150	1500 ml	16 cm	500 ml	1 Stück 18,00 /St.
CON 0551/200	2000 ml	20 cm	500 ml	1 Stück 21,00 /St.

BECHER UND SPENDER

rotomed / megro

		Menge	EURO
MEG 122240	Becherspender zur Wandmontage aus Plexiglas, 2-tlg., Höhe ca. 30,5 cm, für Universalbecher Ø 70,3 mm, einfach unten zu entnehmen	1 Stück	22,00 /St.
	Ausschankbecher		
	Ø 70,3 mm, weiß, aus Polystyrol		
MEG 122233	200 ml Pack = 100 Stück	1 Pack	3,10 /Pack
MEG 122234	150 ml Pack = 100 Stück	1 Pack	3,10 /Pack
	weiß, aus Polypropylen		
MEG 122245	500 ml Pack = 50 Stück	1 Pack	5,70 /Pack
MEG 122235	Deckel Ø 70,3 mm für 150 ml und 200 ml Pack = 100 Stück	1 Pack	3,40 /Pack



Becherspender



200 + 150 ml



500 ml



Deckel

WACA

Becher 200 ml
Ø 65 mm, Höhe 114 mm
VE = 10 Stück

WAL 1721.700	glasklar Material: SAN (Styrol-Acrylnitril), Wärmebeständigkeit kurz: 95°C / dauernd: 85°C, Kältebeständigkeit: -20°C, spülmaschinenfest, schlagfest, oberflächenhart, sehr hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)	10 Stück	0,70 /St.
--------------	--	----------	-----------



WAL 1721.900	brillantklar Material: PC (Polycarbonat), Wärmebeständigkeit kurz: 160°C / dauernd: 135°C, Kältebeständigkeit: -100°C, hohe Festigkeit, Zähigkeit, unzerbrechlich, begrenzte Medienbeständigkeit, Lösungsmittel und Alkalien können das Material anlösen, Sterilisation: Autoklav max. 120°C 10 Min., Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)	10 Stück	0,95 /St.
--------------	---	----------	-----------

Menge

EURO

URINBECHER UND DECKEL**Qtiomed / megro****Urinbecher mit Schnappdeckel**

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld
auf Becher und mattierte Beschriftungsfläche
auf Deckel

MEG 122510	Uringefäße 125 ml PP/LD-PE, mit rotem Deckel Pack = 100 Stück	1 Pack	10,00 /Pack
MEG 122511	Urinbecher ohne Deckel 125 ml PP, Pack = 1 000 Stück	1 Pack	49,50 /Pack
MEG 122513	Schnappdeckel rot LD-PE, mit Ausguss für MEG 122511 Pack = 2 x 500 Stück	1 Pack	39,00 /Pack

**Urinbecher mit Schraubverschluss**

ideal für Sammeln und Lagern von Proben aller Art,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld auf Becher
und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel

MEG 122500	Urinbecher 100/125 ml PP/HD-PE, mit grünem Schraubdeckel Pack = 5 x 100 Stück	1 Pack	62,00 /Pack
MEG 122501	Urinbecher ohne Deckel 100/125 ml PP, Pack = 1 000 Stück	1 Pack	67,50 /Pack
MEG 122502	Schraubverschußdeckel HD-PE, grün, für MEG 122501 Pack = 250 Stück	1 Pack	17,50 /Pack

**Urinbecher mit Selbstklebedeckel**

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben
Deckel schnell und eindeutig zu beschriften,
keine speziellen Laborschreiber notwendig

MEG 122512	Urinbecher 100 ml PP, mit Selbstklebedeckel (bedruckt) Pack = 1 000 Stück	1 Pack	93,00 /Pack
------------	--	--------	-------------



URINSAMMELGEFÄßE

Menge EURO

VITLAB

erhabene Skala, mit Deckel PC, 2 Ltr.
Teilung 20 ml, Höhe 220 mm, Ø 150 mm

VIT 97891
VIT 978941

SAN
PP

1 Stück 11,30 /St.
1 Stück 9,20 /St.



Rotomed / megro

MEG 122514

Urinsammelflasche 2 Ltr.
PE, graduiert, lichtecht, braun, mit Schraubdeckel, großer Öffnungsdurchmesser, einschließlich lose beiliegendem Etikett

1 Stück 1,95 /St.



SARSTEDT

SAR 77.575

Urinsammelflasche 3 Ltr.
graduiert, lichtecht, mit ergonomischer Griffmulde, braun, großer Öffnungsdurchmesser, mit Schraubdeckel, mit transparentem Sichtstreifen, einschließlich lose beiliegendem Etikett
Karton = 30 Stück

1 Karton 48,30 /Kart.



URINSAMMELGEFÄßE**UriSet 24**

das Komplett-Set für die standardisierte und patientenfreundliche 24 Stunden Urinsammlung bestehend aus:

- Sammelflasche
Volumen 3 000 ml, ergonomischer Griff, Öffnungsdurchmesser 80 mm und transparenter Sichtstreifen zum Ablesen der Füllmenge
- Auffang- und Umfüllbecher
der integrierte 500 ml Auffangbecher ermöglicht ein patientenfreundliches Sammeln, sowie ein Umfüllen des Urins aus der Sammelflasche in die Transportröhre
- Stabilisator
die Salzsäure (9 ml 20%) ist in einer Glasflasche mit Sicherheitstropfer vordosiert

Pack = 30 Sets

SAR 77.578	inkl. Stabilisator und 30 ml Transportgefäß nur das beiliegende Transportgefäß gelangt zum Arzt oder ins Labor. Die Urin-Sammelflasche verbleibt beim Patienten und wird von diesem entsorgt. Für die Patientenzuordnung liegt der Transportröhre ein selbstklebendes Etikett bei	30 Sets	2,40 /Set
SAR 77.578.252	inkl. Stabilisator und weißer Urin-Monovette®	30 Sets	2,40 /Set
SAR 77.578.010	ohne Stabilisator mit weißer Urin-Monovette®	30 Sets	2,20 /Set



SAR 77.578



SAR 77.578.252



SAR 77.578.010

ABSTRICHSPATEL

 / **megro**

MEG 158120

Cervix Abstrichspatel aus Holz
Abstrichspatel nach Ayre speziell:
für Endocervix und vergrößerte Cervix,
getrommelt und gewachst, Länge 18 cm
Pack = 100 Stück

Menge

EURO

1 Pack

2,76 /Pack



WATTESTÄBCHEN

 / **megro**

MEG 156220

MEDIWOOD
Wispy Holzstäbchen 20 cm lang,
Ø 3 mm, Wattekopf Ø 10 mm
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

1,95 /Btl.

MEG 156215

Wispy Kunststoffstäbchen 15 cm lang,
Ø 4 mm, Wattekopf Ø 12 mm
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

2,65 /Btl.

MEG 156023

Holzstäbchen 23 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 4 mm
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

2,70 /Btl.

10 Beutel 1,80 /Btl.

MEG 156015

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 4 mm
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

1,28 /Btl.

10 Beutel 0,84 /Btl.

MEG 156115

Holzstäbchen steril 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 5 mm,
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

8,70 /Btl.

MEG 157420

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 7 mm
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

1,30 /Btl.

MEG 157422

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 10 mm
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

2,35 /Btl.

MEG 157423

Holzstäbchen 8 cm lang,
Ø 2,5 mm, mit beidseitigem Wattekopf Ø 4 mm
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

0,74 /Btl.

MEG 157426

Aluminiumstäbchen 15 cm lang,
Ø 1 mm, Wattekopf Ø 2 mm, steril
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

12,75 /Btl.



Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!



MEG 155115
MEG 155220
MEG 155230

WATTETRÄGER

Qatiomed® / megro

MEDIWOOD

einseitig spitz, Hartholzstäbchen Ø 3 mm

Buchenholz, astfrei

Pack = 100 Stück

15 cm

1 Pack

1,80 /Pack

25 cm

1 Pack

2,55 /Pack

30 cm

1 Pack

2,80 /Pack

ungespitzt, Hartholzstäbchen Ø 3 mm

Pack = 100 Stück

15 cm

1 Pack

1,65 /Pack

MEG 155015

20 cm

1 Pack

1,80 /Pack

MEG 155020


30 cm

1 Pack

2,50 /Pack

MEG 155030

Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!



ZEP 20-2700-16



exzellente Wertarbeit in deutscher OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Watteträger nach Farrell

1 Stück

4,80 /St.

mit Gewinde, Ø 1,1 mm x 16,5 cm

MUNDSPATEL

Qatiomed® / megro



MEG 159000

MEDI-WOOD aus Holz

1 Pack

1,15 /Pack

Importware, 15 cm

50 Pack

0,97 /Pack

naturbelassenes Birkenholz, bruchstabil,

splitterfrei, abgerundete Kanten (getrommelt)

Pack = 100 Stück

MEG 159001

gewachst

1 Beutel

2,25 /Btl.

Gr. 150 x 18 x 1,6 mm

50 Beutel

1,50 /Btl.

Beutel = 100 Stück

MEG 159002

steril, einzeln verpackt

1 Pack

8,40 /Pack

Pack = 50 Stück



MEG 159015

aus Kunststoff

1 Beutel

4,10 /Btl.

weiß, unsteril, 15 cm lang, sterilisierbar mit ETO-Gas

Beutel = 100 Stück



HEINE OPTOTECHNIK

OPT B-000.12.304

E.-Mundspatel

1 Pack

8,20 /Pack

aus Kunststoff, stabil und hygienisch,

Länge: 12,5 cm, Breite: 1,6 cm

Pack = 100 Stück

Menge EURO

MUNDSPATEL

Qtiomed® / megro

MEG 700605

Metallmundspatel
19 cm, nach Bruenings

1 Stück

8,95 /St.



EINMAL-PINZETTEN

Qtiomed®

anatomische Form, zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld, aus Polystyrol

MEG 126300

steril, glasklar, einzeln steril verpackt,
12,5 cm
Pack = 50 Stück

1 Pack

8,50 /Pack



LABOR-PINZETTEN

Qtiomed®

anatomische Form, zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld, aus Polystyrol

MEG 126310

unsteril, glasklar, 12,5 cm
Pack = 100 Stück

1 Pack

12,00 /Pack



VITLAB

Pinzetten PMP weiß (Polymethylpenten)
spitz, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen
VE = 10 Stück

VIT 67895

11,5 cm

10 Stück

1,16 /St.

VIT 67995

14,5 cm

10 Stück

1,41 /St.



Pinzetten POM gelb (Polyoxymethylen)
stumpf, elastisch, gutes Rückstellvermögen
VE = 5 Stück

VIT 68099

11,5 cm

5 Stück

1,18 /St.

VIT 68199

14,5 cm

5 Stück

1,39 /St.

VIT 68299

18,0 cm

5 Stück

2,58 /St.

VIT 68399

25,0 cm

5 Stück

4,08 /St.





MEG 690206

**KURZZEITMESSER****Rotomed / megro****Laborwecker**

mechanischer Kurzzeitmesser,
60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel),
auch **zum Aufhängen** geeignet
Maße: ca. 6,5 x 6,5 x 4 cm (bis Wandaufhängung)

Menge

EURO

1 Stück

5,20 /St.



MEG 690207

Rotomed / megro**Laborwecker**

mechanischer Kurzzeitmesser,
60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel)
Maße: ca. 5,5 x 5,5 x 2,4 cm

1 Stück

4,70 /St.



MEG 690205

COMPACT TIMER**Rotomed / megro****Compact Timer**

Stoppuhr, Kurzzeitmesser und Normalzeit
mit 6-stelliger LCD-Anzeige, aufwärts- und
abwärtszählend bis 23 Std. 59 Min. 59 Sek.,
mit Signal, mit Magnet, Standfuß und Befestigungs-
klammer, inkl. 1 Batterie, Maße: 64 x 60 x 16 mm

1 Stück

14,50 /St.



MEG 690204

STOPP-UHR**Rotomed / megro****Digital Stoppuhr**

mit 6-stelliger Anzeige, 1/100 Sek. bis 30 Min.,
1 Sek. bis zu 24 Stunden, Wahl zwischen 12
und 24 Stunden Anzeige, mit Umhängekordel,
wasserbeständig bis 10 Meter, grau-orange,
Maße: 60 x 23 x 70 mm, inkl. 1 Batterie

1 Stück

11,90 /St.

PETRISCHALEN

Rotomed / megro

für die Bakteriologie, aus glasklarem **Polystyrol (PS)**, Durchmesser 94 mm, Höhe 16 mm

VE = 20 Stück im Beutel

MEG 122090
MEG 122091

mit Nocken
ohne Nocken

Menge	EURO
1 Beutel	1,65 /Btl.
1 Beutel	1,65 /Btl.



Petrischale, Natron-Kalk-Glas

Boden und Deckel außen und innen eben, blasen- und schlierenfrei, Schnittkanten feuerpoliert
VE = 10 Stück

	Deckel-Ø	Höhe Unterteil		
BRA 455701	40 mm	12 mm	10 Stück	1,50 /St.
BRA 455717	60 mm	15 mm	10 Stück	1,50 /St.
BRA 455732	80 mm	15 mm	10 Stück	1,65 /St.
BRA 455742	100 mm	15 mm	10 Stück	1,85 /St.
BRA 455743	100 mm	20 mm	10 Stück	1,85 /St.
BRA 455751	150 mm	25 mm	10 Stück	3,70 /St.



BRUTSCHRÄNKE

Rotomed / megro

MEG 690000

Mini-Laborbrutschrank
CULTURA M

der kleine Brutschrank für den großen Einsatz, für 12 Petrischalen oder 18 Eintauchnährböden, Temperatureinstellung zw. 25 und 45°C möglich, inklusive Einlegeboden
Außenmaße (BxHxT) 31 x 15,5 x 16,8 cm

1 Stück **199,50 /St.**



MELAG

MLG 00085

INCUBAT® Typ 85

für alle labormäßigen Wärmebehandlungen, mit automatischem, präzisen Kapillarrohr-Thermostat, für 3 Einlegeböden
Innenmaße (BxHxT) 15 x 30 x 16 cm

1 Stück **457,00 /St.**

MLG 00081

Einlegeboden

für INCUBAT Typ 85

1 Stück **23,00 /St.**



THERMOMIXER**eppendorf**

EPP 5350 000.013 **Thermomixer Compact 5350** 1 Stück 2.196,00 /St.



der klassische Thermomixer für 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml, mit einer sehr kleinen Grundfläche, klarem Design und ruhigem Stand - auch bei maximaler Mischfrequenz, mit fest installiertem Wechselblock 1,5 ml und je 1 IsoTherm Rack (IsoPack) und IsoTherm Kühlakku (IsoPack) 0 °C, Abmessungen (BxTxH): 16,5 x 24 x 14,5 cm

MISCHER**eppendorf**

EPP 5353 000.014 **MixMate** 1 Stück 1.681,00 /St.



inkl. 3 Gefäßhalter PCR 96, 0,5 ml, 1,5/2,0 ml, ein innovativer, kompakter und vielseitiger Benchtop-Mixer für nahezu alle Anwendungsbereiche. Für Reaktionsgefäße, PCR-Platten, DeepWell-Platten und MTP, mit integrierter Vortex-Funktion und einem ebenso simplen wie intelligenten Bedienkonzept, auf nur 17 x 23 cm Stellfläche findet der MixMate Platz

Menge

EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

eppendorf

Mikrozentrifugen

Die „persönliche“ Zentrifuge für jeden Arbeitsplatz

EPP 5452 000.018 **Centrifuge MiniSpin®** 1 Stück 840,00 /St.

Mikrozentrifuge, mit Drehzahlregelung von 800 1/min bis 13.400 1/min, RZB 12.100 x g, 230 V/50-60 Hz, inkl. Standardrotor F-45-12-11 (Aluminium), 12 Bohrungen, Winkel 45°, zur Aufnahme von 1,5/2 ml-Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett mit Deckel (Edelstahl) und Rotormutter, Abmessungen (BxTxH): 22,6 x 23,9 x 11,9 cm



Centrifuge MiniSpin®

EPP 5453 000.011 **Centrifuge MiniSpin® plus** 1 Stück 1.091,00 /St.

Mikrozentrifuge, mit Drehzahlregelung von 800 1/min bis 14.500 1/min, RZB 14.000 x g, 230 V/50-60 Hz, inkl. „Black-Line“ Rotor F-45-12-11 (Aluminium), 12 Bohrungen, Winkel 45°, zur Aufnahme von 1,5/2 ml-Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett mit Deckel (Edelstahl) und Rotormutter, mit Dauerzentrifugation-Funktion, Abmessungen (BxTxH): 22,6 x 23,9 x 11,9 cm



Centrifuge MiniSpin® plus

EPP 5452 727.007 **PCR-Gefäßstreifen-Rotor F-55-16-5-PCR** 1 Stück 226,00 /St.
komplett mit Rotordeckel

EPP 5452 702.000 **Ersatzrotordeckel, Edelstahl** 1 Stück 68,00 /St.
nicht aerosoldicht, für Rotor F-45-12-11

EPP 5452 730.008 **Ersatzrotordeckel** 1 Stück 68,00 /St.
für Rotor F-55-16-5-PCR



PCR-Gefäßstreifen-Rotor F-55-16-5-PCR



Centrifuge 5424, Drehknöpfe

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**eppendorf**

EPP 5424 000.410 **Centrifuge 5424** (Drehknöpfe) **1 Stück 2.030,00 /St.**
 Mikroliterzentrifuge (Drehknopfvariante) inkl. aerosoldichtem Standardrotor FA-45-24-11 für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße, besonders geräuscharm. Short-Spin-Taste mit frei wählbarer Drehzahl, digitale Anzeige, max. Drehzahl: 14.680 1/min, max. RZB 20.238 x g

EPP 5424 000.010 **Centrifuge 5424** (Folientastatur) **1 Stück 2.030,00 /St.**
 inkl. Rotor FA-45-24-11 wie 5424 000.410, mit Folientastatur



Centrifuge 5424, Folientastatur

EPP 5424 702.007 **Festwinkelrotor Typ FA-45-24-11** **1 Stück 527,00 /St.**
 aerosoldicht, für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße

EPP 5424 703.003 **Rotordeckel** für Typ FA-45-24-11 **1 Stück 184,00 /St.**
 aerosoldicht, für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße

EPP 5424 706.002 **Festwinkelrotor F-45-18-11-Kit** **1 Stück 417,00 /St.**
 inkl. Rotordeckel, erhöhter Rand für sicheres Zentrifugieren von spin columns in offenen Gefäßen

EPP 5424 704.000 **Festwinkelrotor F-45-32-5-PCR** **1 Stück 377,00 /St.**
 inkl. Rotordeckel, für 4 x 8er PCR Streifen oder 32 x 0,2 ml PCR-Gefäße



Festwinkelrotor Typ FA 45-24-11 und Rotordeckel für Typ FA 45-24-11



Festwinkelrotor Typ FA 45-18-11-Kit



Festwinkelrotor Typ FA 45-32-5-PCR

Menge

EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

eppendorf

- EPP 5427 000.216 **Centrifuge 5430** 1 Stück 3.047,00 /St.
 inkl. aerosoldichtem Rotor FA-45-30-11, 230 V/50-60 Hz, 30-Platz Mikrozentrifuge für 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße, bis 30.130 x g/17.500 1/min., Wahlmöglichkeit zwischen 8 verschiedenen Rotoren, z.B. MTP-Rotor, Falcon-Rotor, automatische Rotorkennung, speichert bis zu 50 Routineprogramme, menügeführte Bedienung in 4 Sprachen, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, automatische Deckelöffnung nach Laufende
- EPP 5427 000.011 **Centrifuge 5430 ohne Rotor** 1 Stück 2.710,00 /St.



Centrifuge 5430

- EPP 5427 713.000 **Festwinkelrotor Typ FA-45-30-11** 1 Stück 523,00 /St.
 Aluminium, aerosoldicht, beschichtet (PTFE), 30 Bohrungen, kompl. mit Rotordeckel (Aluminium)
- EPP 5427 710.000 **Festwinkelrotor FA-45-24-11-HS** 1 Stück 523,00 /St.
 Aluminium, aerosoldicht, beschichtet (PTFE), 24 Bohrungen, kompl. mit Rotordeckel (Aluminium)
- EPP 5427 700.005 **Ausschwingrotor A-2-MTP** 1 Stück 1.018,00 /St.
 einschl. 2 x MTP-Gehänge und Rotordeckel, Ausschwingrotor für MTP- und PCR-Platten
- EPP 5427 716.009 **Festwinkelrotor F-35-6-30** 1 Stück 1.018,00 /St.
 einschl. Rotordeckel und Adapter, Falcon®-Rotor für 6 x 15/50 ml Gefäße



Festwinkelrotor Typ FA 45-30-11 und Rotordeckel



Festwinkelrotor Typ FA 45-24-11-HS und Rotordeckel



Ausschwingrotor A-2-MTP



Festwinkelrotor Typ F-35-6-30 und Rotordeckel



Centrifuge 5702

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**eppendorf**

Das Anwendungsspektrum der Centrifugen-Familie 5702 reicht vom klinisch. Labor bis zum Zellkultur-labor. Die große Anzahl diverser Festwinkel- bzw. Ausschwingrotore ermöglicht es, nahezu jedes Gefäß in diesen Centrifugen einzusetzen



Centrifuge 5702 R



Centrifuge 5702 RH



Festwinkelrotor Typ F-35-30-17



Ausschwingrotor Typ A-4-38

- | | | | |
|------------------|---|---------|---------------|
| EPP 5702 000.019 | Centrifuge 5702 ohne Rotor
230V / 50Hz, universelle Tischzentrifuge für höchst effektive Beladung mit max. 4 x 85 ml DIN-Gefäßen, 16 x 20 ml DIN-Gefäßen oder 20 Blutentnahmegefäßen im Ausschwingrotor, 30 x 15 ml oder 10 x 15 ml und 20 x 15 ml Falcon im Festwinkelrotor F 35-30-17, Fassungsvermögen max. 450 ml, max. RZB 3.000 x g, max. Drehzahl: 4.400 1/min | 1 Stück | 1.499,00 /St. |
| EPP 5703 000.012 | Centrifuge 5702 R ohne Rotor
230V / 50Hz, gekühlt
wie 5702, zusätzlich Temperaturbereich von -9°C bis + 40°C, realisierbar auch bei bis zu 40°C Raumtemperatur, Fast-Temp- und Stand-by-Kühlung durch erschütterungsfreies frequenzgesteuertes Kühlaggregat der neuen Generation | 1 Stück | 3.556,00 /St. |
| EPP 5704 000.016 | Centrifuge 5702 RH ohne Rotor
230V / 50Hz, gekühlt und geheizt
wie 5702, aktive Heizung einstellbar von -9°C bis + 42°C, sofort betriebsbereit durch Stand-by-Erwärmung/Kühlung, Temperatur im eingeschwungenen Zustand bei 4°C und bei 37°C +/- 1°C | 1 Stück | 4.019,00 /St. |
| EPP 5702 746.002 | Festwinkelrotor Typ F-45-24-11
für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße | 1 Stück | 324,00 /St. |
| EPP 5702 704.008 | Festwinkelrotor Typ F-35-30-17
für 30 x 15 ml Gefäße | 1 Stück | 462,00 /St. |
| EPP 5702 720.003 | Ausschwingrotor Typ A-4-38
für 4 x 85 ml Gefäße | 1 Stück | 808,00 /St. |

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

Menge

EURO

eppendorf

- | | | | |
|------------------|--|---------|---------------|
| EPP 5418 000.017 | Centrifuge 5418
Mikroliterzentrifuge inkl. aerosoldichtem Standardrotor FA-45-18-11 für 18 x 1,5/2,0 ml Gefäße, 230V / 50-60Hz, leise und einfach zu bedienen, Bedienung über 2 Drehknöpfe, max. Drehzahl: 14.000 1/min, max. RZB 16.873 x g | 1 Stück | 1.585,00 /St. |
| EPP 5401 000.013 | Centrifuge 5418 R
230V / 50-60Hz, gekühlt, wie 5418, zusätzlich Temperaturbereich von 0 bis + 40° | 1 Stück | 3.830,00 /St. |
| EPP 5418 707.005 | Festwinkelrotor Typ FA-45-18-11
aerosoldicht, für 18 x 1,5/2,0 ml Gefäße | 1 Stück | 450,00 /St. |
| EPP 5418 708.001 | Rotordeckel für Typ FA-45-18-11
aerosoldicht, für 18 x 1,5/2,0 ml Gefäße | 1 Stück | 159,00 /St. |



ZUBEHÖR

eppendorf

- | | | | |
|------------------|---|---------|------------|
| EPP 5703 350.102 | Captain Eppi Rotorschlüsselhalter
Sympathieträger der in seinem Inneren viele zusätzliche Dinge wie Stifte verstauen kann, kein Kinderspielzeug. Rotorschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten | 1 Stück | 14,00 /St. |
| EPP 5416 301.001 | Rotorschlüssel
passend für alle Rotore der Centrifugen 5702, 5702 R, 5702 RH, 5418, 5424 und 5430 | 1 Stück | 4,90 /St. |
| EPP 5425 350.015 | Rotorschlüssel
passend für alle Rotore der Centrifugen 5415 R | 1 Stück | 4,30 /St. |



Captain Eppi Rotorschlüsselhalter mit zwei Rotorschlüsseln

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Kleinzentrifugen**

HET 1011	HANDZENTRIFUGE ohne Rotor stromunabhängige, wartungsfreie Zentrifuge zum Handbetrieb, die dank einer Klemmvorrichtung leicht an jeder Tischplatte befestigt werden kann	1 Stück	92,50 /St.
HET 1014	Rotor 4 x 15 ml (für HET 1011) für konische 15 ml Röhrchen	1 Stück	49,50 /St.
HET 1025	Rotor 4 x 15 ml (für HET 1011) für zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml	1 Stück	99,00 /St.



HANDZENTRIFUGE



HET 1014



HET 1025



EBA 20

HET 2002	EBA 20 , 8 x 15 ml mit Winkelrotor praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 8-fach Winkelrotor, für geringes Probenaufkommen, max. Drehzahl: 6.000 min ⁻¹ , max. RCF: 3.461, Einhand-Deckelverschluss, Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugations-schritte, Deckelverriegelung und -zuhaltung	1 Stück	839,00 /St.
----------	--	---------	-------------

Menge

EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Kleinzentrifugen

HET 2300

EBA 270, 6 x 15 ml, mit Ausschwingrotor praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 6-fach Ausschwingrotor und Hülsen, für die optimale Vorbereitung von Probenröhrchen mit Trenngel, max. Drehzahl: 4.000 min⁻¹, max. RCF: 2.254, mit Mikroprozessor-Steuerung, Deckelverschluss aus Metall, Deckelverriegelung und -zuhaltung, Impulstaste für kurzes Anzentrifugieren, Deckelöffnung per Tastendruck

1 Stück

895,00 /St.



EBA 270

HET 1004

EBA 21 ohne Rotor kompakte, vielseitige und leistungsstarke Tischzentrifuge, max. Drehzahl: 18.000 min⁻¹, max. RCF: 25.718, praktischer Drehverschluss, 3 Programmspeicherplätze, Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugations-schritte, Deckelverriegelung und -zuhaltung

1 Stück

1.756,00 /St.



EBA 21

HET 1114

Ausschwingrotor (für HET 1004) 8-fach, ohne Gehänge, bis Winkel 55°

1 Stück

230,00 /St.

HET 1120

Ausschwingrotor (für HET 1004) 8-fach, ohne Gehänge, bis Winkel 90°

1 Stück

387,50 /St.

HET 1416

Winkelrotor (für HET 1004) 12-fach komplett mit Hülsen, Winkel 35°, für 6 x 15 ml Röhrchen, konisch (Typ Falcon) 17 x 120 mm oder 12 x 15 ml Röhrchen 17 x 100 mm

1 Stück

530,50 /St.



HET 1114



HET 1120



HET 1416



MIKRO 120

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Mikroliterzentrifugen**

HET 1204

MIKRO 120 ohne Rotor, kompakte, leistungsstarke Mikroliterzentrifuge, max. Drehzahl: 14.000 min⁻¹, max. RCF: 18.626, Einhand-Deckelverschluss, Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugations-schritte, Deckelverriegelung und -zuhaltung

1 Stück

957,00 /St.

HET 1242

Winkelrotor (für HET 1204) 24-fach, Deckel mit Bioabdichtung, autoklavierbar und phenolbeständig, für Mikrolitergefäße 0,2 - 2,0 ml, Winkel 40°

1 Stück

266,00 /St.



HET 1242



HET 2424-B



HET 2430-B



MIKRO 200

HET 2400

MIKRO 200 ohne Rotor Mikroliterzentrifuge 220-240 V, max. Drehzahl: 15.000 min⁻¹, max. RCF: 21.382, motorische Deckelverriegelung, Drehknopf zur schnellen Werteeingabe, 4 Programmspeicher-plätze serienmäßig

1 Stück

1.347,00 /St.

HET 2405

MIKRO 200 R ohne Rotor gekühlte Mikroliterzentrifuge 220-240 V, einstellbarer Temperaturbereich von -10°C bis +40°C, Vorkühlfunktion und Stand-by-Kühlung, sonstige Ausführung wie MIKRO 200

1 Stück

3.423,00 /St.



MIKRO 200 R

HET 2424-B

Winkelrotor (für HET 2400 u. 2405) 24-fach, mit Standarddeckel, für Mikrolitergefäße 0,2 - 2,0 ml, Winkel 40°

1 Stück

248,00 /St.

HET 2430-B

Winkelrotor (für HET 2400 u. 2405) 30-fach, mit Standarddeckel, für Mikrolitergefäße 0,5 ml, Winkel 45°

1 Stück

364,50 /St.

Menge

EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Tischzentrifugen

Grundausrüstung ROTOFIX 32 A, UNIVERSAL 320/320 R:

Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Einhand-Deckelverschluss, Deckelverriegelung und -zuhaltung

HET 1206	ROTOFIX 32 A ohne Rotor Tischzentrifuge mit vielseitigem Zubehörprogramm für Arzt-, Krankenhaus- und Kliniklabor, max. Drehzahl: 6.000 min ⁻¹ , max. RCF: 4.226	1 Stück	1.458,00 /St.
HET 1401	UNIVERSAL 320 ohne Rotor Tischzentrifuge mit umfangreichem Zubehör und hervorragenden Leistungsdaten, mit motorischer Deckelverriegelung, max. Drehzahl: 15.000 min ⁻¹ , max. RCF: 21.382, 10 Programm-speicherplätzen	1 Stück	2.338,00 /St.
HET 1406	UNIVERSAL 320 R ohne Rotor einstellbarer Temperaturbereich von -20°C bis +40°C, Vorkühlfunktion, sonstige Ausführung wie UNIVERSAL 320	1 Stück	4.434,00 /St.
HET 1624	Ausschwingrotor (für HET 1206, 1401 u. 1406) 4-fach, ohne Gehäuse, bis Winkel 90°	1 Stück	365,50 /St.



ROTOFIX 32 A



UNIVERSAL 320



UNIVERSAL 320 R



HET 1624

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Tischzentrifugen****Grundausrüstung ROTINA 380/380R:**

Mikroprozessor-Steuerung, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte

HET 1701	ROTINA 380 ohne Rotor Hochleistungszentrifuge, die Separationstechnik für höchste Ansprüche bietet, mit motorischer Deckelverriegelung, 98 Programmspeicherplätzen und komfortabler C-Steuerung, max. Kapazität: 4 x 290 ml, max. Drehzahl: 15.000 min ⁻¹ , max. RCF: 24.400	1 Stück	3.167,00 /St.
HET 1706	ROTINA 380 R ohne Rotor gekühlte Tischzentrifuge mit regelbarem Temperaturbereich von -20°C bis +40°C, die Temperatur kann auch in Grad Fahrenheit eingestellt werden, sonstige Ausführung wie ROTINA 380	1 Stück	5.150,00 /St.
HET 1754	Ausschwingrotor (für HET 1701 u. 1706) 4-fach, ohne Gehänge, bis Winkel 90°	1 Stück	819,00 /St.



ROTINA 380



ROTINA 380 R



HET 1754