

Menge

EURO

HEIßLUFT-STERILISATOREN



EMA 47001

Emmi-steri 15

1 Stück

209,24 /St.

ein mobiles Heißluft-Sterilisationsgerät, welches die gesetzlich vorgeschriebene Sterilisation der bei der Nagelmodellage und Fußpflege verwendeten Werkzeuge (wie z.B. Feilen, Cutter, Fräser etc) zuverlässig ausführt. Abtötung der Bakterien durch 180°C Heißluft, einfaches Herausnehmen der Instrumente durch Edelstahl-Einsatzkorb
Wanneninnenmaße 23,6 x 11,2 x 3,0 cm
Leistungsaufnahme ca. 250 W



HEIßLUFT-STERILISATOREN

MELAG

MLG 00205.1

Heißluft-Sterilisator Typ 205

1 Stück

872,00 /St.

Kleingerät, für 6 Tablett, m. Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19 x 20 x 36 cm

MLG 00205.2

Heißluft-Sterilisator Typ 205

1 Stück

872,00 /St.

Kleingerät, für 3 Kassetten oder 3 Tablett, mit Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19 x 20 x 36 cm

MLG 02000

Tablett für Sterilisatoren
Typen 205, 206 bis 225

1 Stück

35,00 /St.



MLG 75.1

Heißluft-Sterilisator Typ 75

1 Stück

520,00 /St.

Kleingerät, für 2 Tablett mit Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5 cm

MLG 75.2

Heißluft-Sterilisator Typ 75

1 Stück

520,00 /St.


Kleingerät, für 1 Aluminiumkassette oder 1 Tablett, mit Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5 cm

MLG 02075

Tablett für Sterilisator Typ 75

1 Stück

35,00 /St.



STERILISATOREN**EUROKLAV - VACUKLAV - AUTOKLAV****MELAG**

der Autoklav verfügt über vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Sterilisationsabläufe; die Dokumentation kann über den anschließbaren Nadeldrucker MELAprint® 42, den MELAflash-Kartenschreiber oder mit der Software MELAview® über den Praxis-PC erfolgen



MLG 10056

Euroklav® 23VS+

1 Stück

4.595,00 /St.

für 5 Tablett; stellt eine gute Alternative für Praxen dar, die nicht mit einem B-Verfahren (fraktioniertes Vor- und Nachvakuum) arbeiten müssen, die aber trotzdem normgerecht sterilisieren möchten
Druck: 1 bar = 121°C od. 2 bar = 134°C



MLG 10053

Vacuklav 23 B+

1 Stück

7.635,00 /St.

für 5 Tablett; Hohlkörperinstrumente, Textilien und aufwendig verpackte Güter stellen höhere Anforderungen an den Sterilisationsprozess. Hier sollte ein „B“-Klasse-Autoklav zum Einsatz kommen
Druck: 1 bar = 121°C od. 2 bar = 134°C

MLG 00230

Tablett für Autoklav Typ 23, Euroklav 23VS+, 23B+

1 Stück

49,00 /St.



MLG 01080

ZUBEHÖR**MELAG****MELAcontrol®**

1 Set

151,00 /Set

Chargenkontroll-System inkl. Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen, es dient zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktion des fraktionierten Vor-Vakuums eines Klasse B-Autoklaven (auch Kliniklav 25)



MLG 40296

MELAnet-Box

1 Stück

536,00 /St.

durch Anschluss der MELAnet-Box an einen Autoklaven der Profiklasse wird dieser zum WEB-Server, dessen Statusinformationen in einem beliebigen Internet-Browser dargestellt werden können. Die MELAnet-Box ist ein Ethernet-Adapter, der die vom Autoklaven kommenden Daten transparent über TCP/IP in das Netzwerk stellen kann, inkl. Netzteil, 1:1 Netzwerkkabel 2 mtr. RS232 Kabel, CD-ROM mit MELAview Demo

Menge

EURO

ZUBEHÖR

MELAG

MLG 01039

MELAflash® CF-Card-Printer

1 Stück

540,00 /St.

zum Anschluss an die serielle Schnittstelle von Profi-Klasse, S-Klasse, Kliniklav®25 (inkl. MELAflash CF-Card und Kartenlesegerät)



WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN UND ZUBEHÖR

MELAG

MLG 01065

MELAdest® 65

1 Stück

338,00 /St.

inkl. Vorratskanister, Destilliergerät für die Dampf-Erzeugung im Autoklaven. Das mit MELAdest®65 hergestellte destillierte Wasser wird manuell in den Vorratsbehälter des Autoklaven eingefüllt. Bei den Vacuklav®- und Euroklav®-Modellen kann es wahlweise aus dem MELAdest®-Vorratskanister automatisch angesaugt werden



MLG 01049

MELAdem® 40

1 Stück

372,00 /St.

Wasseraufbereitungsanlage, kann an alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav®- Autoklaven angeschlossen werden und versorgt sie dann automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. Das Zweikammer-System gewährleistet eine optimale Ausnutzung des Mischbettharzes. Die Montage kann in einem Unterschrank, an der Wand oder direkt am Autoklaven erfolgen



MELAdem® 40 mit Sprühpistole MELAJet®

MLG 27300

MELAJet® Sprüh-Pistole

1 Stück

103,00 /St.

mit der Sprühpistole kann aus der Wasseraufbereitungsanlage MELAdem® 40 demineralisiertes Wasser für vielfältige Anwendungen entnommen werden. Durch die verstellbare Kombidüse können Instrumentenflächen und schwer zugängliche Instrumententeile wirksam von Rückständen gereinigt werden. Geliefert wird die Sprühpistole mit einem 1,5 mtr. langen Schlauch, der Verschraubung zum Anschluss an die Autoklaven der Serien Vacuklav®, Vacuquick® und Euroklav® sowie einer Halterung zum Einhängen der MELAJet®



Sprühpistole MELAJet®

NORMTRAY FILTEREINLAGEN

®atiomed® / megro


MEG 340500

Hygienische Normtray-Filtereinlagen

1 Pack

4,60 /Pack

für die Ablage steriler Behandlungsinstrumente, Frischzellstoff ohne optische Aufheller, Format 18 x 28 cm
Pack = 250 Blatt



STERILISIERPAPIERBOGENFORMATEPatiomed® / **megro****Sterilisierpapier Premier**

das gekreppte Spezialpapier für die Verpackung in der Sterilisation, hydrophob, für Dampf-, Gas- und Gamma-Sterilisation, Qualität: gem. EN 868, Flächengewicht: 60 g/m²



MEG 369980
MEG 370000
MEG 370010
MEG 370020
MEG 370030
MEG 370040
MEG 370045
MEG 370050

Sterilisierpapier weiß gekreppt

40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm

500 Bögen **24,35** /Kart.
500 Bögen **38,30** /Kart.
500 Bögen **55,05** /Kart.
250 Bögen **43,10** /Kart.
250 Bögen **62,00** /Kart.
250 Bögen **76,30** /Kart.
125 Bögen **53,45** /Kart.
125 Bögen **55,05** /Kart.



MEG 370060
MEG 370070
MEG 370080
MEG 370090
MEG 370110
MEG 370120
MEG 370125
MEG 370130

Sterilisierpapier grün gekreppt

40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm

500 Bögen **24,80** /Kart.
500 Bögen **38,70** /Kart.
500 Bögen **55,60** /Kart.
250 Bögen **43,45** /Kart.
250 Bögen **62,60** /Kart.
250 Bögen **77,15** /Kart.
125 Bögen **54,00** /Kart.
125 Bögen **55,60** /Kart.



MEG 370200
MEG 370205
MEG 370210

ROLLENFORMATE**Sterilisierpapier weiß gekreppt**

50 cm / 100 m
75 cm / 100 m
100 cm / 100 m

2 Rollen **19,00** /Ro.
1 Rolle **27,25** /Ro.
1 Rolle **33,70** /Ro.



MEG 370215
MEG 370220
MEG 370225
MEG 370230

Sterilisierpapier grün gekreppt

50 cm / 100 m
60 cm / 100 m
75 cm / 100 m
100 cm / 100 m

2 Rollen **19,55** /Ro.
1 Rolle **24,45** /Ro.
1 Rolle **28,35** /Ro.
1 Rolle **35,60** /Ro.

Menge

EURO

STERILISATIONS-VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tabletts, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation unterzogen werden.

Sterilisationsverpackungen gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 11607-1, leicht peelbar. Das Papier hat ein Flächengewicht von 60 g/m². Empfohlene Siegeltemperatur 165 - 200 °C. Mit Dampf- und EO-Gas-Indikator (**2 Indikatoren**).

BEUTEL

Steri-Beutel ohne Falte

MEG 300001	50 x 200 mm	100 Stück	2,05 /%
MEG 300005	75 x 200 mm	100 Stück	2,40 /%
MEG 300010	75 x 270 mm	100 Stück	3,15 /%
MEG 300015	100 x 200 mm	100 Stück	3,40 /%
MEG 300020	100 x 300 mm	100 Stück	4,35 /%
MEG 300025	120 x 170 mm	100 Stück	4,15 /%
MEG 300035	150 x 300 mm	100 Stück	6,60 /%
MEG 300040	150 x 400 mm	100 Stück	8,20 /%

Steri-Beutel mit Falte

MEG 300110	100 x 300 mm	100 Stück	8,35 /%
MEG 300140	150 x 400 mm	100 Stück	15,70 /%
MEG 300145	200 x 400 mm	100 Stück	16,20 /%




ROLLENWARE

Steri-Rolle ohne Falte

MEG 300200	50 mm x 200 m	1 Rolle	15,05 /Ro.
MEG 300210	75 mm x 200 m	1 Rolle	22,70 /Ro.
MEG 300220	100 mm x 200 m	1 Rolle	25,15 /Ro.
MEG 300240	150 mm x 200 m	1 Rolle	37,20 /Ro.
MEG 300250	210 mm x 200 m	1 Rolle	49,80 /Ro.
MEG 300260	250 mm x 200 m	1 Rolle	63,80 /Ro.
MEG 300270	300 mm x 200 m	1 Rolle	76,55 /Ro.
MEG 300280	380 mm x 200 m	1 Rolle	104,05 /Ro.

Steri-Rolle mit Falte


MEG 300300	75 mm x 100 m	1 Rolle	24,30 /Ro.
MEG 300310	100 mm x 100 m	1 Rolle	30,60 /Ro.
MEG 300320	150 mm x 100 m	1 Rolle	37,35 /Ro.
MEG 300330	200 mm x 100 m	1 Rolle	43,30 /Ro.
MEG 300340	250 mm x 100 m	1 Rolle	55,10 /Ro.
MEG 300350	300 mm x 100 m	1 Rolle	60,35 /Ro.
MEG 300360	380 mm x 100 m	1 Rolle	76,45 /Ro.



Steri-Peel-Pack-VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablets, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.

Das Papier entspricht der ISO 11607/EN 868 und hat ein Flächengewicht von 70 g/m². Die Folie besteht aus einem Laminat mit der Stärke 12 my und 38 my. Sie ist garantiert PVC-frei und ungiftig. Die Hitzebeständigkeit beträgt mindestens 150°C und ist einsetzbar ohne Qualitätsverlust für die Dampf-, EO-Gas-, Formaldehyd-Sterilisation (**3 Indikatoren**). Nicht zur Gamma-, Heißluft- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation geeignet.

BEUTEL**Steri-Peel-Pack****Steri-Beutel ohne Falte**

MEG 300520	50 x 200 mm	100 Stück	2,90 /%
MEG 300525	50 x 250 mm	100 Stück	3,10 /%
MEG 300715	75 x 150 mm	100 Stück	2,80 /%
MEG 300727	75 x 270 mm	100 Stück	3,75 /%
MEG 301020	100 x 200 mm	100 Stück	3,80 /%
MEG 301030	100 x 300 mm	100 Stück	4,85 /%
MEG 301040	100 x 400 mm	100 Stück	8,15 /%
MEG 301520	150 x 200 mm	100 Stück	6,40 /%
MEG 301527	150 x 270 mm	100 Stück	7,15 /%
MEG 301530	150 x 300 mm	100 Stück	9,10 /%
MEG 301540	150 x 400 mm	100 Stück	12,05 /%
MEG 302027	200 x 270 mm	100 Stück	9,70 /%
MEG 302235	225 x 350 mm	100 Stück	16,55 /%
MEG 302540	250 x 400 mm	100 Stück	20,20 /%
MEG 302550	250 x 500 mm	100 Stück	24,60 /%
MEG 303048	300 x 480 mm	100 Stück	31,65 /%

Steri-Beutel mit Falte

MEG 311030	100 x 300 mm	100 Stück	11,20 /%
MEG 312038	200 x 400 mm	100 Stück	19,15 /%
MEG 311540	150 x 400 mm	100 Stück	17,25 /%
MEG 312547	250 x 480 mm	100 Stück	33,70 /%
MEG 312557	250 x 570 mm	100 Stück	38,65 /%

Steri-Beutel ohne Falte, selbstklebend

selbstklebende Klarsichtbeutel mit manuell verschließbarem Selbstklebestreifen (Breite 19 mm)
Eingriffsöffnung für leichteres Öffnen durch peelen.
Mit Dampf- und EO-Gas-Indikator

MEG 355015	90 x 203 mm	200 Stück	7,80 /%
MEG 355020	90 x 230 mm	200 Stück	8,20 /%
MEG 355030	130 x 254 mm	200 Stück	11,10 /%
MEG 355035	130 x 356 mm	200 Stück	14,70 /%
MEG 355040	200 x 330 mm	200 Stück	18,20 /%
MEG 355045	300 x 390 mm	200 Stück	22,50 /%

Menge

EURO

ROLLENWARE

Das Papier entspricht der ISO 11607/EN 868 und hat ein Flächengewicht von 70 g/m². Die Folie besteht aus einem Laminat mit der Stärke 12 my und 38 my. Sie ist garantiert PVC-frei und ungiftig. Die Hitzebeständigkeit beträgt mindestens 150°C und ist einsetzbar ohne Qualitätsverlust für die Dampf-, EO-Gas-, Formaldehyd-Sterilisation (**3 Indikatoren**). Nicht zur Gamma-Sterilisation geeignet.

Steri-Peel-Pack

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablett, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.


Steri-Rolle ohne Falte

MEG 320050	50 mm x 200 m	1 Rolle	17,25 /Ro.
MEG 320075	75 mm x 200 m	1 Rolle	24,50 /Ro.
MEG 320100	100 mm x 200 m	1 Rolle	28,00 /Ro.
MEG 320150	150 mm x 200 m	1 Rolle	41,80 /Ro.
MEG 320200	200 mm x 200 m	1 Rolle	56,10 /Ro.
MEG 320250	250 mm x 200 m	1 Rolle	71,05 /Ro.
MEG 320300	300 mm x 200 m	1 Rolle	87,15 /Ro.
MEG 320400	400 mm x 200 m	1 Rolle	114,55 /Ro.



Steri-Rolle mit Falte

MEG 330075	75 mm x 100 m	1 Rolle	28,85 /Ro.
MEG 330100	100 mm x 100 m	1 Rolle	33,15 /Ro.
MEG 330150	150 mm x 100 m	1 Rolle	40,05 /Ro.
MEG 330200	200 mm x 100 m	1 Rolle	47,70 /Ro.
MEG 330250	250 mm x 100 m	1 Rolle	60,00 /Ro.
MEG 330300	300 mm x 100 m	1 Rolle	72,00 /Ro.
MEG 330400	400 mm x 100 m	1 Rolle	96,00 /Ro.



Steri-Rolle Heißluft aus Polyamid
transparente Schlauchfolie PA 66, Foliendicke 0,03 mm (nur für Heißluft), verwendbar bis max. 180°C. Die Folie ist nicht mit einem Impuls- oder Durchlaufschweißgerät verschweißbar. Es wird empfohlen die Folie vor der Sterilisation mit Heißluftklebeband Nr. MEG 340004 zu verkleben.

MEG 360030	30 mm x 100 m	1 Rolle	20,90 /Ro.
MEG 360050	50 mm x 100 m	1 Rolle	23,60 /Ro.
MEG 360075	75 mm x 100 m	1 Rolle	28,80 /Ro.
MEG 360100	100 mm x 100 m	1 Rolle	39,00 /Ro.
MEG 360150	150 mm x 100 m	1 Rolle	55,30 /Ro.
MEG 360200	200 mm x 100 m	1 Rolle	65,70 /Ro.
MEG 360250	250 mm x 100 m	1 Rolle	77,95 /Ro.
MEG 360300	300 mm x 100 m	1 Rolle	93,60 /Ro.



Menge

EURO



MEG 340001
MEG 340002
MEG 340003
MEG 340004

STERILISATIONSKLEBBANDRatiomed® / **megro****Sterilisationsklebband**

zum Verschließen und zur Sterilisationskontrolle,
Breite 19 mm, Länge 50 m

ohne Indikator

1 Rolle

1,60 /Ro.

mit Indikator - Gas (EO)

1 Rolle

3,75 /Ro.

mit Indikator - Dampf

1 Rolle

3,10 /Ro.

mit Indikator - Heißluft

1 Rolle

15,70 /Ro.




MLG 01095

DOKUMENTATIONSHILFE**MELAG****MELAdoc Etikettendrucker**

1 Stück

342,00 /St.

für Sterilisierverpackungen, die Etiketten werden
nach der Sterilisation als Kennzeichnung der Freigabe
auf die Sterilisiervpackungen geklebt. Sie enthalten
Angaben über: Sterilisierdatum, Verfalldatum, Bedie-
nungsperson und Chargennummer des Sterilisations-
zyklus, Lieferung inkl. Farbwalze und 1 Rolle Etiketten



Foliensiegelgerät mit Ablagetisch

MEG 350006

hald**Foliensiegelgerät HD 260 MS-8**

1 Stück

590,00 /St.

Impulsiegelgerät für die Verpackung von
siegelbaren Klarsichtbeuteln und -schläuchen
(SBS) in Praxen und Labors. Das Gerät entspricht
den Richtlinien des Robert Koch-Instituts RKI.

Geeignet für die Verpackung von siegelbaren Klar-
sichtbeuteln, -schläuchen und thermoplastischen
Folien nach DIN EN ISO 11607-1:2009, EN 868-
4:2009 und EN 868-5:2009 (nicht geeignet für Sei-
tenfaltenfolie sowie Tyvek™), hohe Verschluss-
sicherheit durch einen konstant gleichmäßigen
Anpressdruck, stufenlos regelbare, elektronische
Siegelzeitautomatik, integrierter Rollenhalter mit
Umlenkbügel und Abschneideeinrichtung, komp-
akt und platzsparend, keine Aufheizzeit, energie-
sparend, flexibel durch schnellen Rollenaustausch,
Lackierung: weiß, **ohne** Ablagetisch

Technische Daten: Folienbreite: max. 250 mm,
Siegelnahtbreite: 8 mm, Siegelnahtlänge: max. 250 mm,
Netzanschluß: 230 V - 50/60 Hz, 115 V - 50/60 Hz,
Leistung: 850 VA, Maße (BxTxH): 400 x 310 x 220 mm,
Gewicht: 8 kg

MEG 350007

Edelstahl-Ablagetisch HD 260 T

1 Stück

35,00 /St.

für Foliensiegelgerät HD 260 MS-8
zum leichten Verpacken (Einführen) und
Versiegeln der Instrumente/Materialien,
Abmessungen (BxT): 360 x 230 mm

Menge

EURO

VERSCHWEIßAUTOMAT / -GERÄT UND ZUBEHÖR

Qtiomed® / megro

MEG 350001

Durchlauf-Verschweißautomat

1 Stück

1.850,00 /St.

einfach in der Handhabung, zuverlässig und strapazierbar, überall einsetzbar, wo kleinere Mengen von Packungen verschweißt werden wie in Arztpraxen, Pflegeheimen, Dentalbereich; Edelstahlgehäuse, Siegelnahtbreite 15 mm, stufenlose Siegelrandeinstellung von 10 - 35 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 8m/Min., Rücklauf des Transportsystems, automatischer Start/Stop des Transportsystems (innerhalb einer Temperaturtoleranz von +/- 5°C), Temperatureinstellung zw. 100 - 199°C, Überhitzungsschutz, Mikroprozessorsteuerung, LCD-Anzeige (Display), digitale Temperatureinstellung, digitale Temperatureanzeige, Standby-Funktion, Produktionszähler mit akustischem Signal

Leistung: max. 330W, Durchschnitt 160W
Anschluß: 220/240 V, 50/60Hz
Maße (BxTxH): 42 x 29 x 14 cm
Gewicht: 12 kg



MEG 350004.1

V2A Arbeits-/Vorlagetisch

1 Stück

159,75 /St.

für MEG 350001, Maße: 61 x 18 cm



MELAG

MLG 10010

MELAseal® Pro Durchlauf-Siegelgerät

1 Stück

1.928,00 /St.

für Praxen, in denen größere Mengen an Verpackungen versiegelt werden und in denen die Erstellung der Siegelnaht dokumentiert werden soll bzw. muss, nach EN 11607-2 validierbar, zwei Minuten nach Einschalten des Gerätes betriebsbereit, danach können Verpackungen (z.B. MELAfo®) ohne Pausenzeiten versiegelt werden, die Dokumentation kann über die serielle Schnittstelle mit MELAflash®, MELAprint® 42 oder durch den Anschluß an den Praxis-PC erfolgen
Maße (BxTxH): 46 x 30 x 15,5 cm, Gewicht: 11,4 kg



MLG 00118

Arbeits-tisch „komfort“

1 Stück

480,00 /St.

MLG 00114

Arbeits-tisch „standard“

1 Stück

194,00 /St.

MLG 00116

Rollenhalter

1 Stück

398,00 /St.


MLG 71490

Fuß für Rollenhalter

1 Stück

20,00 /St.


zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte



Arbeits-tisch „komfort“



Arbeits-tisch „standard“



Rollenhalter

Menge

EURO

VERSCHWEIßAUTOMAT / -GERÄT UND ZUBEHÖR**MELAG**

MLG 01079

MELAG Seal Check

1 Pack

41,00 /Pack

zur Überprüfung der Siegfähigkeit des Siegelgerätes. Mit dem korrekten Verschmelzen der inneren Folienschicht und dessen richtigen Andruck auf dem Papier wird eine vollflächige Siegelnaht erzeugt. Nicht ausreichende Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden sichtbar
Pack = 100 Teststreifen

**STERILISATIONSBOXEN UND ZUBEHÖR****ritter****Polysteribox®**

wiederverwendbare Sterilisier-, Transport- und Lagerverpackung für die Aufbereitung von Sterilgut in den Verfahren Dampfsterilisation (Autoklav) bis 134°C, STERRAD® Plasmasterilisation und Gassterilisation bis 65°C, transparenter, hochstabiler und temperaturbeständiger Spezialkunststoff, vom Hersteller getestet bis 150°C

Innenmaße (LxBxH) in mm

mit Jahresfilter

RIT 41109-0000	polysteribox® SH	177 x 76 x 44	1 Stück	82,00 /St.
RIT 41106-0000	polysteribox® M	156 x 124 x 48	1 Stück	103,00 /St.
RIT 41107-0000	polysteribox® L	261 x 163 x 64	1 Stück	129,00 /St.
RIT 41111-0000	polysteribox® XL	465 x 90 x 54,7	1 Stück	189,00 /St.


mit Dauerfilter

RIT 41109-0001	polysteribox® SH	177 x 76 x 44	1 Stück	89,00 /St.
RIT 41106-0001	polysteribox® M	156 x 124 x 48	1 Stück	112,00 /St.
RIT 41107-0001	polysteribox® L	261 x 163 x 64	1 Stück	139,00 /St.
RIT 41111-0001	polysteribox® XL	465 x 90 x 54,7	1 Stück	199,00 /St.


Silikon-Noppenmatte

ermöglicht ein einfaches und sicheres Fixieren des Sterilguts im Container, die flexiblen Noppen passen sich nahezu allen Instrumenten an und bieten so auch beim Transport ein hohes Maß an Sicherheit

RIT 94001-0126	für polysteribox® S, SH	1 Stück	16,00 /St.
RIT 94001-0191	für polysteribox® M	1 Stück	22,00 /St.
RIT 94001-0192	für polysteribox® L	1 Stück	32,00 /St.



Polysteribox® XL



Menge

EURO

STERITEST-PAKETE / ZUBEHÖR



für den Bowie-Dick-Test für den Bereich Praxen und ambulante OP-Zentren, praktische Kontrollsysteme zur Dampfsterilisatoren-Überprüfung:

Kleines System


standardisierte Überprüfung des Sterilisationsvorgangs simuliert zuverlässig das Normprüfpaket aus Wäsche unter reproduzierbaren Bedingungen, 15 mal verwendbar, ohne Bowie-Dick-Testindikator

Format: 115 x 150 x 30 mm

MEG 340110	Normkonform nach DIN 58946	1 Stück	8,12 /St.
MEG 340111	Normkonform nach DIN EN 285	1 Stück	8,12 /St.

MEG 340121	Druckhalter	1 Stück	184,43 /St.
------------	--------------------	---------	-------------

für das PRESSECURE® Steritest-System, zur Aufnahme von STERITEST-Paketen MEG 340110 und MEG 340111, hergestellt aus rostfreien Edelstahlprofilen mit Lochblechen und 2 Spannverschlüssen, elektropoliert



Steritest-Paket MEG 340110




Druckhalter inkl. Steritest-Paket MEG 340111 und Steri-Testbogen MEG 340008




Steri-Testbögen Proper Once-A-Day

der nach Bowie und Dick-Verfahren entwickelte OAD-Testbogen ist eine höchst zuverlässige und zugleich einfache Methode zur Überprüfung von Vorvacuum-Hochdruck-Sterilisatoren, mit Hilfe dieses Tests wird die Dichtigkeit der Sterilisierkammer geprüft

MEG 340005	295 x 210 mm	Pack = 50 Blatt	1 Pack	41,40 /Pack
MEG 340008	115 x 150 mm	Pack = 90 Blatt	1 Pack	69,02 /Pack



MEG 340008



MEG 340005

3M

Comply Bowie-Dick (ATI)

das Einmaltestpaket ist ein geprüftes Bowie Dick Testprodukt; es liefert schnelle und sichere Aussagen durch einfache Fehlererkennung

DMM 00135LF	Pack = 30 Stück Einmaltestpaket nach AAMI	1 Pack	153,30 /Pack
-------------	--	--------	--------------

DMM 1301	Pack = 20 Stück Einmaltestpaket nach EN-ISO 11140-4:2007	1 Pack	159,20 /Pack
----------	---	--------	--------------

