

Menge

EURO

EKG-GERÄTE UND ZUBEHÖR

Qtiomed® / megro

Anwendungsbereich: Notfallmedizin,
Patientenbesuche, Schrittmacher-Kontrolle

MEG 690100

Bioscope C

im Taschenformat mit Speicherfunktion, leicht (350 g), kompakt und batteriebetrieben (9V-Block), Maße: 152 x 70 x 40 mm, mit integrierten 3-Punkt-Elektroden, LCD-Schirm für EKG und Herzfrequenz, netzunabhängig und dadurch jederzeit und überall einsatzbereit, Speicherkapazität bis zu 11 Minuten, 3 Aufzeichnungsgeschwindigkeiten (25, 50 und 100 mm/s), Erkennung und Anzeige von Schrittmacherimpulsen, defibrillatorfest

1 Stück

410,00 /St.



MEG 690113

Analoginterface

für die Ausgabe gespeicherter EKG's auf EKG-Schreiber

1 Stück

41,00 /St.

MEG 690118

PC-Digitalinterfacekabel für Bioscope C Verbindung mit PC, inkl. CD mit Auswertsoftware Biotrend V2.4-5 geeignet für Windows 98/2000/XP

1 Stück

118,00 /St.

Bei Erstbestellung bitte MEG 690119 zusammen mit MEG 690120 bestellen, da diese sonst nicht kompatibel sind.

MEG 690120

EKG-Patientenkabel

für den Anschluß externer (Klebe-)Elektroden, zum Anschluß wird der Adapter MEG 690119 benötigt

1 Stück

90,00 /St.

MEG 690119

Kabeladapter für Bioscope - CA - 2 (zum Anschluß des Patientenkabels erforderlich, falls das Bioscope C separat verwendet wird)

1 Stück

94,00 /St.



Analoginterface



PC-Digitalinterfacekabel



EKG-Patientenkabel



Kabeladapter

EKG-GERÄTE UND ZUBEHÖR

Anwendung in Arztpraxen und Kliniken



OMR 200000005

Heart Scan HCG-801-E Set

1 Set

399,16 /Set

Mit einer integrierten Brustelektrode und einer Fingerelektrode ermittelt das kompakte Gerät 30 Sekunden lang Herzfrequenz, Herzrhythmus und EKG-Kurvenverlauf, dabei wird die Kurve als Rhythmusstreifen direkt auf dem Monitor aufgeführt und analysiert. Die 13 möglichen Kurzanalyse-Ergebnisse werden mit Datum und Uhrzeit angezeigt, es lassen sich bis zu 300 Ableitungen jeweils mit Datums- und Zeitstempel über eine SD-Speicherkarte auf die Festplatte des Computers kopieren.

Die EKG-Daten können mithilfe der bedienerfreundlichen Software ECG Viewer in Computer mit Windows-Betriebssystemen importiert werden, die Software ermöglicht z.B. den Vergleich verschiedener EKG-Kurven nach Uhrzeiten oder anhand der EKG-Liste

Lieferumfang: kabelloser Einkanal-EKG-Monitor, Etui, 1 Satz Batterien (2 x LR 03), 1 SD-Speicherkarte 32 MB (ca. 300 Messungen), 1 Kartenlesegerät, 1 ECG Viewer Software

**EKG-GERÄTE UND ZUBEHÖR****SCHILLER**

SHI 0101100

Cardiovit AT-101

1 Stück

2.129,30 /St.

3-Kanal Elektrokardiograph für Netz- und Akkubetrieb

- simultane Erfassung von 12 Ableitungen
- 3-Kanal LCD-Display zur Signalkontrolle
- Direkt- und alphanumerische Tastatur
- integrierter 3-Kanal Thermokammdrucker
- Schnittstelle für externen Normalpapierdrucker
- Software "M" (Vermessung des Ruhe EKG's)
- Schnittstelle zur Übertragung von Ruhe-EKG's (RS-232) auf PC zu SEMA (SEMA com, SEMA und Datenkabel notwendig)

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Cardiovit AT-101 inkl. Software M, 1 Netzkabel,
- 1 Bedienungsanleitung, 1 Registrierpapier,
- 1 Patientenkabel (10-adrig) Bananenstecker,
- 4 Klammerelektroden, 6 Brustwandsaugelektroden,
- 1 Elektrodengel 50 ml



SHI 101102

Software "C"

1 Stück

802,50 /St.

optional für Cardiovit AT-101

Interpretation des Ruhe-EKG's für Kinder und Erwachsene, umfassende Befundhinweise über Rhythmus, Lagetyp, QRS-Veränderungen, Infarkthinweise etc.

Menge

EURO

EKG-GERÄTE UND ZUBEHÖR**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

WLA CP1-2G2

CP100™ 12-Kanal EKG-Gerät

1 Stück

2.267,00 /St.

- ein Gerät für den universellen Einsatz, einfachste EKG-Registrierungen mit einem zuverlässigen Gerät
- 12-Kanal-Ruhe-EKG mit präziser EKG-Vermessung (keine Interpretation)
 - MEANS-EKG-Interpretations-Software mit Erwachsenen- und Pädiatrischer Interpretation (Option) als "zweite Meinung"
 - Alphanumerische Tastatur und LCD-Display erleichtern die Eingabe der Patientendaten
 - mit dem hoch auflösenden Thermodrucker erhalten Sie EKG-Reports im Standardformat und in dem für Sie gewohnten Layout
 - Über die Hilfe-Funktion Fragen zur Gerätebedienung beantworten
 - Standard-SD-Karten zur Speicherung einer fast unbegrenzten Anzahl EKGs oder Übertragung der Daten an die Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation Software, mit der Sie die Informationen auswerten und/oder an Ihr Arztpraxis-Programm weiterleiten können

Im Lieferumfang enthalten: IEC Patientenkabel, EU-Netzkabel, 100 Stück Einmal-Elektroden, Adapter für Einmal-Elektroden, Deutsche Bedienoberfläche, Bedienungsanleitung auf CD, Abdeckhaube, 1 Block EKG-Papier, Netzkabel



WLA CP2-2G2

CP200™ 12-Kanal EKG-Gerät

1 Stück

3.402,00 /St.

- ein leistungsfähiges, leicht zu bedienendes Gerät, die intuitive Bedienphilosophie und sein Farbdisplay erleichtern die EKG-Registrierung, gleiche Leistungen wie der CP 100 plus:
- EKG-Vorschau in Farbe zum leichteren Erkennen von kritischen Daten
 - Funktionstasten für raschen Zugriff auf die typischen Bedienabläufe
 - Speicherung von bis zu 100 Tests (EKGs und/oder Spirometrie-Tests) die Daten und Interpretationen können zu einem späteren Zeitpunkt überprüft und bearbeitet werden, oder setzen Sie ein USB-Medium oder eine SD-Karte für fast unbegrenzte Datenspeicherung ein
 - Übertragung der Patientendaten an die Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation Software und Ihr Arztpraxis-Programm per SD-Speicherkarte oder direkt
 - Programmierung sämtlicher Patientendaten am Arbeitsbeginn mit dem Untersuchungsplaner
 - Passwort-geschütztes Anmelden für Verwaltungsfunktionen: die HIPAA-Anforderungen werden voll erfüllt
 - Lungenfunktionstests und MEANS EKG-Interpretations-Software mit Erwachsenen- und Pädiatrischer Interpretation als Optionen

Im Lieferumfang enthalten: IEC Patientenkabel, EU-Netzkabel, 100 Stück Einmal-Elektroden, Adapter für Einmal-Elektroden, Deutsche Bedienoberfläche, Bedienungsanleitung auf CD, Abdeckhaube, 1 Block EKG-Papier, Netzkabel





EKG-GERÄTE UND ZUBEHÖR

WelchAllyn

Advancing Frontline Care®

CP50™ Basic 12-Kanal Ruhe EKG

zuverlässiges, bedienungsfreundliches EKG-System für den universellen Einsatz, mit präziser EKG-Messung (ohne Interpretation), optionale MEANS-Software zur Unterstützung bei der EKG-Interpretation, Touch-Screen Bildschirm für 3-Kanal-EKG Darstellung und Patientendateneingabe, Schnellfunktionstasten für die einfache Bedienung, hochentwickelte Filtertechnologie für optimale EKG-Qualität und Messergebnisse, Datenspeicherung auf USB-Medium möglich, Netz- und Akkubetrieb, hochauflösender interner 100 mm Thermodrucker

WLA CP50-2DE2	mit Einmal -Elektroden	1 Stück	1.137,00 /St.
WLA CP50-4DE2	mit wiederverwendbaren Elektroden	1 Stück	1.137,00 /St.




EKG-ELEKTRODENPAPIER

Qtiomed®

für die EKG-Messung, leitfähig und zugleich schonend durch spezielle Kochsalzimpregnierung, Gewicht 150 g/m², Pack = 100 Blatt

MEG 160025	25 mm Ø	1 Pack	1,05 /Pack
MEG 160035	35 mm Ø	1 Pack	1,20 /Pack
MEG 160056	50 x 60 mm	1 Pack	1,35 /Pack
MEG 160510	50 x 100 mm	1 Pack	2,05 /Pack



KLEBERINGE

Qtiomed® / megro

zur Befestigung von Elektroden
doppelseitig klebend, transparent
Pack = 500 Stück auf Rolle

für Erwachsene

EKG 4503959	für Siemens	30 mm x 15,5 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 92722300	für Hellige	40 mm x 16 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 21712301	für Hellige	25 mm x 11 mm	1 Pack	28,50 /Pack

für Kinder

EKG 92722400	für Hellige	20 mm x 8 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 92722772	für Hellige	30 mm x 10 mm	1 Pack	28,50 /Pack

Schaumstoff, weiche Polsterung, weiß
Beutel = 200 Stück auf Rolle

EKG 92722780	für Hellige	67 mm x 10 mm	1 Beutel	26,50 /Btl.
--------------	-------------	---------------	----------	-------------



Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN


Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 164010	Ø 55 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,68 /Btl.
MEG 164015	Ø 50 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,15 /Btl.
MEG 164020	Ø 50 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Tape, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,59 /Btl.
MEG 164025	Ø 50 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Web, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,59 /Btl.



MEG 164010



MEG 164020



MEG 164025

Menge


EURO

EKG-ELEKTRODEN

Poliomed

Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 164220	Ø 50 mm , Solid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich	1 Beutel	3,15 /Btl.
MEG 164250	Ø 50 mm , Solid-Gel Trägermaterial Tape, hautfreundlich	1 Beutel	4,59 /Btl.
MEG 164255	Ø 50 mm , Solid-Gel Trägermaterial Web, hautfreundlich	1 Beutel	4,59 /Btl.
MEG 164260	Ø 50 mm , Solid-Gel, extra stark klebend Trägermaterial Stress-Schaum, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,83 /Btl.
MEG 164215	Ø 40 mm , Solid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: für Kinder	1 Beutel	5,06 /Btl.
MEG 164216	Ø 40 mm , Solid-Gel Trägermaterial Tape, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	5,06 /Btl.
MEG 164210	Ø 36 mm , Solid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: für Kinder	1 Beutel	5,06 /Btl.
MEG 164211	Ø 36 mm , Solid-Gel, extra stark klebend Trägermaterial Schaumstoff, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,83 /Btl.
MEG 164205	Ø 30 mm , Solid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: für Kinder	1 Beutel	5,06 /Btl.



MEG 164255



MEG 164215



MEG 164211

Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN

 / **megro**

Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 165.F-55	F-55 Trägermaterial Schaum, hautfreundlich, Ø 55 mm, Liquid-Gel, Anwendungs- empfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,68 /Btl.
MEG 165.T-60	T-60 Trägermaterial Tape, hautfreundlich, Ø 60 mm, Liquid-Gel, Anwendungs- empfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,60 /Btl.
MEG 165.W-60	W-60 Trägermaterial Web, hautfreundlich, Ø 60 mm, Liquid-Gel, Anwendungs- empfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,60 /Btl.
MEG 165.FS-50	FS-50 Trägermaterial Stressschaum, Ø 50 mm, Liquid-Gel, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,83 /Btl.
MEG 165.F-40	F-40 Trägermaterial Schaum, hautfreundlich, Ø 40 mm, Solid-Gel, Anwendungs- empfehlung: für Kinder	1 Beutel	5,06 /Btl.
MEG 165.F-301	F-301 Trägermaterial Schaum, hautfreundlich, Ø 30 mm, Solid-Gel, Anwendungs- empfehlung: für Kinder	1 Beutel	5,06 /Btl.
MEG 165.60	T-60 Trägermaterial Tape, Ø 60 mm, ohne Gel	1 Beutel	4,14 /Btl.




F 55



W-60



F-40



165.60



VL-00-S



L-00-S



P-00-S



P-00-A



R-00-S

EKG-ELEKTRODEN

blue
sensor / Ambu

Die Ambu® Blue Sensor Elektroden sind in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal entwickelt worden.

Elektroden für das Langzeit-EKG

mikroporöses, atmungsaktives Vliesmaterial, doppelter Klebering, Naßgelelektroden

Pack = 25 Stück

MEG 165200

VL-00-S

1 Pack

10,65 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 68 mm, Langzeit-EKG, Telemetrie, Event Recording, Laufband-Ergometrie, Monitoring

MEG 165216

VL-00-A

1 Pack

10,45 /Pack

Anschluß: A = Anschluß für 4 mm Bananenstecker, Ø 68 mm, Langzeit-EKG, Telemetrie, Event Recording, Laufband-Ergometrie, Monitoring

MEG 165201

L-00-S

1 Pack

9,95 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 55 mm, Langzeit-EKG (auch Kinder), Event Recording, Monitoring

Elektroden für das Ruhe-EKG

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden

Pack = 50 Stück

MEG 165212

P-00-S

1 Pack

15,00 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 34 mm
Ruhe-EKG, Pädiatrie, Echokardiografie/Ultraschall, OP/Anästhesie

MEG 165217

P-00-A

1 Pack

16,20 /Pack

Anschluß: A = Anschluß für 4 mm Bananenstecker, Ø 34 mm, Ruhe-EKG, Pädiatrie, Echokardiografie/Ultraschall, OP/Anästhesie

Elektroden für die Ergometrie

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden

Pack = 25 Stück

MEG 165203

R-00-S

1 Pack


9,45 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 48 mm, Belastungs-EKG, Event Recording, Notaufnahme

Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN



Elektroden für die Kurzzeitüberwachung

Material: PE-Folie, Naßgelelektroden

Pack = 25 Stück

MEG 165213

Q-00-S

1 Pack

8,55 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 40 mm,
Material: PE-Folie, Belastungs-EKG,
Ruhe-EKG, Anästhesie, Notaufnahme



Q-00-A

MEG 165202

Q-00-A

1 Pack

9,00 /Pack

Anschluß: A = Anschluß für 4 mm Bananen-
stecker, Ø 40 mm, Material: PE-Folie, Belastungs-
EKG, Ruhe-EKG, Anästhesie, Notaufnahme

Pack = 50 Stück



M-00-S

MEG 165210

M-00-S

1 Pack

15,00 /Pack

Anschluß: S = Druckknopf, Ø 34 mm,
Ruhe-EKG, Pädiatrie, OP/Anästhesie,
Biofeedback



M-00-A

MEG 165204

M-00-A

1 Pack

16,30 /Pack

Anschluß: A = Anschluß für 4 mm Bananen-
stecker, Ø 34 mm, Ruhe-EKG, Pädiatrie,
OP/Anästhesie, Biofeedback

Elektroden für die Neonatologie/Pädiatrie

mikroporöses Vliesmaterial, Festgelelektrode,
besonders hautfreundlich

MEG 165215

NF-10-A

1 Pack

12,15 /Pack

Größe 22 x 30 mm, 3 Stück/Träger
10 cm Kabel mit Anschluß für 4 mm
Bananenstecker, Langzeit-EKG, Neonatologie
Pack = 12 Stück



NF-Elektrode

MEG 165211

NF-50-K

1 Pack

30,45 /Pack

Größe 22 x 30 mm, 3 Stück/Träger,
50 cm Kabel mit 1,5 mm Sicherheitsstecker,
Langzeit-EKG, Neonatologie, Inkubator
Pack = 30 Stück



N-Elektrode

Elektroden für die Neonatologie/Pädiatrie

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden, hautfreundlich,

Pack = 25 Stück

MEG 165214

N-00-S

1 Pack

23,60 /Pack

Größe 22 x 30 mm, Anschluß: S = Druckknopf,
für Ruhe-EKG, Pädiatrie, Neonatologie,
OP, Schlaflabor, Urodynamik



DMM 2237

EKG-ELEKTRODEN**3M****Red Dot EKG-Elektroden**

Universell einsetzbar, Solid Gel
 Ø 5 cm, geeignet für umfangreiche chirurgische Eingriffe in OP und Notaufnahme, leichte Handhabung und sicherer Halt, Trägermaterial: Schaumstoff, flüssigkeitsabweisend
 Pack = 50 Stück

1 Pack

9,00 /Pack



DMM 2271-50

Belastungs- und Langzeit-EKG

5 x 5,5 cm, vielseitig verwendbar in folgenden Bereichen: Kurz- und Langzeitüberwachung, Belastungs-EKG, Telemetrie, Herzstationen, Holter-Ableitungen. Trägermaterial: Textil mit einem patentierten Kleber von 3M, der seine Klebekraft bei Feuchtigkeit und Wärme steigert. Ebenfalls geeignet für die problematische Haut, leicht zu fixieren. Kennzeichnend ist das Abrasiospad
 Pack = 50 Stück

1 Pack

25,00 /Pack



DMM 2330

Ruhe-EKG

2,2 x 3,2 cm, EKG Elektrode aus Polyesterfolie mit einem hypoallergenen Acrylatkleber, der eine hohe Spontanklebekraft besitzt, hohe Ableitungsqualität auch bei problematischen Hautarealen, sehr hautfreundlich
 Pack = 100 Stück

1 Pack

25,00 /Pack



MEG 165.FS-RB

EKG-ELEKTRODEN**©aliomed® / megro****FS-RB**

Trägermaterial Stressschaum, Maße: 28 x 45 mm, Liquid-Gel, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Ruhe-EKG, Streifen zu 3 Stück
 Beutel = 10 x 3 Stück

1 Beutel

4,14 /Btl.



MEG 165.FS-RB4

FS-RB4

Trägermaterial Stressschaum, Maße: 28 x 45 mm, Liquid-Gel, 4 mm Bananenschluß, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Ruhe-EKG
 Beutel = 30 Stück

1 Beutel

5,06 /Btl.

Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN

 **megro**

MEG 165.RT-34

TAB-Elektroden für RT-Anschluß
exzellente Ableitungsqualität, sichere Klebekraft
und Komfort für den Patienten, für Ruhe-EKG,
Maße: 22 x 34 mm, Trägermaterial Papier/PET,
Aqua-Tac-Gel, Beutel = 10 x 10 Stück

1 Beutel

6,65 /Btl.

MEG 165.RT

RT-Anschluß für TAB Elektrode
mit 4 mm Bananenstecker-Anschluß
Beutel = 10 Stück

1 Beutel

29,95 /Btl.



TAB-Elektroden



TAB-Elektrode, Rückseite



RT-Anschluß

KLAMMERELEKTRODEN

 **megro**

zur Routineableitung an Extremitäten, hält durch
Federkraft, Kontaktmittel: Elektrodenpapier/-creme,
4 mm Bananenstecker-Anschluß

EKG 1802-G
EKG 1802-GR
EKG 1802-R
EKG 1802-S

für Erwachsene gelb
grün
rot
schwarz

1 Stück

10,00 /St.

EKG 1802-4

für Erwachsene
schwarz, rot, gelb, grün

1 Set

32,00 /Set

EKG 1803-G
EKG 1803-GR
EKG 1803-R
EKG 1803-S

für Kinder gelb
grün
rot
schwarz

1 Stück

11,50 /St.

EKG 1803-4

für Kinder
schwarz, rot, gelb, grün

1 Set

38,00 /Set



Elektrode für Erwachsene



Elektroden für Kinder



		Menge	EURO
<u>PLATTENELEKTRODE UND ZUBEHÖR</u>			
®atiomed® / megro			
EKG 1501	Metallplattenelektrode (Nr. 1) 30 mm Ø, 4 mm Bananenstecker-Anschluß (wie Siemens 7269509)	1 Stück	21,00 /St.
EKG 1502	Extremitätengummigurt (Nr. 2) 45 cm x 3 cm, 1 Loch- und 1 Schlitzreihe zum einfachen, schnellen Anlegen der Elektroden. Die Elektroden werden eingehängt und können am Gurt verbleiben (wie Siemens 2274793)	1 Stück	3,50 /St.
	Brustwandgummigurt zur Befestigung der Thoraxelektroden bei Belastungsuntersuchung		
EKG 1503	135 cm x 3 cm, 1 Lochreihe (Nr. 3) (wie Siemens 2274819)	1 Stück	9,90 /St.
EKG 1507	135 cm x 7 cm, 5 Lochreihen (Nr. 4) (wie Siemens 2288371)	1 Stück	18,00 /St.
EKG 1510	Befestigungsknopf (Nr. 5) transparent, für Gummigurte	1 Stück	1,60 /St.



<u>SAUGELEKTRODE</u>			
®atiomed® / megro			
EKG 21714401	Brustwandsaugelektrode rot, für Hellige, mit 4 mm Bananensteckeranschluß, große Kontaktfläche Ø 20 mm, Außendurchmesser 30 mm	1 Stück	20,30 /St.



<u>SCHWÄMME FÜR REIZSTROMGERÄTE</u>			
z.B. für Bosch/Siemens/Nemectrodyn, u.a., passend für Saugglocken			
	Pack = 10 Stück		
EKG 1021	Schwamm 4-loch, Ø 60 mm	1 Pack	15,00 /Pack
EKG 1020	Schwamm 6-loch, Ø 80 mm	1 Pack	21,00 /Pack

Menge

EURO

EKG / EEG / CTG / SPIROMETRIE-PAPIERE

für Bosch / Dimeq

EKG 6786753145	13 A+L/103 A+ L	145 mm x 50 m	1 Rolle	3,30 /Ro.
EKG 6786753147	503 B/N	135 mm x 30 m	1 Rolle	2,55 /Ro.
EKG 6786753146	503 A/E	145 mm x 30 m	1 Rolle	2,75 /Ro.
EKG 6786762003	506 D/D-S	145 mm x 60 m	1 Rolle	4,55 /Ro.
EKG 6786771009	EKG 503 V/D	120 mm x 30 m	1 Rolle	3,60 /Ro.

für Cardisunny

EKG 0842001	501 AX/BX/DX Alpha 1000 (300 Bl.)	63 mm x 100 mm	1 Faltb.	2,10 /Fb.
-------------	--------------------------------------	----------------	----------	-----------

für fukuda denshi

EKG FCP 15	Fukuda Denshi	63 mm x 30 m	1 Rolle	2,20 /Ro.
------------	---------------	--------------	---------	-----------

für Hellige

EKG 22606103	EK 33/43	130 mm x 50 m	1 Rolle	2,55 /Ro.
EKG 22608102	EK 26/27 T	110 mm x 50 m	1 Rolle	3,25 /Ro.
EKG 22614601	Cardiotest EK 56/EK 53 (370 Bl.)	130 mm x 135 mm	1 Faltb.	2,95 /Fb.
EKG 22616605	Mac 1100/1200 CardioSmart (150 Bl.)	210 mm x 295 mm	1 Faltb.	6,70 /Fb.

für Hewlett Packard

EKG M1911A	CTG M 1350 A/M M 1351 A (150 Bl.)	150 mm x 100 mm	1 Faltb.	2,30 /Fb.
------------	--------------------------------------	-----------------	----------	-----------

für Schiller

EKG 290003	Cardiovit AT-6/SP-200 (350 Bl.)	145 mm x 100 mm	1 Faltb.	2,75 /Fb.
EKG 290002	Cardiovit AT-3, Argus (200 Bl.)	70 mm x 100 mm	1 Faltb.	1,00 /Fb.
EKG 290014	Cardiovit AT-5 (150 Bl.)	135 mm x 140 mm	1 Faltb.	2,35 /Fb.
EKG 290013	Cardiovit AT-10/SP-10 (250 Bl.)	210 mm x 140 mm	1 Faltb.	4,10 /Fb.
EKG 290017	Cardiovit AT-1/SP-1 R Cardiocit AT-1 (400 Bl.)	90 mm x 90 mm	1 Faltb.	2,50 /Fb.
EKG 290019	Cardiovit AT-2/AT-2 plus, CS-200 (215 Bl.)	210 mm x 280 mm	1 Faltb.	7,95 /Fb.

für Siemens

EKG 9390477	Cardiostat 31/31S (300 Bl.)	104 mm x 100 mm	1 Faltb.	2,00 /Fb.
EKG 6934400	Sicard 440	148 mm x 25 m	1 Rolle	2,50 /Ro.
EKG 9657867	Megacart/Sicard 740 (200 Bl.)	210 mm x 300 mm	1 Faltb.	11,70 /Fb.

PAPPMUNDSTÜCKE

Pack = 100 Stück

		Länge in mm	Außen-Ø in mm	Innen-Ø in mm		
EKG 1600	für Chest	75	27	25	1 Pack	9,95 /Pack
EKG 1601	für Bosch	67	30	28,5	1 Pack	9,95 /Pack
EKG 1603	für Vicatest	60	27	25	1 Pack	9,95 /Pack



Menge

EURO

EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME

MEG 152.0250

Ratiomed® / megro

Elektrodengel 250 ml
für EKG, EEG und Kardioversion, hohe elektrische Leitfähigkeit, wasserlöslich, nicht fettend, hautfreundlich, formaldehydfrei

1 Flasche

1,90 /Fl.

MEG 153.0250

Elektroden-Kontaktspray

für EKG, EMG und EEG, hohe elektrische Leitfähigkeit, nicht fettend, hautfreundlich

1 Flasche

2,70 /Fl.

MEG 153.2000

250 ml Flasche

1 Kanister

7,20 /Kan.



AQU 1208

PARKER**Spectra 360 - Elektroden Gel 250 g Tube**

1 Tube

2,95 /Tube

feucht bleibende, nicht körnige STAY-WET® Formel ermöglicht lange Anwendung ohne wiederholtes Auftragen, für EKG, TENS, Monitoring, Pädiatrie, nicht reizend, hypoallergen, bakterio-statisch, salzfrei, keine Übertragung von Natriumionen

AQU 1705

Signa-Creme 145 g Tube

1 Tube

2,95 /Tube

kosmetische Qualität, angenehm für Patienten, nicht reizend, hypoallergen, bakterio-statisch

Signa-Spray

Elektrolyt zur Anwendung von Geräten zur Muskelstimulierung, nicht körniges Hautvorbereitungsmittel, bakterio-statisch, hypoallergen, hinterlässt keine Flecken, keine Rückstandsbildung, einfaches Auftragen, einfache Reinigung

AQU 1825

250 ml Flasche

1 Flasche

4,85 /Fl.

AQU 1828

3,8 l Kanister

1 Kanister

33,60 /Kan.



AQU 1560

Signa Gel - Elektroden Gel 60 g Tube

1 Tube

3,05 /Tube

für EKG, Defibrillation, Biofeedback und EMG, hohe Leitfähigkeit, hypoallergen, bakterio-statisch, wasserlöslich, hinterlässt keine Flecken, nicht körnig

AQU 1640

Signapad

2 Dosen

14,50 /Do.

feuchte Elektrodenkontaktpfättchen, hohe Leitfähigkeit, nicht reizend, Einsparung von Vorbereitungs- und Reinigungszeiten, einfache Anwendung, raschere EKGs, keine Rückstandsbildung, Elektroden bleiben sauber, bakterio-statisch, 44 x 50 mm Pfättchen, 400 Pfättchen pro Dose
VE = 2 Dosen



Menge

EURO

ULTRASCHALLGEL

Rotimed® / megro

für Ultraschall-Diagnostik und Therapie,
hautfreundlich, viskos, nicht tropfend, akustisch
präzise, formaldehydfrei, fettfrei, wasserlöslich,
farb- und geruchslos, indifferent bei Kontakt
mit Haut und Schallkopf

MEG 150.0250	250 ml Flasche	1 Flasche	2,20 /Fl.
MEG 150.1000	1 Liter Flasche	1 Flasche	3,10 /Fl.
MEG 151.5000	5 Liter Cubitainer	1 Cubitainer	11,55 /Cub.
MEG 150.5000	5 Liter Kanister	1 Kanister	10,80 /Kan.
MEG 150.9010	10 Liter Kanister	1 Kanister	18,00 /Kan.



ULTRASCHALLGEL

PARKER

Aquasonic 100

für alle Untersuchungen, bei denen ein viskoses
Gel erforderlich ist, akustisch korrekt für einen
breiten Frequenzbereich, absolut aquatisch, hinter-
lässt keine Flecken auf Kleidung oder Wandler,
hypoallergen, bakteriostatisch, weder sensibilisierend
noch reizend, enthält kein Formaldehyd, nicht spermizid

AQU 0102	60 g Tube	1 Tube	3,30 /Tube
AQU 0108	250 ml Flasche	1 Flasche	2,90 /Fl.
AQU 0150	5 Liter	1 Kanister	17,80 /Kan.
AQU 0101	steril, 20 g Beutel für alle diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen, bei denen Sterilität erforderlich ist	1 Beutel	1,97 /Btl.



AQU 0350	Aquasonic Clear Gel, 5 Liter keine Geruchs- oder Farbstoffe	1 Kanister	22,20 /Kan.
----------	---	------------	-------------

AQU 0402	Aquaflex Pad, 2 x 9 cm aquatisches, flexibles Ultraschall-Einwegprodukt zur Anwendung an schwer abzubildenden Bereichen und Nahfeldbereichen, oder wenn Gels allein nicht ausreichen. Die Einweg-Anwendung eliminiert die Gefahr einer Querkontamination bei diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen	1 Stück	10,50 /St.
----------	--	---------	------------



Menge

EURO

ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE


für Ultraschall-Vaginalsonden, für einwandfreie hygienische Untersuchung, aus 100 % Naturgummilatex, schattenfrei, unsteril, im Spenderkarton

Universal-Schutzhüllen, robust

MEG 127320

ca. 32 mm Ø x 190 mm
gepudert, Pack = 144 Stück

1 Pack

8,20 /Pack

MEG 127325

ca. 28 mm Ø x 200 mm
gepudert, Pack = 144 Stück

1 Pack

8,20 /Pack

ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE


AQU 3801

Eclipse

1 Pack

63,00 /Pack

weiche Einweghülle für medizinische Ultraschallsonden/Wandler, gebrauchsfertig innen bereits mit Aquasonic 100® Ultraschall-Übertragungsgel beschichtet, passt auf die meisten gebräuchlichen endokavitären Ultraschallsonden, latexfrei, nicht reizend, nicht sensibilisierend, nicht steril
Pack = 100 Stück

Menge

EURO

VIDEOPRINTER UND VERBRAUCHSMATERIAL



Mitsubishi

MIT P93 E

P 93E - Video-Schwarzweiß-Printer

1 Stück

845,00 /St.

schnell, gewissenhaft und gleichzeitig effizient. Das hat sich der analoge s/w-Video-Printer zum Anspruch gemacht. 256 Graustufen und 325 dpi Auflösung garantieren den detailgetreuen, kontrastreichen Ausdruck von Patientenbildern in zügigen 3,90 Sek. Dabei liefert der Bildspeicher des P 93E bis zu 10 Vollbilder, die individuell anwählbar sind. Für Helligkeit und Kontrast stehen 39 Stufen (von -19 bis +19) zur Verfügung



Verbrauchsmaterial



Mitsubishi

VE = 4 Rollen

MIT KP61B

Printerpapier **KP - 61 B**

4 Rollen

6,90 /Ro.

für P60E, P61E, P65E, P66E /DE, P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW
Standard Thermopapier für Klein-Formate

MIT KP65HM

Printerpapier **KP - 65 HM**

4 Rollen

15,75 /Ro.

für P60E, P61E, P65E, P66E /DE, P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW
kontrastreiches Thermopapier für Klein-Formate

MIT KP91HG

Printerpapier **KP - 91 HG**

4 Rollen

18,75 /Ro.

für P60E, P61E, P65E, P66E /DE, P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW
hochglänzendes Thermopapier für Klein-Formate



Menge

EURO

VIDEOPRINTER UND VERBRAUCHSMATERIAL**SONY**

SON UP-897 MDCE	Videoprinter UP-897 MDCE	1 Stück	995,00 /St.
<p>hochauflösender A6 schwarz-weiß Thermodrucker für die medizinische Bilddokumentation, 256 Graustufen, Auflösung 1280 Punkte x 608 Linien, Ausdruck innerhalb von 2 Sekunden, kleinster Drucker seiner Klasse, großer Bildspeicher für 10 Bilder</p>			

Verbrauchsmaterial**SONY**

SON UPP-110 HA	Printerpapier High Density für UP-890MD, UP-D890	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 HD	Printerpapier High Density für UP-D860, UP-860, UP-D860E, UP-890MD, UP-895MD, UP-D895, UP-897MD, UP-D897	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 HG	Printerpapier Ultra High Density für UP-895MD, UP-D895, UP-897MD, UP-D897	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 S	Printerpapier für UP-D860, UP-860, UP-D860E, UP-890MD, UP-895MD, UP-D890, UP-897MD, UP-D897, UP-D895	10 Rollen	10,40 /Ro.



SON UPP-110 HA



SON UPP-110 HD



SON UPP-110 HG



SON UPP-110 S