

DARMROHRE UND ZUBEHÖR


Menge

EURO


Rotimed / megro


**Darmrohr, flexibel, blau, 16 cm lang,
zum Einmalgebrauch**
VE = 10 Stück

MEG 400090	Olive: 16 mm , Abb. 1	10 Stück	2,10 /St.
MEG 400060	Olive: 19 mm , Abb. 2	10 Stück	2,10 /St.
MEG 400080	Olive: 24 mm , Abb. 3	10 Stück	2,10 /St.



MEG 400160	Olive: 16 mm mit MAT und Klemme Abb. 1	10 Stück	3,30 /St.
MEG 400161	Olive: 16 mm , mit MAT, Verlängerung und Klemme Abb. 2	10 Stück	3,75 /St.
MEG 400150	Olive: 24 mm mit MAT und Klemme Abb. 3	10 Stück	3,30 /St.
MEG 400151	Olive: 24 mm mit MAT, Verlängerung und Klemme Abb. 4	10 Stück	3,75 /St.





Sicherheitsdarmrohr MEG 400075



Sicherheitsdarmrohr MEG 400076

DARMROHRE UND ZUBEHÖRQatiomed® / **megro****Darmrohr, flexibel, blau, 16 cm lang, zum Einmalgebrauch**

		Menge	EURO
MEG 400062	Olive: 19 mm , mit Verlängerung, Klemme und Ballon, innenliegende Luftzufuhr, Abb. 1	10 Stück	7,25 /St.
MEG 400063	Olive: 19 mm , mit MAT und Ballon, innenliegende Luftzufuhr, Abb. 2	10 Stück	7,70 /St.
MEG 400064	Olive: 19 mm , mit MAT, Verlängerung, Klemme und Ballon, innenliegende Luftzufuhr. Abb. 1	10 Stück	7,85 /St.
MEG 400061	Olive: 19 mm , mit Ballon, innenliegende Luftzufuhr, Klemme, Abb. 2	10 Stück	7,25 /St.
MEG 400075	Sicherheitsdarmrohr Olive: 19 mm, mit Verlängerung, Ballon, Klemme und Schaumstoffring, innenliegende Luftzufuhr	10 Stück	8,00 /St.
MEG 400076	Sicherheitsdarmrohr Olive: 19 mm, mit MAT, Verlängerung 60 cm, Ballon, Klemme und Schaumstoffring mit Sicherheitsgebläse 100 ml, innenliegende Luftzufuhr	1 Stück	10,20 /St.

DARMROHRE UND ZUBEHÖRRadiomed / **megro**

MEG 400130

Gebälseball
weiß, für die Luftinsufflation bei der
Doppelkontrasttechnik

Menge

1 Stück

EURO

5,40 /St.

**EINLAUFSYSTEME**

MEG 400110

Kontrastbeutel **mit Stopball leer**
2,5 Ltr. Füllvolumen

1 Stück

4,85 /St.

MEG 400120

Kontrastbeutel **mit Darmrohr leer**
2,5 Ltr. Füllvolumen

1 Stück

6,00 /St.


**Y-VERBINDER**

MEG 400140E

Y-Verbinder, blau, für Standardschläuche
mit Anschlußadapter und Schlauch-
klemme, alternativ zu EZEM 9312,
Innendurchmesser: 8 mm

1 Stück

2,55 /St.

**SCHLAUCHSYSTEM**

MEG 400833

Colon unsteril
für Kontrastmittelpumpe

1 Stück

7,00 /St.



Menge


EURO

PNEUMOCOLONGERÄT

EZEM 1004	handliches Gerät für die problemlose Kontrast- und Doppelkontrastuntersuchung; in waagerechter Lage (breite Seite des Dreiecks nach unten) wird Kontrastmittel über das entsprechende Darmrohr in das Colon gedrückt; durch Drehen des Gerätes (eine der kurzen Seiten des Dreiecks nach unten) wird Luft für die Doppelkontrastuntersuchung nachgedrückt; mit ausführlicher Bedienungsanleitung	1 Stück	208,80 /St.
-----------	--	---------	-------------

PNEUMOCOLON-ERSATZTEILE

EZEM 850	Doppelgebläse, schwarz	1 Stück	42,00 /St.
EZEM 852	Klammer	1 Stück	5,20 /St.
EZEM 853	Plastik-Behälter	1 Stück	78,50 /St.
EZEM 854	Deckel mit Dichtung	1 Stück	16,90 /St.
EZEM 855	Ablaßventil, Metall	1 Stück	23,10 /St.
EZEM 856	Ablaßschlauch	1 Stück	13,55 /St.
EZEM 857	Plastik-Dreikant	1 Stück	58,10 /St.
EZEM 858	Flatterventil	1 Stück	8,30 /St.
EZEM 859	Einlaßventil, Metall	1 Stück	26,60 /St.



Menge

EURO

RÖNTGENZUBEHÖR



BIS 680000PU

Röntgensortiment 9-teilig

1 Set

160,70 /Set

mit **PU-Beschichtung agave**, aus mittelfestem Schaumstoff, zum Fixieren des Patienten, die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung
Inhalt: 1 x Nr. 1, 2 x Nr. 2, 2 x Nr. 3, 2 x Nr. 4, 1 x Nr. 5, 1 x Nr. 6

Maße: Nr. 1 (36 x 24 x 11 cm), Nr. 2 (18 x 24 x 11 cm), Nr. 3 (18 x 10 x 5 cm), Nr. 4 (24 x 18 x 6 cm), Nr. 5 (24 x 18 x 3 cm), Nr. 6 (24 x 18 x 5 cm)



RÖNTGENKOPFTEILE



Röntgenkopfteil mit PU-Beschichtung agave aus mittelfestem Schaumstoff 25 x 25 x 10 cm, zum Fixieren des Kopfes in unterschiedlichen Lagen im Röntgen und OP-Bereich

BIS 680011PU

Nr. 9, für Rückenlage

1 Stück

38,30 /St.

BIS 680012PU

Nr. 10, für Bauchlage

1 Stück

40,60 /St.

BIS 680016PU

für Rechts- u. Linkslage

1 Stück

47,20 /St.



RÖNTGENBUCHSTABEN

MEG 400000

L 20 mm hoch

1 Stück

7,20 /St.

MEG 400001

R 20 mm hoch

1 Stück

7,20 /St.



MEG 400002

Kassetten-Metallklammer Prägung **L/R**

1 Stück

22,40 /St.

Röntgenschürzen und Zubehör - Preise auf Anfrage



RÖNTGENFILM-TASCHEN UND ZUBEHÖR**Röntgenfilmtaschen**

mit gummierter Klappe, Natron Kraftpack 120, braun, Liefereinheit und Mindestabnahme 500 Stück



	Für Filmgröße	Taschengröße		
MEO 81.1925 S*	18,0 x 24,0 cm	19,5 x 25,5 cm	1 Pack	63,90 /Pack
MEO 81.2531 S*	24,0 x 30,0 cm	25,5 x 31,5 cm	1 Pack	85,90 /Pack
MEO 81.3141 S*	30,0 x 40,0 cm	31,0 x 41,0 cm	1 Pack	129,90 /Pack
MEO 81.3141 B*	30,0 x 40,0 cm	31,0 x 41,0 cm	1 Pack	111,90 /Pack
MEO 81.3737	35,6 x 35,6 cm	37,0 x 37,0 cm	1 Pack	118,90 /Pack
MEO 81.3742 S*	35,6 x 40,0 cm	37,5 x 42,0 cm	1 Pack	159,90 /Pack
MEO 81.3742 B*	35,6 x 40,0 cm	37,5 x 42,0 cm	1 Pack	130,90 /Pack
MEO 81.3745 S*	35,6 x 43,2 cm	37,0 x 45,0 cm	1 Pack	159,90 /Pack
MEO 81.3745 B*	35,6 x 43,2 cm	37,0 x 45,0 cm	1 Pack	159,90 /Pack
MEO 81.4141	40,0 x 40,0 cm	41,0 x 41,0 cm	1 Pack	159,90 /Pack
MEO 81.4144 S*	40,0 x 43,2 cm	41,0 x 44,0 cm	1 Pack	166,90 /Pack

* S: Klappe an der Schmalseite, B: Klappe an der Breitseite

RÖNTGENFILMBETRACHTER

— **Dr. Mach**
Medizinische Geräte

dient zur Betrachtung bereits befundeter Röntgenbilder, Kunststoffgehäuse, 2 Leuchtstoffröhren, Ein-/Ausschalter, verschiebbarer Nylonfaden, Filmhalterung mit Stahlrollen



MAC 0022040010	Röntgenfilmbetrachtungsgerät 1 Feld, 36 x 43 cm, 2 x 15 W, ohne Jalousien	1 Stück	235,00 /St.
MAC 0022080010	Röntgenfilmbetrachtungsgerät 2 Felder, 83 x 43 cm, 2 x 25 W, ohne Jalousien	1 Stück	336,00 /St.

Menge

EURO

RÖNTGENFILMBETRACHTER**HAEBERLE**

Modernste Lichttechnik in elegantem Design.
Hochwertiges silbergraues Aluminiumgehäuse
mit Kontrastecken in grau oder blau

HAE 15221	Mediskop Typ 560 , mit grauen Ecken, Bildfläche 560 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 18 Watt	1 Stück	368,00 /St.
HAE 15222	Mediskop Typ 560 mit blauen Ecken, Bildfläche 560 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 18 Watt	1 Stück	368,00 /St.
HAE 15223	Mediskop Typ 860 mit grauen Ecken, Bildfläche 865 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 30 Watt	1 Stück	439,00 /St.
HAE 15224	Mediskop Typ 860 mit blauen Ecken, Bildfläche 865 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 30 Watt	1 Stück	439,00 /St.



Mediskop Typ 860

Die Komfortmodelle mit stufenloser Helligkeits-
regulierung und Hochfrequenztechnologie für ermü-
dungsfreies Arbeiten. Helleres, flimmerfreies Licht,
Absenkung der Leuchtdichte bis auf 500 cd/m²

HAE 17300	Mediskop Typ 560 HF mit stufenloser Helligkeitsregulierung, mit grauen Ecken, Bildfläche 560 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 18 Watt	1 Stück	528,00 /St.
HAE 17302	Mediskop Typ 860 HF mit stufenloser Helligkeitsregulierung, mit grauen Ecken, Bildfläche 865 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 30 Watt	1 Stück	599,00 /St.
HAE 17303	Mediskop Typ 860 HF mit stufenloser Helligkeitsregulierung, mit blauen Ecken, Bildfläche 865 x 435 mm (B x H) mit 2 Röhren je 30 Watt	1 Stück	599,00 /St.



Mediskop Typ 560 HF



Mediskop Typ 860 HF